




Instrumente für die Ophthalmochirurgie

2025/26




Geuder[®]
Germany

CE 2797

Alle Produkte in diesem Katalog können je nach Land der Verwendung unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Nicht alle Produkte in diesem Katalog sind in jedem Land erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Geuder-Vertreter, um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen in Ihrem Land zu erfahren.

Die Geuder AG ist nach ISO 13485 und anderen Normen zertifiziert.



Gemeinsam zu chirurgischer Spitzenleistung.

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen umfassenden Instrumentenkatalog vorstellen zu dürfen. Er spiegelt unser dauerhaftes Engagement für Exzellenz, Innovation und die verlässlichen Partnerschaften mit medizinischen Fachkräften wider, die wir über viele Jahrzehnte aufgebaut haben.

Auch unter neuer, aber traditionsbewusster Führung bleibt unser Anspruch unverändert: Wir entwickeln und liefern medizinische Geräte höchster Qualität – um Ophthalmochirurgen in ihrer verantwortungsvollen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Seit unserer Gründung im Jahr 1951 in Heidelberg prägen Werte wie Präzision, Verlässlichkeit und Verantwortung gegenüber den Patienten unser Handeln – und werden auch weiterhin unsere Zukunft bestimmen.

In mehr als 70 Jahren hat sich Geuder zu einem Komplettanbieter ophthalmologischer chirurgischer Instrumente und Systeme entwickelt. Dazu zählen auch die hochreinen Fluide unseres verbundenen Unternehmens Fluoron GmbH in Ulm, Deutschland.

In diesem Katalog finden Sie eine breite Auswahl bewährter und moderner Instrumente – hergestellt mit derselben Sorgfalt, Präzision und Liebe zum Detail, die Sie von Geuder gewohnt sind.

Präzision und Langlebigkeit sind tief in unserer Entwicklung und Produktion verankert und leisten zugleich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die Lebensdauer unserer Instrumente und Systeme wird durch unsere qualifizierten Mitarbeitenden im Bereich Wartung und Reparatur zusätzlich verlängert – für eine konstant hohe Leistung über viele Jahre.

Wir arbeiten kontinuierlich mit führenden Chirurgen und Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen den sich wandelnden Anforderungen der Ophthalmochirurgie gerecht werden. Dieses enge Miteinander bildet die Grundlage unseres Anspruchs:

Gemeinsam zu chirurgischer Spitzenleistung.

Der Vorstand

Heidelberg, November 2025

Inhalt

Vorwort 6

01

Lidsperrer 14

Draht 15

Draht, verstellbar 18

Verstellbar, selbsthaltend 20

Verstellbar mit Feststellschraube 21

Absaugung, verstellbar
mit Feststellschraube 26

Glaukom 29

02

Lidhalter, Wundhaken

Wundspreizer 32

Lid 33

Tränensack 35

03

Mess- und Markierinstrumente, Tonometer 38

Hornhautmarkierer 39

Zirkel 41

Massstäbe 42

Markierer 42

LASIK Markierer 43

Keratometer 43

Gradmessringe 44

Achsen- und torische Markierer 44

Tonometer 46

04

Küretten, Löffel 48

Chalazionslöffel 50

Exenterationslöffel 51

05

Fremdkörperinstrumente 52

Instrumente 54

Nadeln 55

Hebel 55

06

Messer, Diamantmesser 56

Parazentese, Sideport, Universal 57

Trapezoid, Clear Cornea 58

Mikrometer 59

Dreischnitt Stufen 59

Keratome, Sklera, Hornhautschaber,

DMEK Scraper 60

Sato 61

07

Glaukom- und Knochenstanzen 62

Knochenstanzen 63

Glaukomstanzen 64

08

Scheren 66

Hornhaut 67

Faden 69

Synechien 69

Trabekel 70

Kapsulotomie 70

Iris 73

IOL 74

Nadelhalter mit Schneidefunktion,
Bindehaut 75

Sehnen 76

Strabismus 77

Fadenscheren, Ringscheren 78

Ringscheren, geknüpft 80

Enukleation 81

Vitreoretinal 82

09

Pinzetten 84

Cilien, Fremdkörper 85

Bindehaut 86

Naht 87

Kolibri 88

Keratoplastik 89

Naht, Fixierung 89

Fragment, Juwelier 92

Fixierung, Verband, Gewebe 93

Iris 93

Kapsulorhexis 95

Mikroinzision 98

DMEK, DSAEK, LASIK 99

Lentikel 100

Nukleusspalter, Implantation 101

IOL 102

Zügelnaht 105

Muskel, Nasal, Cerclage,

Retinal 106

Skleranägel, Trokar 107

Vitreoretinal 108

Chalazion, Ptosis 109

Arterienklemmen 110

Tuchklemmen,

Dieffenbach-Klemmen 111

10

Nadelhalter und Klingenhalter 112

11

Manipulatoren, Chopper Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen 120

- Fixierringe 121
- Nukleusspalter 123
- Nukleusspalter, Manipulatoren 124
- Manipulatoren, Hkchen 126
- Kernfragmentationsspatel 128
- Kapselpolierer 129
- Starschlingen 130
- Orbital, Keratoplastik,
Synechien-Spatel 130
- Irisspatel 132
- Enukleation 133
- LASIK, DMEK, DSAEK 134
- Femto-Lasik Manipulatoren 135
- Schielhaken 137
- Membranspatel und -Peeler 139

12

Lokalisatoren, Skleradepressoren 140

13

Sonden, Dilatatoren 144

- Trnenwegsonden 145
- Pigtailsonden, Trabekularsonden,
U-Sonden 147

14

Kanlen, Spl- und Sauginstrumente (I/A) 148

- Trnenweg 149
- Cyclodialyse 151
- Hydrodissektion 151
- Splschlingenkanle, Viskoelastika,
Sub-Tenon, Trabekulotomie 152
- Splkanlen, Spl-/Saugkanlen 153
- Kapselpolierer 154
- LASIK 155
- DALK 156
- Bimanuelle
Spl-/Saughandgriffe 156
- Koaxiale Spl-/Saughandgriffe 159
- DMEK / DSAEK Irrigation 158
- Retinal, Staubsaugerhandgriffe 161
- Retinal, Injektionshalterungen,
Absaugkanlen, PFCL-Kanlen 163
- Verschiedenes 165

15

Einmalinstrumente 166

- Trepane und Hornhautstanzen 167
- Chirurgische Messer 169
- Scheren und Zängchen 172
- Lasersonden 174
- Lichtleiter, Trokare 176
- Vitrektoren 177
- DMEK 178
- Irisretraktor, Tränenweg-Intubation,
Kanülen 180
- Injektionsspritzen 183
- Filter, Dreiwegehahn,
Injektionsschlauch 184
- Ölinjektion 185
- Kauter, Saugkeile, Markierstift 186
- Silikonringe 187
- Silikonbänder, Silikonschienen 188
- Silikonmanschetten 189
- Silikon-Skleralplomben 190
- IVOM Injektions-Set 193

16

Sonstiges 194

- Kapselspannring-Injektoren 195
- Tränenweg, DCR 196
- Silikonblöcke 198
- Augenklappe, Intraokularer
Magnet 199
- Vitrektomiellinsen 200
- Diathermie-Instrumente 201

17

**Sterilisationscontainer und
Reinigungsadapter 202**

- microStop® Container und
Zubehör 203
- Sterilisieretuis 205
- Sterisafe® Container und Zubehör 206
- Reinigungsadapter 209

18

Operationsbestecke 214

Inhalt 215

ECCE – Extrakapsuläre

Kataraktextraktion 216

Phako / Katarakt 217

Phako Notfall 218

MSICS – Manual Small Incision Cataract
Surgery 218

MICS, Micro Incision Cataract
Surgery 219

FLACS, Femtosecond Laser-Assisted
Cataract Surgery 219

IOL Explantation 220

Torische IOL 220

IOL Sklerafixation 220

Irisnaht 220

LASEK, Laser-Assisted Epithelial

Keratomileusis 221

LASIK, Laser-Assisted In Situ

Keratomileusis 221

Femto LASIK 222

ReLEx® SMILE, Small Incision Lenticule
Extraction 222

Keratoplastik 223

DALK, Deep Anterior Lamellar

Keratoplasty 224

DSEK / DSAEK, Descemet Stripping
(Automated) Endothelial

Keratoplasty 224

DMEK, Descemet Membrane

Endothelial Keratoplasty 224

Glaukom 225

Notfall 226

Enukleation 227

Pterygium 227

Standard-Set Augenarztpraxis 228

Chalazion 228

Lid / Ptosis 229

DCR / Tränenweg 230

Strabismus, Muskel 231

Netzhautablösung 232

Vitrektomie 20 G 233

Vitrektomie 23 G 234

Vitrektomie 25 G 235

19

Addendum 236

Geräte 237
Fluoron Farbstoffe 238
Fluoron Intraoperative Tamponaden 238
Langzeittamponaden,
Gebrauchsfertige Gastamponaden 238
Fluoron Langzeittamponaden,
Silikonöltamponaden 239
Fluoron Langzeittamponaden,
Schwere Silikonöle 239
Fluoron WashOut
Reinigungsflüssigkeit 239

Index 240

Artikelnummerverzeichnis 240
Produktverzeichnis 248
Namensverzeichnis 256

Impressum 262

01

Lidsperrer

- Draht 15
- Draht, verstellbar 18
- Verstellbar, selbsthaltend 20
- Verstellbar mit Feststellschraube 21
- Absaugung, verstellbar
mit Feststellschraube 26
- Glaukom 29




G-17020**Lidsperrer**

n. BARRAQUER

gefenstert

14 mm Valven

Gesamtlänge 38 mm

**G-17025****Lidsperrer**

n. BARRAQUER

für Säuglinge

gefenstert

10 mm Valven

Gesamtlänge 40 mm

**G-17023****Lidsperrer**

n. BARRAQUER

für Frühgeborene

gefenstert

7 mm Valven

Gesamtlänge 34 mm

**G-17026****Lidsperrer**

n. BARRAQUER

15 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 40 mm


**G-32136****Lidsperrer**

n. BARRAQUER

gefenstert


14 mm runde Valven

Gesamtlänge 38 mm



01 Lidsperrer**Draht****G-32137****Lidsperrer**

n. BARRAQUER
für Säuglinge
gefenstert
10 mm runde Valven
Gesamtlänge 38 mm

**G-32148****Lidsperrer**

n. BARRAQUER
gefenstert
14.5 mm offene Valven
Gesamtlänge 40 mm

**G-32149****Lidsperrer**

n. BARRAQUER MODELL FRANKFURT
gefenstert, groß
14.5 mm Valven
Gesamtlänge 40 mm

**G-17004****Lidsperrer**

n. H.-R. KOCH
für nasalen Einsatz
gefenstert
14 mm offene Valven
Gesamtlänge 40 mm





01 Lidsperrer

Draht

G-32129

Lidsperrer

für nasalen Einsatz
gefenstert
15 mm runde Valven
Gesamtlänge 40 mm




01 Lidsperrer

Draht, verstellbar

G-17010

Lidsperrer

n. BARRAQUER-OOSTERHUIS
gefenstert, verstellbar
14 mm Valven
Gesamtlänge 40 mm



G-17015

Lidsperrer

n. BARRAQUER-OOSTERHUIS
geschlossene Valven, verstellbar
15 mm Valven
Gesamtlänge 40 mm



G-32138

G-32139

Lidsperrer

n. BARRAQUER-OOSTERHUIS
gefensterte runde Valven
verstellbar
14 mm Valven, Gesamtlänge 40 mm
11 mm Valven, Gesamtlänge 30 mm, für Kinder




01 Lidsperrer

Draht, verstellbar

G-17017

Lidsperrer

n. BARRAQUER-OOSTERHUIS-KRATZ
gefenstert, verstellbar
15 mm offene Valven
Gesamtlänge 40 mm



G-32119

Lidsperrer

n. KRATZ-BARRAQUER
verstellbar, gefenstert
15 mm runde Flügelvalven
Gesamtlänge 40 mm



G-17027

Lidsperrer

n. THOMAS NEUHANN
verstellbar
15 mm geschlossene Valven
Gesamtlänge 40 mm



G-17030

Lidsperrer

n. SAUER
12 mm geschlossene Valven
Gesamtlänge 30 mm





01 Lidsperrer

Draht, verstellbar

G-32134

Lidsperrer

n. TAKEDA

für Säuglinge

9 mm gefensterte Valven

mit Fingergriffen und abgewinkelten

ineinander greifenden Valven

Gesamtlänge 28 mm



01 Lidsperrer

Verstellbar, selbsthaltend

G-15945

Lidsperrer

n. MELLINGER

groß

verstellbar, selbsthaltend

16.5 mm gefensterte Valven

Gesamtlänge 65 mm



G-32130

Lidsperrer

n. MELLINGER

klein, für Kinder

verstellbar, selbsthaltend

12.5 mm gefensterte Valven

Gesamtlänge 55 mm



01 Lidsperrer

Verstellbar, selbsthaltend

G-15946

Lidsperrer


n. MELLINGER-BEARD

groß

verstellbar, selbsthaltend

15.5 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 65 mm



G-32135

Lidsperrer

n. MELLINGER-BEARD

klein, für Kinder

verstellbar, selbsthaltend

11.5 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 55 mm



G-16050

G-16055

Lidsperrer

n. PRETORI


13.5 mm gefensterte Valven

verstellbar, selbsthaltend

Gesamtlänge 63 mm

links

rechts



01 Lidsperrer

Verstellbar mit Feststellschraube

G-15950**Lidsperrer**

n. WEISS

gefenstert

verstellbar mit Feststellschraube

17.5 mm Valven

Gesamtlänge 85 mm

**G-15951****Lidsperrer**

n. WEISS

gefenstert

verstellbar mit Feststellschraube

17.5 mm offene Valven

Gesamtlänge 85 mm

**G-15955****Lidsperrer**

n. WEISS

klein

verstellbar mit Feststellschraube

15 mm gefensterte Valven

Gesamtlänge 55 mm


**G-15970****Lidsperrer**

n. WEISS

verstellbar mit Feststellschraube

16.5 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 85 mm



01 Lidsperrer

Verstellbar mit Feststellschraube

G-15975

Lidsperrer

n. WEISS

klein

verstellbar mit Feststellschraube

14 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 55 mm



G-16010


Lidsperrer

n. BANGERTER

verstellbar, mit Feststellschraube

15 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 52 mm



G-16025

Lidsperrer

n. CASTROVIEJO

gefenstert, verstellbar

Gesamtlänge 96 mm

16 mm Valven, mittel



G-15990

Lidsperrer

n. COOK

groß

16 mm geschlossene Valven

verstellbar, mit Feststellschraube

Gesamtlänge 50 mm



01 Lidsperrer

Verstellbar mit Feststellschraube

G-15995

Lidsperrer

n. COOK

mittel

11 mm geschlossene Valven

verstellbar, mit Feststellschraube

Gesamtlänge 40 mm



G-16000

Lidsperrer

n. COOK

klein

8 mm geschlossene Valven

verstellbar, mit Feststellschraube

Gesamtlänge 35 mm



G-32128

Lidsperrer

n. COOK

für Säuglinge

5 mm geschlossene Valven

verstellbar, mit Feststellschraube

Gesamtlänge 30 mm



Lidsperrer

n. MURDOCK

14 mm gefensterter Valven

verstellbar, selbsthaltend

Gesamtlänge 50 mm

G-17000

links

G-17001

rechts



01 Lidsperrer

Verstellbar mit Feststellschraube

Lidsperrer

n. MURDOCK

klein

12 mm gefensterte Valven

verstellbar, selbsthaltend


Gesamtlänge 45 mm

G-17002

links

G-17003

rechts



G-15960

Lidsperrer

n. LIEBERMANN-TENNANT

verstellbar, gefenstert

für temporalen Einsatz

15 mm offene Valven

Gesamtlänge 80 mm



G-15965

Lidsperrer

n. KERSHNER

verstellbar, reversierbar

für nasalen und temporalen Einsatz

15 mm gefensterte Valven

Gesamtlänge 75 mm



G-15966

Lidsperrer

n. KERSHNER

verstellbar, reversierbar

für nasalen und temporalen Einsatz

15 mm geschlossene Valven

Gesamtlänge 75 mm



G-33965

Femtokatarakt Lidsperrer

n. DICK

verstellbar

18 mm abgeflachte gefensterte Valven mit Mittelsteg

zum Zurückhalten überstehenden Lidgewebes

Gesamtlänge 80 mm





01 Lidsperrer

Verstellbar mit Feststellschraube

G-33971

Femtokatarakt Lidsperrer

n. SOLOMON

14.5 mm abgeflachte gefensterter Valven


mit Mittelsteg

zum Zurückhalten überstehenden Lidgewebes

Doppelrändelschraube zur Schnell- und

Feineinstellung

Gesamtlänge 95 mm



01 Lidsperrer

Absaugung, verstellbar mit Feststellschraube

G-33919

Schlauchsystem

für Lidsperrerrnit Absaugung



Scale 1:2

G-33920

LASIK-Lidsperrer

n. KNORZ


verstellbar, mit Absaugung

16 mm gefensterter Valven

zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit


aus dem OP-Feld

Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter



01 Lidsperrer

Absaugung, verstellbar mit Feststellschraube



Lidsperrer

n. NODA

verstellbar, mit Absaugung

zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit
aus dem OP-Feld

Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter

G-17019

15 mm offene Valven

G-17021

12 mm offene Valven, für Kinder



Lidsperrer

n. PAULMANN

verstellbar, mit Absaugung

für PPV, mit zusätzlichem Absaugsteg

16 mm gefensterter Valven

zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus dem
OP-Feld

Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter

G-17005

G-17006

Klammer für Infusionsschlauch

zum Lidsperrer n. PAULMANN (G-17005)



01 Lidsperrer

Absaugung, verstellbar mit Feststellschraube

**G-15961****Lidsperrer**

n. LIEBERMANN-TENNANT
verstellbar, mit Absaugung
für temporalen Einsatz
15 mm offene Valven
Gesamtlänge 80 mm
zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus dem OP-Feld
Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter


**G-17024****Lidsperrer**

n. KOGA / NODA
5 mm Absaugschlitze
verstellbar
12 mm offene Valven
zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus dem OP-Feld
Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter



01 Lidsperrer

Absaugung, verstellbar mit Feststellschraube



G-17031

Lidsperrer


n. NODA

verstellbar, mit Absaugung

offene Valven

2 x 10 Absaugöffnungen

Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter



G-33925

LASIK-Lidsperrer


n. MAUS

verstellbar, mit mittlerem Absaugsteg

16 mm gefensterter Valven

zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus dem OP-Feld

Lieferung mit Silikonschlauch und Adapter

**G-15920****Lidsperrer**

n. SCHOTT

gefensterte Valven

verstellbarer Mechanismus zum Einstellen der Öffnungsweite und Valvenhöhe

optimal für Glaukomchirurgie

groß, 16 mm Valven

01 Lidsperrer

Glaukom



G-15921

Lidsperrer

n. SCHOTT

geschlossene Valven

verstellbarer Mechanismus zum Einstellen der Öffnungsweite und Valvenhöhe

optimal für Glaukomchirurgie

groß, 15 mm Valven

02

Lidhalter Wundhaken Wundspreizer

Lid 33

Tränensack 35



Lid



G-16080

Lidhalter

n. DESMARRES

für Säuglinge

7 mm breit

Gesamtlänge 133 mm



G-32120

Lidhalter

n. DESMARRES

Fig. 0

9 mm breit

Gesamtlänge 138 mm



G-16060

Lidhalter

n. DESMARRES

Fig. 1

12 mm breit

Gesamtlänge 133 mm



G-16065

Lidhalter

n. DESMARRES

Fig. 2

14 mm breit

Gesamtlänge 135 mm



G-16070

Lidhalter

n. DESMARRES

Fig. 3

16 mm breit

Gesamtlänge 138 mm



G-16075

Lidhalter

n. DESMARRES

Fig. 4

17 mm breit

Gesamtlänge 138 mm



G-32115

Lidhalter

MODELL GIESSEN

14 mm breit, gefenstert

Gesamtlänge 133 mm



G-17040

Lidplatte

n. JAEGER

NR-Stahl

20 mm und 23 mm gewölbte/konkave Enden

Gesamtlänge 110 mm



G-15542

Wundhaken

n. AXENFELD

4-zinkig, stumpf

9 mm breit

Gesamtlänge 140 mm



G-15540

Tränensack-Wundhaken

n. AXENFELD

3-zinkig, 7 mm breit

Gesamtlänge 140 mm

stumpf



G-15550

Tränensack-Wundhaken

n. AXENFELD

2-zinkig, 4 mm breit

Gesamtlänge 140 mm

stumpf



G-15560

Tränensack-Wundhaken

n. ROLLET

4-zinkig, scharf

6 mm breit

Gesamtlänge 140 mm

**Doppelhäkchen**

n. GUTHRIE

Hauthäkchen, scharf

Gesamtlänge 125 mm

G-15350

klein

G-15355

groß

G-17070**Wundspreizer**

n. MÜLLER

3 x 3-zinkig

verstellbar

Gesamtlänge 70 mm



03

Mess- und Markierinstrumente, Tonometer

Hornhautmarkierer	39
Zirkel	41
Massstäbe	42
Markierer	42
LASIK Markierer	43
Keratometer	43
Gradmessringe	44
Achsen- und torische Markierer	44
Tonometer	46



Hornhautmarkierer

G-33727

Hornhautmarkierer

n. THOMAS NEUHANN

8 Klingen

mit Fadenkreuz

Innendurchmesser 3.0 mm

Außendurchmesser 12.0 mm

Gesamtlänge 105 mm



G-32222

Hornhautmarkierer

n. THOMAS NEUHANN


für astigmatische Keratotomie

Fadenkreuz mit 10° Einteilung

Innendurchmesser 6.0 mm

Außendurchmesser 8.0 mm

Gesamtlänge 105 mm

**Hornhautmarkierer**

n. HOFFER

feines Fadenkreuz

für optisches Zentrum

Gesamtlänge 103 mm



G-33735

Innendurchmesser 4.5 mm

G-33741

Innendurchmesser 7.5 mm

G-33742

Innendurchmesser 8.0 mm



G-38600

DSAEK Hornhautmarkierer

n. THOMAS NEUHANN

Doppelinstrument für DSAEK / DSEK / DMEK

Durchmesser 8.0 mm / 9.0 mm

zur Markierung für die Descemetorhexis

Gesamtlänge 123 mm



Hornhautmarkierer

G-32229

Nahtmarkeur

n. DUNCKER

sternförmig, 8-zackig, mit Fadenkreuz
zur Zentrierung des Trepans und zum Setzen
einer doppeläufigen Naht
Gesamtlänge 102 mm
für 8.0 mm Transplantat




G-32224

Nahtmarkeur

n. THOMAS NEUHANN

8 Klingen
für Keratoplastik
zum GTS n. Krumeich
Gesamtlänge 102 mm

**Kreuzstich-Nahtmarkierer**

n. SUFFO / MODELL HOMBURG

für perforierende Keratoplastik
zur Fixierung des Cornea-Transplantates
durch doppelte Kreuzstichnaht n. Hoffmann
mit 2 x 8 Durchstichen
für 7.5 mm Transplantate
für 8.0 mm Transplantate



G-33743

G-33744

G-19135

Zirkel

n. CASTROVIEJO

Skala beidseitig
mit 1 mm Abstufungen
20 mm Skala, Gesamtlänge 85 mm



G-37400

Markierinstrument

n. BRAUNSTEIN

zur Markierung der Position für die Sklerotomie
3.5 mm hinter dem chirurgischen Limbus
Gesamtlänge 45 mm



Zirkel

Markierinstrument

n. BRAUNSTEIN

zur Markierung der Position für die

Sklerotomie hinter dem chirurgischen Limbus

Gesamtlänge 80 mm

G-37410

3.0 mm / 3.5 mm

G-37414

3.5 mm / 4.0 mm



03 Mess- und Markierinstrumente, Tonometer

Massstäbe



G-18650

Massstab

150 mm

mit 1 mm und 0.5 mm Abstufungen

G-18645

Massstab

MODELL GIESSEN

gebogen

1 bis 30 mm

Gesamtlänge 60 mm



G-32225

Sklera-Messspatel

n. VOGT

gebogen

1 bis 20 mm

Gesamtlänge 126 mm



03 Mess- und Markierinstrumente, Tonometer

Markierer

G-32209

Skleradeckelmärker

n. TOBIAS NEUHANN

5.0 mm und 4.0 mm

U-förmiges Markierungsmuster

Schwenkkopf ermöglicht Markierung

temporal oder superior

Gesamtlänge 95 mm





03 Mess- und Markierinstrumente, Tonometer

Markierer

G-15797

Markeur

n. FINK

1 mm kreuzförmige Markierspitzen
für eine akkurate 9 mm Rücklagerung
des Musculus obliquus inferior
Gesamtlänge 87 mm



03 Mess- und Markierinstrumente, Tonometer


LASIK Markierer

G-33745

LASIK Hornhautmarkierer

n. MENDEZ

zum Erkennen und Wiederanlegen
des lamellären Flaps
Gesamtlänge 105 mm





G-33747

LASIK Hornhautmarkierer

n. LU

zum Erkennen und Wiederanlegen
des lamellären Flaps
Gesamtlänge 105 mm



03 Mess- und Markierinstrumente, Tonometer

Keratometer

G-32318

Keratometer

n. MALONEY

Zur qualitativen Messung des Astigmatismus
Gesamtlänge 20 mm



Gradmessringe

G-33760

Gradmessring

n. MENDEZ

Messung von 0° bis 180°

5° Einteilungen

12 mm Innendurchmesser

Gesamtlänge 110 mm



G-33762

Gradmessring

für torische IOL

mit 5° Einteilungen und

rotierendem Einstellring

12 mm Innendurchmesser

Gesamtlänge 110 mm



Achsen- und torische Markierer

G-33763

Horizontal-Achsenmarkierer

n. GERTEN


zur präzisen Markierung der 0° Achse

während der torischen IOL Implantation

oder refraktiven Laserchirurgie

Gesamtlänge 105 mm





G-33776

TOMARK Pendelinstrument

selbstausschaltendes handgehaltenes Pendel gewährleistet
eine präzise horizontale Achse
Gesamtlänge 140 mm

zur Aufnahme des TOMARK Hornhaut-Markierers G-33777

G-33777

TOMARK einstellbarer Hornhautmarkierer

zur Markierung der Astigmatismus-Achse
bei der Platzierung torischer IOLs
0° bis 180° Gradmessring mit 5° Einteilungen
Gesamtlänge 32 mm

in Kombination mit Spaltlampe oder mit G-33776



G-33778

Ablage für Pendelinstrument

für **G-33776** TOMARK
Gesamtlänge 180 mm





G-19230

Tonometer

n. SCHIÖETZ

mit zwei Gewichten von 7.5 g und 10 g

04

Küretten, Löffel

Chalazionslöffel 50
Exenterationslöffel 51



04 Küretten, Löffel

Chalazionlöffel

G-15900

Chalazionlöffel

n. MEYHÖFER
1.0 mm Durchmesser
Gesamtlänge 129 mm



G-15870

Chalazionlöffel

n. MEYHÖFER
2.0 mm Durchmesser
Gesamtlänge 129 mm



G-15875

Chalazionlöffel

n. MEYHÖFER
2.5 mm Durchmesser
Gesamtlänge 129 mm



G-15880

Chalazionlöffel

n. MEYHÖFER
3.0 mm Durchmesser
Gesamtlänge 129 mm



G-15885

Chalazionlöffel

n. MEYHÖFER
4.0 mm Durchmesser
Gesamtlänge 129 mm



G-15910

Chalazion-Doppellöffel

n. AXENFELD
Doppelinstrument
4.5 mm x 2.5 mm und
6.5 mm x 3.0 mm ovale Löffel
Gesamtlänge 144 mm



**G-31545****Exenterationslöffel**

n. BUNGE

mittel

10 mm Durchmesser

Gesamtlänge 142 mm

**G-31555****Exenterationslöffel**

n. BUNGE

groß

12 mm Durchmesser

Gesamtlänge 144 mm

05

Fremdkörperinstrumente

Instrumente 54

Nadeln 55

Hebel 55





**G-14550****Fremdkörper-Doppelinstrument**

zum Schieben

2.2 mm breite gebogene Nadel

1 mm breiter PLANGE-Hebel, gebogen

Gesamtlänge 95 mm

**G-14540****Fremdkörper-Doppelinstrument**

zum Schieben

2.2 mm breite gebogene Nadel

1.4 mm breiter Hohlmeißel

Gesamtlänge 95 mm



05 Fremdkörperinstrumente

Nadeln

G-14490

Fremdkörpernadel

gerade
4.5 mm lange dreieckige Spitze
2.4 mm breit
Gesamtlänge 120 mm



G-14500

Fremdkörpernadel

gebogen
4.5 mm lange dreieckige Spitze
2.4 mm breit
Gesamtlänge 120 mm



05 Fremdkörperinstrumente

Hebel

G-14570

Fremdkörperhebel

n. PLANGE
gebogen und abgerundet
1 mm breiter Hebel
Gesamtlänge 125 mm



06

Messer, Diamantmesser

Parazentese, Sideport, Universal 57
Trapezoid, Clear Cornea 58
Mikrometer 59
Dreischritt Stufen 59
Keratome, Sklera, Hornhautschaber,
DMEK Scraper 60
Sato 61





G-38475

Diaclean Diamantmesser

für Parazentese



1 mm breite Lanze

Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 4.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-38341

Diaclean Diamantmesser



60° lanzenförmige Diamantklinge

Griffstück aus Titan

Breite 1.4 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-38344

Diaclean Diamantmesser



1 mm breite, 45° Diamantklinge

Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm





G-38475

Diaclean Diamantmesser

für Parazentese


1 mm breite Lanze

Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 4.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-38341

Diaclean Diamantmesser


60° lanzenförmige Diamantklinge

Griffstück aus Titan

Breite 1.4 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-38344

Diaclean Diamantmesser


1 mm breite, 45° Diamantklinge

Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-38448

Diaclean Clear-Cornea-Incision**Diamantmesser, 1.5/2.0 Mm**MICS trapezförmige Klinge, 35°
abgewinkelt


4 Schneideflächen

Griffstück aus Titan

Breite 1.5 / 2.0 mm

Länge 5.0 mm

Messerstärke 0.2 mm





G-38453

Diaclean Clear-Cornea-Incision**Diamantmesser, 2.85 mm**



4 Schneideflächen, 35° abgewinkelt

Griffstück aus Titan

Breite 2.85 mm

Länge 5.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



Geuder° 06 Messer, Diamantmesser

Dreischnitt Stufen



G-31470

Dreischnitt Diamantstufenmesser

Einzelfußplatte, Griffstück aus Titan



stufenweise verstellbar

im Sterilisieretui

Breite 1.0 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-31468

Limbal Relaxing Incision Diamantmesser



LRI Messer mit 0.6 mm vorkalibrierter Schnitttiefe

Einzelfußplatte, Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



06 Messer, Diamantmesser

Keratome, Sklera, Hornhautschaber, DMEK Scraper



G-31480

Diamantmesser

mit Mikrometer für Keratotomie, Dreifacettenschliff
vertikale Schnittkanten, 75°



0.2 mm flache Schneidefläche

doppelte Fußplatte, Griffstück aus Titan

Breite 0.6 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.1 mm



G-19345

Diamantmesser

mit Mikrometer

für Keratotomie




1 Schnittkante 45°

doppelte Fußplatte, Griffstück aus Titan

Breite 1.0 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-31477

Retina-Diamantmesser

Schnittkante 45°


20 Gauge / 0.9 mm

Griffstück aus Titan

Breite 0.9 mm

Länge 3.0 mm

Messerstärke 0.2 mm



G-14180

Skleramesser

MODELL BONN

7 mm Blattlänge, vorne abgerundet

Gesamtlänge 126 mm



G-14185

Skleramesser

MODELL BONN

4 mm Blattlänge, vorne abgerundet

Gesamtlänge 126 mm



Hornhautschaber

n. KUHNT

vorne gerundet

Gesamtlänge 123 mm

G-14010

Fig. 1, Klinge 5.5 mm x 2.5 mm

G-14020

Fig. 2, Klinge 4.5 mm x 2.0 mm

**G-38621****DMEK Präparations-Scraper**

n. SZURMAN

untere Klinge 4.0 mm, stumpf

gerundete Spitze 1.5 mm, scharf

zum Ablösen der Descemetlamelle des Transplantats

Gesamtlänge 117 mm

**G-33670****LASEK-Epi-Peeler**

n. LOHMANN

„Hockey“ Messer

Klingenlänge unten 5 mm, vorne 2 mm

Gesamtlänge 123 mm

**G-14165****Satomesser**

Schnittkante 1.5 mm

spitz

Gesamtlänge 123 mm

**G-16200****Satomesser**

n. DARDENNE

Schnittkante 1.2 mm

spitz

Gesamtlänge 123 mm

**G-37555****Satomesser**

n. FOERSTER

Schaft konisch

vorne: 30 Gauge / 0.3 mm

hinten: 20 Gauge / 0.9 mm

Gesamtlänge 125 mm



07

Glaukom- und Knochenstanzen

Knochenstanzen	63
Glaukomstanzen	64



G-18220**Knochenstanze**

n. BEYER

Maul 2 mm x 3 mm

Gesamtlänge 140 mm



**G-18238****Glaukomstanze**

n. KELLY

19 Gauge / 1.0 mm

Maul 0.9 mm x 0.45 mm

Gesamtlänge 122 mm



Glaukomstanzen


G-18239**Glaukomstanze**

n. LUNTZ-DODICK

mit 360° drehbarem Schneidekopf

Maul 1 mm x 0.5 mm

Gesamtlänge 115 mm


**G-18235****Glaukomstanze**

n. GREHN

20 Gauge / 0.9 mm

Maul 0.7 mm x 0.3 mm

Gesamtlänge 90 mm



08

Scheren

Hornhaut 67
Faden 69
Synechien 69
Trabekel 70
Kapsulotomie 70

Iris 73
IOL 74
Nadelhalter mit Schneidefunktion,
Bindehaut 75
Sehnen 76
Strabismus 77
Fadenscheren, Ringscheren 78
Ringscheren, geknöpft 80
Enukleation 81
Vitreoretinal 82



Hornhautschere

n. TROUTMAN

7 mm Blattlänge

Spitze bis Drehpunkt 9.5 mm

Gesamtlänge 100 mm

G-19710

rechts, Blätter gebogen, stumpf-stumpf

G-19715

links, Blätter gebogen, stumpf-stumpf

**Hornhautschere**

n. CASTROVIEJO

unteres Blatt 9.5 mm

oberes Blatt 9.0 mm

Gesamtlänge 105 mm

G-19690

rechts, Blätter gebogen, stumpf-stumpf

G-19695

links, Blätter gebogen, stumpf-stumpf

**Keratoplastikschere**

n. KATZIN

6 mm Blattlänge

Spitze bis Drehpunkt 8 mm

Gesamtlänge 100 mm

G-19720

rechts, Blätter gebogen, stumpf-stumpf

G-19725

links, Blätter gebogen, stumpf-stumpf



G-19718

Hornhautschere

n. SAUTTER

leicht gebogen, fein, stumpf-stumpf

10 mm Blattlänge

Spitze bis Drehpunkt 14 mm

Gesamtlänge 100 mm



G-19780

Keratomieschere

n. CASTROVIEJO

stark gebogen, stumpf-stumpf

12 mm Blattlänge

Spitze bis Drehpunkt 15 mm

Gesamtlänge 103 mm



G-19790

Hornhautschere

n. CASTROVIEJO

kniegebogen, stumpf-stumpf

12 mm Blattlänge

Gesamtlänge 110 mm



Federschere

leicht gebogen

8 mm Blattlänge

Gesamtlänge 105 mm

G-19600

spitz-spitz

G-19605

stumpf-stumpf

**Federschere**

stark gebogen, stumpf-stumpf

G-19607

6 mm Blattlänge, Gesamtlänge 105 mm

G-19615

11 mm Blattlänge, Gesamtlänge 110 mm



G-19727

Keratoplastikschere

n. MACKENSEN

stark gebogen, stumpf-stumpf

Gesamtlänge 85 mm



G-19585

Federschere

nach oben gebogen, stumpf-stumpf

8 mm Blattlänge

Gesamtlänge 100 mm



G-19570**Federschere**

gerade, spitz-spitz
8 mm Blattlänge
Gesamtlänge 105 mm

**G-19580****Federschere**

n. FINE
gerade, spitz-spitz
14 mm Blattlänge
Gesamtlänge 110 mm

**G-19590****Schere für die vorderen Synechien**

n. CASTROVIEJO
nach oben gebogen
Blätter gebogen, 9 mm, stumpf-stumpf
Gesamtlänge 105 mm

**G-19740****Schere für die vorderen Synechien**

n. CASTROVIEJO
nach oben gebogen
Blätter gebogen, 15 mm, stumpf-stumpf
Gesamtlänge 115 mm



08 Scheren

Trabekel

Trabekularschere

spitz-spitz
 8.5 mm Blattlänge
 Breite Drehpunkt 1.5 mm
 Gesamtlänge 80 mm

G-19745

gerade

G-19747

gebogen

**Geuder® 08 Scheren**

Kapsulotomie

Kapsulotomieschere

nach oben gebogen, spitz-spitz
 breite Drehpunkt 2 mm
 Gesamtlänge 80 mm

G-19776

9 mm Blattlänge

G-19777

11 mm Blattlänge



G-32100

Kapsulotomieschere

abgewinkelt, Spitze leicht gebogen
 13 mm Blattlänge
 Breite Drehpunkt 2 mm
 Gesamtlänge 80 mm



G-32101

Kapsulotomieschere

abgewinkelt, Spitze stark gebogen
 13 mm Blattlänge
 Breite Drehpunkt 2 mm
 Gesamtlänge 80 mm



G-32105

Kapsulotomieschere

leicht gebogen, spitz-spitz
 11 mm Blattlänge
 Breite Drehpunkt 1.8 mm
 Gesamtlänge 88 mm



G-19620**Federschere**

MODELL TÜBINGEN

gerade, spitz-spitz

9 mm Blattlänge

Breite Drehpunkt 1.8 mm

Gesamtlänge 88 mm

**G-19630****Federschere**

MODELL TÜBINGEN

gebogen, spitz-spitz

9 mm Blattlänge

Breite Drehpunkt 1.8 mm

Gesamtlänge 88 mm

**G-19760****Federschere**

n. VANNAS

extra fein, gerade

6 mm Blattlänge, spitz-spitz

Breite Drehpunkt 1.7 mm

Gesamtlänge 80 mm

**G-19765****Federschere**

n. VANNAS

extra fein, gebogen

6 mm Blattlänge, spitz-spitz

Breite Drehpunkt 1.7 mm

Gesamtlänge 80 mm

**G-19770****Federschere**

n. VANNAS

extra fein, kniegebogen

7 mm Blattlänge, spitz-spitz

Gesamtlänge 80 mm

**G-19775****Federschere**

n. VANNAS

extra fein, nach oben gebogen

7 mm Blattlänge, spitz-spitz

Gesamtlänge 80 mm



08 Scheren

Kapsulotomie

G-32940

Kapselschere

n. H.-R. KOCH
horizontal, 45° abgewinkelt
2.5 mm Blattlänge, Kopf 360° drehbar
Schaft gerade, 22 Gauge / 0.7 mm
Gesamtlänge 107 mm



G-32942

Kapselschere


n. BRAUWEILER
vertikal, 1.25 mm Blattlänge
Führungsrohr gebogen, 22 Gauge / 0.7 mm
Gesamtlänge 100 mm



G-38246

Kapselschere

n. YAE
trennbar, Titan, gold
Mikro-Scherenblätter gerade, 3 mm
Rohr gebogen, 23 Gauge / 0.6 mm
zum Durchtrennen von Synechien, für Iridektomie und zur Rettung der Rhexis während MICS
Gesamtlänge 42 mm
für Handgriff **G-38240**



G-38240

Handgriff

MODELL JAPAN
für Kapselscheren und -zängchen
6 mm, Titan
Gesamtlänge 90 mm



G-32948

Hybrid Schere

n. HATTENBACH
zum Durchtrennen von Fäden bei der
Irisnaht und bei der Fixierung dislozierter
Intraokularlinsen
1.25 mm Blattlänge
Rohr abgewinkelt, 25 Gauge / 0.5 mm



Iridektomieschere

n. NOYES

gerade

18 mm Blattlänge

Gesamtlänge 120 mm

G-19540

spitz-spitz

G-19550

stumpf-stumpf

**Iridektomieschere**

n. WECKER

11 mm Blattlänge

Gesamtlänge 110 mm

G-19640

spitz-spitz

G-19655

stumpf-stumpf

**Iridektomieschere**

n. WECKER

7 mm Blattlänge

Gesamtlänge 110 mm

G-19660

spitz-spitz

G-19675

stumpf-stumpf



G-19680

Iridektomieschere

n. BARRAQUER

7 mm Blattlänge

stumpf-stumpf

Gesamtlänge 56 mm



G-32945

IOL-Schere

n. STEINMETZ

oberes Blatt 6.5 mm


untere Fassfläche gerieft, mit Rille

Schere geschlossen:

0.95 mm breit x 0.75 mm hoch

Gesamtlänge 92 mm

zum Zerschneiden von faltbaren Acryl- und Silikon-IOL



G-32946

IOL-Schere

n. STEINMETZ

für Kleinschnitt-Technik

oberes Blatt 6.5 mm


untere Fassfläche gerieft, mit Rille

Schere geschlossen:

0.85 mm breit x 0.65 mm hoch

Gesamtlänge 92 mm

zum Zerschneiden von faltbaren Acryl- und Silikon-IOL

**IOL-Schere**

n. SNYDER-OSHER

zum Zerschneiden von faltbaren Acryl- und Silikon-IOL

unteres Schneideblatt mit Riefen für besseren Halt der IOL während des Schneidens

Rohrdurchmesser 18 Gauge / 1.2 mm

Gesamtlänge 150 mm

G-32998

kurzes Modell, 3.5 mm Blattlänge

G-32996

langes Modell, 4.5 mm Blattlänge






G-17440

Nadelhalter mit Schneidefunktion

Blätter gebogen, 12 mm, ohne Sperre
mit 3 mm Nadelhalter und Fadenplatte
zum Halten und Schneiden von feinem Nahtmaterial
und Setzen von Nähten
Gesamtlänge 125 mm



G-19750

Federschere

n. WESTCOTT
stumpf-stumpf
gebogen, Standard Blätter
Gesamtlänge 120 mm



G-19751

Federschere

n. WESTCOTT
spitz-spitz
gebogen, Standard Blätter
Gesamtlänge 120 mm



G-32250

Federschere

n. WESTCOTT
stumpf-stumpf
gebogen, schlankes Modell
Gesamtlänge 100 mm



Sehnenschere

n. STEVENS

kurzes Blatt, stumpf-stumpf

Spitze bis Drehpunkt 22 mm

Gesamtlänge 105 mm

G-19470

gerade

G-19475

gebogen

**Sehnenschere**

n. STEVENS

langes Blatt, stumpf-stumpf

Spitze bis Drehpunkt 28 mm

Gesamtlänge 110 mm

G-19480

gerade

G-19485

gebogen



Strabismusschere

MODELL BONN

stumpf-stumpf

Spitze bis Drehpunkt 24 mm

Gesamtlänge 90 mm

G-19430

gerade

G-19435

gebogen

**Strabismusschere**

langes Blatt

Spitze bis Drehpunkt 28 mm

Gesamtlänge 105 mm

G-19420

gerade

G-19425

gebogen

**Strabismusschere**

kurzes Blatt

Spitze bis Drehpunkt 28 mm

Gesamtlänge 110 mm

G-19460

gerade

G-19465

gebogen



08 Scheren

Fadenscheren, Ringscheren

Augenschere

gerade, spitz-spitz

Gesamtlänge: Spitze bis Drehpunkt:

G-19350	90 mm	27 mm
G-19355	100 mm	29 mm
G-19360	115 mm	30 mm
G-19365	120 mm	36 mm



Augenschere

gebogen, stumpf-stumpf

Gesamtlänge: Spitze bis Drehpunkt:

G-19367	110 mm	29 mm
----------------	--------	-------

gerade, stumpf-stumpf

Gesamtlänge: Spitze bis Drehpunkt:

G-19368	115 mm	30 mm
----------------	--------	-------



Augenschere

gebogen, spitz-spitz

Gesamtlänge: Spitze bis Drehpunkt:

G-19370	90 mm	27 mm
G-19375	100 mm	28 mm
G-19380	110 mm	29 mm
G-19385	120 mm	34 mm



08 Scheren

Fadenscheren, Ringscheren

G-19390

G-19395

Augenschere

schlankes Modell, spitz-spitz
Spitze bis Drehpunkt 31 mm
Gesamtlänge 105 mm
gerade
gebogen



G-19400

G-19405

Augenschere

MODELL BONN
extra fein
spitz-spitz
Spitze bis Drehpunkt 19 mm
Gesamtlänge 90 mm
gebogen
gerade



G-19410

Fadenschere

n. SPENCER
Blätter gerade, 20 mm
mit Einkerbung am Scherenblatt zum sicheren
Fassen von Nahtmaterial vor dem Durchtrennen
Gesamtlänge 90 mm



08 Scheren

Ringscheren, geknöpft

G-19505**Augenschere**

kniegebogen, 1 Knöpfchen
spitz-stumpf
Gesamtlänge 115 mm

**G-19510****Augenschere**

kniegebogen, 2 Knöpfchen
stumpf-stumpf
Gesamtlänge 115 mm

**G-31315****Schere**

chirurgisch
Blätter gerade
spitz-stumpf
Gesamtlänge 145 mm



**Enukleationsschere**

Blätter gebogen, stumpf

Spitze bis Drehpunkt 40 mm

Gesamtlänge 135 mm

G-19520

stark gebogen

G-19525

mittel gebogen

G-19530


leicht gebogen

**Glaskörperscheren**

6 mm Griffstück aus Titan

gold


Gesamtlänge 155 mm

G-3650245° abgewinkelt
horizontal
20 Gauge/0.9 mm**G-36506**aufgebogen
mit Membran-Peeler
20 Gauge/0.9 mm**G-36512**rundgebogen
20 Gauge/0.9 mm**G-36526**n. HEIMANN
abgewinkelt
20 Gauge/0.9 mm**G-36532**n. HEIMANN
gerade
20 Gauge/0.9 mm**G-36576**

23 Gauge/0.6 mm

G-36586

25 Gauge/0.5 mm

G-36536n. HEIMANN
gerade, stumpf
20 Gauge/0.9 mm**G-36582**


23 Gauge/0.6 mm

G-36552rundgebogen
horizontal
20 Gauge/0.9 mm**G-36566**

23 Gauge/0.6 mm

G-36562

25 Gauge/0.5 mm

G-36556n. NAITO
langes Blatt 3.5 mm
gebogen, vorne
verjüngt
20 Gauge/0.9 mm**G-36540**n. HEIMANN
zur Verwendung mit
23 G Trokarsystem
abgewinkelt,
spitz-spitz
23 Gauge/0.6 mm



08 Scheren

Vitreoretinal

Trennbare Einmal-Scheren

finden Sie auf Seite 172



09

Pinzetten

Cilien, Fremdkörper	85	Lentikel	100
Bindehaut	86	Nukleusspalter, Implantation	101
Naht	87	IOL	102
Kolibri	88	Zügelnaht	105
Keratoplastik	89	Muskel, Nasal, Cerclage,	
Naht, Fixierung	89	Retinal	106
Fragment, Juwelier	92	Skleranägel, Trokar	107
Fixierung, Verband, Gewebe	93	Vitreoretinal	108
Iris	93	Chalazion, Ptosis	109
Kapsulorhexis	95	Arterienklemmen	110
Mikroinzision	98	Tuchklemmen,	
DMEK, DSAEK, LASIK	99	Dieffenbach-Klemmen	111



09 Pinzetten

Cilien, Fremdkörper

G-18720**Cilienpinzette**

n. HENRY

Branchen gerade

Spitze glatt, stumpf, rechteckig

Gesamtlänge 100 mm

**G-18730****Cilienpinzette**

n. GRADLE

Branchen gebogen

Spitze glatt, stumpf, rechteckig

Gesamtlänge 98 mm

**G-18750****Cilienpinzette**

n. BARRAQUER

leicht abgewinkelt

6.5 mm Fassfläche

Gesamtlänge 109 mm

**G-18740****Cilienpinzette**

n. BEER

3 mm Plattform

Spitze abgerundet 4.5 mm breit

Gesamtlänge 78 mm

**G-18850****Cilien- und
Fremdkörperpinzette**

n. SHAAF

Spitze mit Rille

gebogen und spitz

Fingergriff

Gesamtlänge 96 mm

**G-31620****Cilien- und Fadenpinzette**

n. BARRAQUER

Spitze mit Rille, 7.0 mm Fassfläche

gebogen und spitz

Fingergriff

Gesamtlänge 112 mm



09 Pinzetten

Cilien, Fremdkörper

G-32740**Cilien- und Fremdkörperpinzette**

MODELL HAMBURG

Spitze verjüngt, fein

Gesamtlänge 90 mm

**Geuder® 09 Pinzetten**

Bindehaut


G-31230**Bindehautpinzette**

MODELL KREFELD

Standard

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 100 mm


**G-31235****Bindehautpinzette**

MODELL FREIBURG

fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 90 mm


**G-18810****Bindehautpinzette**

n. DRAEGER

1.2 mm breit


2 Fixierstifte, atraumatisch

Gesamtlänge 97 mm



Nahtpinzette


n. CASTROVIEJO
 chirurgisch, 1 x 2 Zähne
 Fadenplatte 6 mm
 Gesamtlänge 100 mm
 0.28 mm, Zähne 0.12 mm
 0.3 mm
 0.6 mm
 0.9 mm
 1.2 mm



G-19001
G-19005
G-19010
G-19015
G-19020

Nahtpinzette


n. CASTROVIEJO
 neues Modell
 chirurgisch, 1 x 2 Zähne
 Fadenplatte 6 mm
 Gesamtlänge 109 mm
 0.25 mm, Zähne 0.12 mm
 0.3 mm
 0.5 mm
 0.9 mm
 1.2 mm



G-19022
G-19023
G-19024
G-19025
G-19026

**Nahtpinzette**

MODELL MÜNCHEN
 chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.35 mm
 verjüngte Fadenplatte, 5.5 mm
 Gesamtlänge 100 mm



G-19008

09 Pinzetten

Naht

Nahtpinzette

MODELL ZÜRICH

fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm

Fadenplatte 5 mm


Gesamtlänge 75 mm

gerade

abgewinkelt

G-18965

G-18966

**09 Pinzetten**

Kolibri

G-18950

Kolibripinzette

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm

Fadenplatte 5 mm

Gesamtlänge 75 mm



G-18960


Mikro-Kolibripinzette

fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm

Fadenplatte 5 mm

Gesamtlänge 77 mm



G-15134


Mikro-Kolibripinzette

extra fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm

Fadenplatte 4 mm

Gesamtlänge 76 mm



G-18975

Fadenlöspinzette

n. BARRAQUER

sehr fein, spitz

Fadenplatte 4 mm

Gesamtlänge 77 mm



09 Pinzetten**Keratoplastik****G-18972****Keratoplastikpinzette**


n. THOMAS NEUHANN
zum Nähen und Fixieren
der Hornhaut
2 Zinken mit 1 x 2 Zähnen
Zinkenabstand 0.8 mm
Gesamtlänge 80 mm

**G-18970****Keratoplastikpinzette**


n. REMKY
zwei Zinken mit 1 x 1 Zähnen,
abgewinkelt
Zinkenabstand 1.7 mm
zum Nähen und Fixieren der Hornhaut
Gesamtlänge 80 mm

**G-38623****DMEK Keratoplastikpinzette**


n. REMKY modifiziert n. SZURMAN
zwei Zinken mit 1 x 1 Zähnen, gerade
Zinkenabstand 1.7 mm
Schaft 33 mm
zum Festhalten des Transplantats
während der Präparation
Gesamtlänge 89 mm

**09 Pinzetten****Naht, Fixierung****Allzweckpinzette**

n. PAUFIQUE
chirurgisch, 1 x 2 Zähne
6 mm Fadenplatte
Gesamtlänge 88 mm
Standard
G-18940
G-18945 fein

**Fadenpinzette**

n. PAUFIQUE
mit Fadenplatte
Gesamtlänge 88 mm
Standard, Fadenplatte 6 mm
G-19045
G-19046 fein, Fadenplatte 5 mm



09 Pinzetten

Naht, Fixierung


**G-19040****Fadenpinzette**

MODELL TÜBINGEN

Branchen glatt, gebogen

Fadenplatte 6 mm

Gesamtlänge 99 mm


**G-19035****Fadenpinzette**

MODELL TÜBINGEN

Branchen glatt, fein

Fadenplatte 4 mm

Gesamtlänge 84 mm


**G-19034****Fadenpinzette**

MODELL BONN

Branchen glatt, extra fein

Fadenplatte 3 mm


Gesamtlänge 73 mm

**G-19032****Fadenpinzette**

abgewinkelt, 7.5 mm

Fadenplatte 6 mm

Gesamtlänge 99 mm

**G-31625****Fadenpinzette**


n. DARDENNE

abgewinkelt, 6.5 mm

Fadenplatte 6 mm

runder Griff mit Führungsstift

Gesamtlänge 102 mm



**G-19038****Fadenpinzette**

n. BANGERTER

Fadenplatte 9.5 mm

Längsrille, V-förmig

Gesamtlänge 100 mm

**G-19048****Fadenpinzette**

Branchen gerieft

1 mm breit

Gesamtlänge 106 mm

**G-32947****Hybrid Fadenpinzette**

n. HATTENBACH

abgewinkelt, für die Vorderkammer

intraokular, Mikro-Fadenspitze 1.5 mm

25 Gauge / 0.5 mm

Gesamtlänge 98 mm

zur Verwendung in Kombination
mit Hybrid Nadelhalter **G-32949**


09 Pinzetten

Fragment, Juwelier

G-31623

Fragmentpinzette

n. KELMAN-MCPHERSON
abgewinkelt, glatte Branchen
Fassfläche 7.5 mm
Gesamtlänge 100 mm



G-33941

Fragmentpinzette


n. KELMAN-MCPHERSON
abgewinkelt, fein geriefte Branchen
für Femto-LASIK
zur Lentikel-Extraktion bei SMILE
Fassfläche 7.5 mm
Gesamtlänge 100 mm



G-31622

Fragmentpinzette

n. GASKIN
abgewinkelt
mit Fadenplatte
Fadenplatte 9 mm,
Gesamtlänge 107 mm



G-31624

Fadenplatte 11 mm,
Gesamtlänge 100 mm

G-37700

Juwelierpinzette

Standard Modell, gerade
Gesamtlänge 120 mm



G-37705

Juwelierpinzette

fein, gerade
Gesamtlänge 115 mm



G-37710

Juwelierpinzette

extra fein, gerade
Gesamtlänge 115 mm



09 Pinzetten

Fixierung, Verband, Gewebe

G-19050**Fixierpinzette**

n. GRAEFE
ohne Sperre
4.5 mm breit
8 ineinandergreifende Zähne
Gesamtlänge 110 mm

**Augenpinzette**

geriefte Branchen, anatomisch
Gesamtlänge 100 mm

**G-18780**

0.5 mm

G-18781

0.7 mm

G-18782


1.0 mm

G-18783


1.2 mm

G-18784

1.4 mm

**Augenpinzette**

chirurgisch, 1 x 2 Zähne
Gesamtlänge 100 mm

**G-18790**

0.5 mm

G-18791

0.7 mm

G-18792


1.0 mm

G-18793

1.2 mm

G-18794


1.4 mm

**09 Pinzetten**

Iris

Irispinzette

MODELL BONN
gerieft, extra fein, anatomisch
Gesamtlänge 73 mm
gerade
8 mm abgewinkelt

**G-18908**

gerade

G-18911

8 mm abgewinkelt



09 Pinzetten

Iris

Irispinzette

MODELL BONN

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm


extra fein

Gesamtlänge 73 mm

gerade

6 mm abgewinkelt

8 mm abgewinkelt



G-18900

G-18905

G-18910

Irispinzette

MODELL BONN


lang, gerade

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm

Gesamtlänge 102 mm

extra fein

fein, mit Fadenplatte 4.5 mm



G-18845

G-18890


Irispinzette

SCHWEIZER MODELL

gebogen

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 100 mm




G-18840

Irispinzette

gerade, fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 72 mm




G-18857

Irispinzette

gerade, grob

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 72 mm



G-31953


Irispinzette

SCHWEIZER MODELL

gerade, sehr fein

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 70 mm




G-32240

09 Pinzetten**Iris****G-18897****Irispinzette**


n. ELZE
extra fein
chirurgisch, 1 x 2 Zähne
Gesamtlänge 78 mm

**G-18913****Iriszängchen**


n. THOMAS NEUHANN
gebogenes Rohr
chirurgisch, 1 x 2 Zähne
23 Gauge / 0.6 mm
Gesamtlänge 95 mm

**09 Pinzetten****Kapsulorhexis****G-31307****Kapsulorhexispinzette**

n. UTRATA
grob, mit Auflaufplatte
Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft
Schaft 12 mm gerade, abgewinkelt
Gesamtlänge 103 mm

**G-31308****Kapsulorhexispinzette**

runder Griff mit Führungsstift
extra fein
Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft
Schaft 13 mm gebogen, abgewinkelt
Gesamtlänge 105 mm

**G-31300****Kapsulorhexispinzette**

n. MASKET
fein, mit Auflaufplatte
Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft
Schaft 12 mm gebogen, abgewinkelt
Gesamtlänge 103 mm



G-31304

Kapsulorhexispinzette
neues Modell, mit Führungsstift
extra fein
Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft
Schaft 13 mm gebogen, abgewinkelt
Gesamtlänge 103 mm



G-31301

Kapsulorhexispinzette
extra fein, ohne Riefen
mit glatten dreieckigen Fassflächen
Schaft 13 mm gebogen, abgewinkelt
Gesamtlänge 98 mm





G-31305

Kapsulorhexispinzette
extra fein
Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft
Schaft 13 mm gebogen, abgewinkelt
Gesamtlänge 98 mm




G-31303

Kapsulorhexispinzette
n. H.-R. KOCH
extra fein
Spitze ineinandergreifend mikro-gerieft
Schaft 13 mm gebogen, abgewinkelt
1 mm Maßeinteilungen von
Spitze bis Beuge
Gesamtlänge 98 mm



G-31299

Kapsulorhexispinzette
extra feines Maulteil, kurzer Griff
kreuzgerieft Fassflächen
Schaft 12 mm gerade, abgewinkelt
Gesamtlänge 83 mm




G-32926**MICS Double Cross Action****Kapsulorhexispinzette**

n. AUFFARTH

Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieftSchaft 12 mm gebogen,
abgewinkelt 130°mit Overlap-System verhindert
unbeabsichtigte Iris-Erfassung

für 1.6 mm Inzisionen

Gesamtlänge 100 mm

**G-32928****Kapsulorhexiszängchen**

n. INAMURA

Cross Action

Spitze ineinandergreifend
mikro-gerieft

Schaft 10.5 mm gebogen

Spitze bis Drehpunkt

abgewinkelt 130°

Gesamtlänge 103 mm

**G-32935****Kapselzängchen**


n. H.-R. KOCH

Schaft gebogen 22 Gauge / 0.7 mm

Mikro-Fassflächen

kurzer Griff

Gesamtlänge 98 mm

**G-32938****Kapselzängchen**

n. H.-R. KOCH

Schaft gebogen 22 Gauge / 0.7 mm

Mikro-Fassflächen

6 mm Griffstück aus Titan, blau

Gesamtlänge 144 mm





G-32936

Mikrozängchen

n. TOBIAS NEUHANN


multifunktionale asymmetrische

Spitze mit Fassfläche

Schaft gerade 23 Gauge / 0.6 mm

6 mm Griffstück aus Titan, blau

Gesamtlänge 155 mm

**Kapsulorhexiszängchen**

n. IKEDA

austauschbare Spitze



Schaft gebogen 23 Gauge / 0.6 mm

Gesamtlänge 40 mm

G-38244

aufgeraute Mikrofassflächen

„Schnabel“



G-38242

aufgeraute Mikrofassflächen

G-38244
„Schnabel“

G-38242



für Handgriff G-38240

G-38240

Handgriff

MODELL JAPAN

für Kapselscheren und -zängchen

austauschbare Spitzen

Titan, 6 mm

Gesamtlänge 90 mm



G-32944


Kapsulorhexiszängchen

n. HATTENBACH

Schaft abgewinkelt 25 Gauge / 0.5 mm

Mikrofassflächen


Gesamtlänge 88 mm



G-38624**DMEK Präparations-Pinzette**

n. SZURMAN

zum Ablösen der Descemetlamelle
mit glatten abgerundeten Haltebacken
zur schonenden Präparation
des Spenderendothels
Gesamtlänge 75 mm

**G-38628****DMEK Transplantat Pinzette**

n. YÖRÜK

Atraumatisches Fassen und Ablösen
der Descemetmembran
Fassbereich 6 mm
Gesamtlänge 77 mm

**G-38634****DSAEK/DMEK Rhexispinzette**

n. GERTEN

für Descemetorhexis und Scraping
umgekehrte dreieckige Spitzen
zum Entfernen der DM von der
Empfänger-Hornhaut
Schaft gebogen 23 Gauge / 0.6 mm
Gesamtlänge 142 mm

**G-33428****Flaporhexispinzette**

n. PFÄFFL

Spitzen kreuzgerieft
2.5 mm x 1.5 mm, oval
zum Anheben von Femto-LASIK-Flaps
Gesamtlänge 103 mm

**G-18914****LASIK Hornhautflap-Pinzette**

n. BURATTO

Branchen gebogen
kreuzgeriefte Scheiben,
Durchmesser 0.8 mm
Gesamtlänge 100 mm





G-33960

Lentikelzängchen

n. RUPAL SHAH

Fassfläche gerieft 3.5 mm

Schaft gebogen 20 Gauge / 0.9 mm
zur Lentikel-Extraktion bei SMILE

6 mm Griffstück aus Titan, blau

Gesamtlänge 144 mm



G-33961

Lentikelpinzette

Schaft 7.5 mm

mit feinen Riefen

kniegebogen

zur Lentikel-Extraktion bei SMILE

Gesamtlänge 99 mm



G-31518

Nucleus-Spreizpinzette


Cross Action

Paddel/Schaufelspitzen

3.0 mm aufgeraut

zum Aufbrechen des Nukleus

Gesamtlänge 112 mm



G-31519

Nucleus-Spreizpinzette

(Pre-Chopper)

n. AKAHOSHI

Spitzen fein 4.5 mm, 1 mm Profil

2.0 mm Cross Action

zum Aufbrechen,

Zerteilen und Rotieren des Nukleus

Gesamtlänge 105 mm



G-31720

Pre-Chopper



n. AKAHOSHI

für Mikroinzisionen, Schaft gerade

Cross-Action

runder Handgriff

Gesamtlänge 125 mm



G-33440

Vorderkammerpinzette

n. VON BARSEWISCH

extra fein

Schaft abgewinkelt 8.5 mm

Fassfläche 1.5 mm

Gesamtlänge 72 mm




G-32165

Implantationspinzette

n. FECHNER

Schaft, glatt, gebogen

Gesamtlänge 80 mm




09 Pinzetten

Nukleusspalter, Implantation

G-18935

Implantationspinzette


n. DODEN
gebogen
Schaft zum Halten feiner Linsen
Gesamtlänge 110 mm



G-31962

Implantationspinzette

n. KOHNEN
mit Silikonschlauch-Ummantelung
Schaft abgewinkelt 10 mm
Gesamtlänge 107 mm



09 Pinzetten

IOL

G-18918

Fass- und Haltepinzette


n. DICK
für Artisan/Verisyse IOL
mit Markierung für maximalen
Linsenhalt und Stabilität
Schaft gebogen 18 Gauge / 1.2 mm
Gesamtlänge 143 mm



G-18928

Implantations- pinzette

n. SEKUNDO
zur retropupillären Implantation
von Iris-Claw-IOL
Schaft gebogen 20 Gauge / 0.9 mm
Linsenhalteplatte, 3-Punkt-Fixierung
und Führungsmarkierung
zur IOL-Zentrierung
6 mm Griffstück aus Titan, blau
Gesamtlänge 143 mm



G-31902

Faltpinzette


zum Einsetzen faltbarer IOLs
Cross-Action
Maul konkav 6.5 mm
Gesamtlänge 103 mm



G-31903

Faltpinzette


n. SPALECK
zum Einsetzen faltbarer IOLs
aus Silikon oder Acryl
Schaft abgewinkelt, Maul konkav
Gesamtlänge 102 mm



G-31908

Faltpinzette

zum einfachen Aufgreifen und Falten
faltbarer IOLs aus Acryl
Gesamtlänge 105 mm



G-31994

Vorfaltzängchen

n. H.-R. KOCH
für faltbare IOLs aus Silikon,
Hydrogel oder Acryl
Gesamtlänge 135 mm



G-31905

Faltpinzette

n. H.-R. KOCH
für faltbare 3-stückige IOLs
Maul konkav 6.0 mm
Gesamtlänge 92 mm




G-31901

Fasspinzette

für faltbare IOLs

Schaft stark poliert, rund und glatt

Gesamtlänge 108 mm




G-18941

Fasspinzette

n. STROBEL

für Pharmacia CeeOn Edge IOL

Gesamtlänge 110 mm



G-32823

Explantationspinzette

für weiche IOLs

Paddelspitze 2.0 mm x 1.4 mm

mit ineinandergreifenden Riefen und

Führungsstift

Gesamtlänge 108 mm



G-32997

IOL-Zängchen

n. SNYDER-OSHER

zum Halten der IOL während des

Zerschneidens im Kapselsack


Maul 2 mm lang mit geriefter Spitze

0.5 mm

Schaft leicht gebogen

22 Gauge / 0.7 mm

Gesamtlänge 99 mm



G-18820

Zügelnahtpinzette


n. REMKY

abgewinkelt

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Breite 0.8 mm

Gesamtlänge 109 mm



G-18800


Zügelnahtpinzette

n. ELSCHNIG

Standard, gerade

chirurgisch, 1 x 2 Zähne

Gesamtlänge 110 mm



G-19105


Zügelnahtpinzette

n. LEYDHECKER

gebogen, Spitzenbreite 0.8 mm

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 1.1 mm

Gesamtlänge 110 mm



G-32335


Zügelnahtpinzette

n. CASTROVIEJO

abgewinkelt, mit Fadenplatte

chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 0.9 mm

Gesamtlänge 100 mm



09 Pinzetten

Muskel, Nasal, Cerclage, Retinal

G-19112

Muskelklemme

n. BANGERTER
10 Zähne
selbsthaltend
Gesamtlänge 100 mm



Vorlagerungs-Pinzette

n. SATTLER
mit Sperre
Gesamtlänge 100 mm
3 Zähne, Knöpfchen, rechts
3 Zähne, Knöpfchen, links



G-19120

G-19125

G-32350

Nasenpinzette

n. TROELTSCH
Spitzen gerieft
für endonasale Tränenwegsoperationen (DCR)
Gesamtlänge 150 mm



G-19107

Gürtelfadenpinzette


MODELL ESSEN
stark gebogen
Fassfläche mit Doppelrinne 3 mm
Gesamtlänge 104 mm



G-33438

Positionszängchen


für Netzhautnagel n. HEIMANN
G-33437T
Gesamtlänge 100 mm



G-33439

Fasspinzette

für Skleranägel
Cross-Action-Griff,
Branchen abgewinkelt
zum sicheren Halten von Skleranägeln
beim Einführen und Herausziehen
Gesamtlänge 105 mm



G-33752

Bandspreizpinzette

n. WATZKE
zum Aufweiten von Silikonaußensätzen
Cross-Action-Griff
Spitze gerieft
Gesamtlänge 115 mm



G-37430

Fasspinzette


für Trokarsysteme mit Rille
Gesamtlänge 110 mm



G-33831

Vitrektomie-Zängchen

n. REIMANN
zur Entfernung von Fremdkörpern
mit Permanentmagnet und 3 Zinken
Schaft gerade 14 Gauge / 2.1 mm
Schaftlänge 35 mm
Gesamtlänge 138 mm



**Vitrektomie-Zängchen**


6 mm Griffstück

blau

Gesamtlänge 155 mm


G-36202

gerade
Fassflächen gerieft
20 Gauge/0.9 mm




G-36362
G-36366

n. TANO
gerade,
gerieft Fassflächen
23 Gauge/0.6 mm
25 Gauge/0.5 mm



**G-36212**

gerade
silikonbeschichtet
20 Gauge/0.9 mm




G-36216
G-36286

gerade
Fassflächen
an Spitzen
20 Gauge/0.9 mm
23 Gauge/0.6 mm





G-36256
G-36342
G-36322

gerade
gerieft „Krokodil“
Fassflächen
20 Gauge/0.9 mm
23 Gauge/0.6 mm
25 Gauge/0.5 mm




G-36292
G-36282
G-36312

gerade
endgripping,
extra fein
0.2 mm x 0.05 mm
20 Gauge/0.9 mm
23 Gauge/0.6 mm
25 Gauge/0.5 mm

**G-36262**

Fremdkörper-
Pinzette
20 Gauge/0.9 mm

**Trennbare Einmal-Pinzetten**

finden Sie auf Seite 172

09 Pinzetten

Chalazion, Ptosis

G-18680**Chalazionpinzette**

n. LAMBERT

rund, Innendurchmesser 9 mm

untere Platte geschlossen, obere gefenstert

Gesamtlänge 92 mm

**Chalazionpinzette**

n. DESMARRES

oval

untere Platte geschlossen, obere gefenstert

G-18685

20 mm, Gesamtlänge 88 mm

G-18690

25 mm, Gesamtlänge 90 mm

**G-18700****Chalazionpinzette**

n. CAUER

oval, Innendurchmesser 13 mm x 11 mm

vorne ineinandergreifend und gerieft

geschlossene und gefensterte Platte

Gesamtlänge 99 mm

**G-18715****Ptosisklemme**

n. BERKE

22 mm lang, Fassflächen mit Längsrillen

mit Sperre

Gesamtlänge 110 mm




G-18170
G-18171

Arterienklemme
n. HARTMANN
anatomisch, gerieft
Maul 18 mm
Gesamtlänge 100 mm
gerade
gebogen



G-18180
G-18181

Arterienklemme
n. HALSTEAD
anatomisch, gerieft
Maul 25 mm
Gesamtlänge 125 mm
gerade
gebogen



G-18185
G-18182

Arterienklemme
n. HALSTEAD
chirurgisch, 1 x 2 Zähne
gerieft, Maul 25 mm
Gesamtlänge 125 mm
gerade
gebogen





G-18160 **Tuchklemme**
n. BACKHAUS
Gesamtlänge 90 mm



G-33200 **Tuchklemme**
n. SCHAEDEL
Gesamtlänge 90 mm



G-18190 **Dieffenbach-Klemme**
gerade,
Gesamtlänge 35 mm



G-18195 **Dieffenbach-Klemme**
gebogen,
Gesamtlänge 35 mm



G-31420 **Dieffenbach-Klemme**
gerade,
Gesamtlänge 50 mm



G-18197 **Fadenklemme**
besonders fein,
Gesamtlänge 30 mm

10

Nadelhalter und Klingenhalter



Nadelhalter

n. BARRAQUER

Maul fein 10 mm lang

Spitze 0.8 x 0.55 mm

Gesamtlänge 120 mm

gebogen, ohne Sperre

gebogen, mit Sperre

G-17500

G-17501

**Nadelhalter**

n. BARRAQUER

Maul fein 10 mm lang

Spitze 0.8 x 0.45 mm

Gesamtlänge 120 mm

gebogen, ohne Sperre

gebogen, mit Sperre

G-17505

G-17506

**Nadelhalter**

n. JACOBI

Maul sehr fein 5 mm lang

Spitze 1.0 x 0.5 mm

Gesamtlänge 115 mm

gebogen, ohne Sperre

gebogen, mit Sperre

G-17450

G-17452

**Nadelhalter**

n. BARRAQUER

Maul sehr fein 7.5 mm lang

Spitze 0.6 x 0.3 mm

Gesamtlänge 105 mm

gebogen, ohne Sperre

gebogen, mit Sperre

G-17460

G-17462

**Nadelhalter**

n. BARRAQUER

Maul sehr fein 10 mm lang

Spitze 0.8 x 0.6 mm

Gesamtlänge 100 mm

gebogen, ohne Sperre

gebogen, mit Sperre

G-17535

G-17530



**Nadelhalter**

n. BARRAQUER

Maul fein 11 mm lang

Spitze 0.9 x 0.8 mm

Griff 8 mm Durchmesser

Gesamtlänge 140 mm

G-17510

gebogen, ohne Sperre

G-17511

gebogen, mit Sperre

**Nadelhalter**

n. BARRAQUER

Maul sehr fein 11 mm lang

Spitze 0.9 x 0.55 mm

Griff 8 mm Durchmesser

Gesamtlänge 140 mm

G-17515

gebogen, ohne Sperre

G-17516

gebogen, mit Sperre



G-17520

Nadelhalter

n. BARRAQUER

Maul fein 11 mm lang

Spitze 1.1 x 0.75 mm

Griff 10 mm Durchmesser

Gesamtlänge 140 mm

gebogen, ohne Sperre

G-32315

Nadelhalter

n. BARRAQUER
gebogen, ohne Sperre
Maul Standard 8 mm lang
Spitze 1.2 x 0.8 mm
Originalmodell mit Längsrille
Griff 10 mm Durchmesser
Gesamtlänge 130 mm



G-32320

G-32321

Nadelhalter

n. BARRAQUER
Maul kräftig 12 mm lang
Spitze 1.6 x 1.0 mm
Griff 10 mm Durchmesser
Gesamtlänge 140 mm
gebogen, ohne Sperre
gebogen, mit Sperre



G-17545

G-17540

Nadelhalter

n. CASTROVIEJO
kurzes Modell
Maul sehr fein 9 mm lang
Spitze 0.9 x 0.55 mm
Gesamtlänge 90 mm
gerade, ohne Sperre
gerade, mit Sperre



**Nadelhalter**

n. CASTROVIEJO
 Maul fein 10.5 mm lang
 Spitze 1.5 x 0.8 mm
 Gesamtlänge 140 mm
 gebogen, ohne Sperre
 gebogen, mit Sperre

G-17570


G-17575



G-17440

Nadelhalter mit Schneidefunktion


Blätter gebogen, 12 mm, mit
 3 mm Nadelhalter und Fadenplatte
 zum Halten und Schneiden von feinem
 Nahtmaterial und Setzen von Nähten
 Gesamtlänge 125 mm
 ohne Sperre



G-32949

Hybrid Nadelhalter

n. HATTENBACH
 abgewinkelt, für die Vorderkammer
 25 Gauge / 0.5 mm
 Gesamtlänge 90 mm



zur Verwendung in Kombination mit
 Hybrid-Fadenpinzette **G-34947**

**Nadelhalter**

n. KALT

Standardmaul

gerieft, mit Längsrille

Daumenauflage und -sperre

Gesamtlänge 135 mm

G-17610

gerade, kreuzgerieftes Maul

G-17615

gebogen, kreuzgerieftes Maul

**G-17640****Nadelhalter**

n. ARRUGA

Maul grob 14 mm

Daumenauflage und -sperre

Gesamtlänge 140 mm

gerade, glattes Maul

**G-17660****Nadelhalter**

MODELL HEIDELBERG

gerade

Maul grob 14 mm

mit Ratschensperre

Gesamtlänge 125 mm

G-19320

Rasierklingenhalter

n. CASTROVIEJO

Griff rund 6 mm

Gesamtlänge 120 mm



G-19330

Rasierklingenhalter

n. TROUTMAN

gerade

Griff rund 6 mm

Gesamtlänge 95 mm



G-18150

Halter für Saugstreifen

gerieft

zur Sicherung steriler Saugkeile (G-18127)

Gesamtlänge 175 mm

11

Manipulatoren, Chopper Fixierringe, Haken Spatel, Schlingen

Fixierringe 121
Nukleusspalter 123
Nukleusspalter, Manipulatoren 124
Manipulatoren, Hähchen 126
Kernfragmentationsspatel 128
Kapselpolierer 129

Starschlingen 130
Orbital, Keratoplastik,
Synechien-Spatel 130
Irisspatel 132
Enukleation 133
LASIK, DMEK, DSAEK 134
Femto-Lasik Manipulatoren 135
Schielhaken 137
Membranspatel und -Peeler 139



Fixierringe

G-31491


Clear-Cornea-Incision Fixierring

n. FINE-THORNTON

für Clear Cornea und refraktive Eingriffe

Innendurchmesser 13 mm, Öffnung 10 mm

9 Zähne, atraumatisch



G-33757

Clear-Cornea-Incision Fixierring

n. FINE-THORNTON

für Clear Cornea und refraktive Eingriffe

schwenkbarer Griff

Innendurchmesser 16 mm, Öffnung 10 mm

12 Zähne, atraumatisch



G-33758

Clear-Cornea-Incision Fixierring

n. FINE-THORNTON

für Clear Cornea und refraktive Eingriffe

schwenkbarer Griff

Innendurchmesser 13 mm, Öffnung 10 mm

9 Zähne, atraumatisch



G-33759

Fixierring

n. FINE-THORNTON

für Clear Cornea und refraktive Eingriffe

schwenkbarer Griff

Innendurchmesser 13 mm, Öffnung 10 mm

9 Zähne, atraumatisch, stumpf



G-37425

Fixier-, Halte- und Messinstrument

für Trokarsysteme, Radius 3.5 mm



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Fixierringe

Doppelnadel Stabilisator

n. YAMANE

Fixierring für die intrasklerale IOL-Fixierung

mit Doppelnadel-Technik

Gesamtlänge 110 mm



G-31496

für 30 Gauge Kanülen

G-31497

für 27 Gauge Kanülen

Sklera Fixierring

n. FLIERINGA

G-15065

15 mm

G-15070

16 mm

G-15075

17 mm

G-15080

18 mm

G-15085

19 mm

G-15090

20 mm



G-32505

Kernspalter

n. THOMAS NEUHANN
für vertikale Chop-Techniken
Spitze 0.5 mm breit, fein
Gesamtlänge 108 mm



G-31500

Nukleusspalter




n. MIYOSHI
Spitze 1 mm, Innenkante 0.6 mm
Gesamtlänge 104 mm
universell

G-31501

für die linke Hand

G-31502


für die rechte Hand

universell
G-31500linke Hand
G-31501rechte Hand
G-31502

G-31509

Multifunktions-Chopper

n. JACOBVITZ
beilförmige Spitze
mit Kernspalter distal
und Retraktor proximal zum Bewegen,
Teilen und Zerbrechen des Linsenkerne
Spitze 1.20 mm hoch
Spitze 0.13 mm breit



scharf



stumpf



teilen



brechen




zurückziehen

G-32500

Chopper

n. TOBIAS NEUHANN
paddelförmiger Nukleusspalter
Spitze 0.5 mm breit
Gesamtlänge 108 mm



Seitenansicht



Vorderansicht

Griff

Spitze

G-32282

Karate Phako Chopper

n. AGARWAL
Spitze 0.9 mm lang
Innenkante 0.6 mm
Gesamtlänge 104 mm



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Nukleusspalter, Manipulatoren

Nukleusspalter

n. HAEFLIGER
zum Spalten, Choppen und
Bewegen der Linsen
Spitze 1.0 mm, dreieckig
Häkchen, innen scharf, 0.7 mm
Gesamtlänge 104 mm
G-31505 für die rechte Hand
G-31506 für die linke Hand



G-31507

Nukleusspalter

n. NAGAHARA
für horizontale Chop-Techniken
Spitze 1.5 mm
Innenkante 0.9 mm
Gesamtlänge 98 mm



G-32501

Linsenkernrotierer

n. THOMAS NEUHANN und

Chopper

n. TOBIAS NEUHANN
Doppelinstrument aus horizontalem
Y-förmigen Linsenkernrotierer und
paddelförmigem Nukleusspalter
Gesamtlänge 119 mm



wie G-32160



wie G-32500


G-32168

Spatel


n. THOMAS NEUHANN und

Nukleusspalter

n. NAGAHARA
Doppelinstrument aus 0.5 mm
breitem Phako-Spatel und
horizontalem Phako-Chopper
Gesamtlänge 116 mm



wie G-16189



wie G-31507

G-32161

Linsenkernrotierer

und Kernspalter

n. THOMAS NEUHANN
Doppelinstrument aus horizontalem
Y-förmigen Linsenkernrotierer und
vertikalem Phako-Chopper
Gesamtlänge 117 mm



wie G-32160




wie G-32505

G-32164

Spatel und Kernspalter

n. THOMAS NEUHANN
Doppelinstrument aus 0.5 mm
breitem Phako-Spatel und
vertikalem Phako-Chopper
Gesamtlänge 125 mm



wie G-16189



wie G-32505



G-32162

Irishäkchen und Kernspalter

n. THOMAS NEUHANN
Doppelinstrument aus Push-Pull
Irishäkchen und vertikalem
Phako-Chopper n. Neuhann
Gesamtlänge 120 mm



wie G-16175



wie G-32505




G-32169

Irishäkchen und Nukleusspalter

n. KOHNEN
Doppelinstrument aus Push-Pull
Irishäkchen und horizontalem
Chopper n. Nagahara
Gesamtlänge 114 mm



wie G-16175



wie G-31507



G-16182

Nukleus Manipulator

n. LIEBERMANN
Mikrofingerring 1.5 mm, gebogen
Gesamtlänge 103 mm
für die linke Hand



G-31727



Nukleus Manipulator

n. AKAHOSHI
zum Bewegen und Halten des Linsenkerns
bei Verwendung mit dem Pre-Chopper
kugelförmige Spitze, 0.5 mm
1.8 mm abgewinkelt
Gesamtlänge 100 mm



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Manipulatoren, Hähchen

G-16185 Nukleus Manipulator und Kapselpolierer n. DRYSDALE zum Bewegen, Rotieren und Spalten des Linsenkerns Spitze paddelförmig, 1.0 mm x 1.5 mm Gesamtlänge 100 mm	 
G-32160 Linsenkernrotierer n. THOMAS NEUHANN horizontaler Y-förmiger Rotierer und Manipulator Spitze 0.15 mm Durchmesser Gesamtlänge 104 mm	 
G-16166 Markierhähchen n. SINSKEY Durchmesser 0.2 mm, runde Spitze flacher Handgriff	 
G-16167 Positionshähchen n. SINSKEY für 0.2 mm IOL-Loch 10 mm abgewinkelter Schaft Gesamtlänge 103 mm runder Griff	 
G-32557 Linsenbügelmanipulator MODELL BREMEN Y-Hähchen, vertikal Spitze 0.15 mm Durchmesser Gesamtlänge 116	 

G-32555

Positionshäkchen

n. RENTSCH

gerade

„Bootshäkchen“, 0.18 mm Durchmesser

Gesamtlänge 137 mm



G-32530


Positionshäkchen

MODELL FRANKFURT

gerade

Häkchen-Durchmesser 0.18 mm

Gesamtlänge 137 mm




G-16175

Irishäkchen

n. DARDENNE

Spitze push-pull

Gesamtlänge 105 mm




G-32227

Irishäkchen

n. LUND

Knopf 0.8 mm

Gesamtlänge 105 mm



G-16205

Irishäkchen

MODELL BONN

superfein

Häkchen 0.15 mm Durchmesser

Gesamtlänge 111 mm




G-31911

Irishäkchen

MODELL FRANKFURT

Knopf 0.65 mm

Gesamtlänge 135 mm



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Kernfragmentationsspatel

G-16193

Spatel

n. SPIRIG

zur manuellen Kernfragmentation

Nukleusspalter 0.5 mm breit

Gesamtlänge 110 mm



G-32728

Spatel

n. RENTSCH

Spatel 12 mm lang

verjüngt von 0.6 mm auf 0.3 mm

Gesamtlänge 118 mm



G-32007

Phakospatel

n. D. D. KOCH

gebogen, mit Einkerbungen

Spitze 0.5 mm breit

Gesamtlänge 105 mm



G-32523

Phakospatel

n. AMON

Spitze paddelförmig

0.8 mm breit x 1.6 mm lang

0.2 mm stark

Gesamtlänge 103 mm



G-16189

Spatel

Spatel 12 mm

abgewinkelt, 45°

Gesamtlänge 108 mm

0.5 mm breit x 0.25 mm stark

G-16190

1.0 mm breit x 0.25 mm stark



Kernfragmentationsspatel**G-32724****Enklavationsspatel**

n. SEKUNDO

zur retropupillaren Implantation
von Iris-Claw-IOL

Spatel 14 mm lang

verjüngt von 0.75 mm auf 0.3 mm

Gesamtlänge 118 mm

**Geuder****Kapselpolierer****G-32564****Kapselpolierkürette**

n. RENTSCH

90° abgewinkelt

Spitze 1.5 mm Durchmesser

hinten und vorn halb-scharfe Kanten

Gesamtlänge 110 mm



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Starschlingen

G-15620

Starschlinge

n. ARLT
gerieft, gebogen
3.5 mm breit
Gesamtlänge 135 mm



G-15635

Starschlinge

n. SPIRIG
zur manuellen Kernfragmentation
gerieft, gebogen
Breite 2.2 mm
Gesamtlänge 135 mm



Geuder® 11 Manipulators, Choppers, Fixation Rings, Hooks, Spatulas, Lens Loops


Orbital, Keratoplastik, Synechien Spatel

G-15720

G-15725

Spatel

n. BANGERTER
leicht gebogen
Gesamtlänge 139 mm
6 mm breit
10 mm breit



G-15750

Orbitalspatel

n. SAUTTER
Gesamtlänge 142 mm
22 x 19 mm gebogene Platte



11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Orbital, Keratoplastik, Synechien-Spatel



G-32445

Orbitalspatel

MODELL HAMBURG

18 x 12 mm gebogene Platte

Gesamtlänge 145 mm



G-32446

Orbitalspatel

18 x 8 mm gebogene Platte

Gesamtlänge 145 mm



G-15758

Keratoplastik-Siebspatel

geloht



G-32727

Synechien-Spatel

n. BINKHORST

10 mm lang, halbscharf

extra fein

Gesamtlänge 129 mm



G-15475

Cyclodialyse Doppelspatel

n. CASTROVIEJO

stumpf

10 und 15 mm lang

Gesamtlänge 134 mm

Irisspatel

G-15400 Irisspatel n. WECKER schmal 1.5 mm breit, leicht gebogen Gesamtlänge 129 mm	
G-15405 Irisspatel n. WECKER breit 2.5 mm breit, leicht gebogen Gesamtlänge 132 mm	
G-31990 Irisspatel n. WECKER konisch 0.9 mm breit, leicht gebogen Gesamtlänge 134 mm	
G-32729 Irisspatel extra fein, konisch 7 mm abgewinkelt verjüngt von 0.5 mm auf 0.3 mm Gesamtlänge 114 mm	
G-15360 G-15365 G-15370 Irisspatel n. BANGERTER flacher Griff Spatel 8 mm lang, abgewinkelt Gesamtlänge 125 mm 1.0 mm breit 1.5 mm breit 2.0 mm breit	



G-15757

Wundspatel

MODELL GIESSEN

9 mm breit

abgewinkelt, konkav

Gesamtlänge 162 mm



G-15780

Enukleationslöffel

n. WELLS

Gesamtlänge 147 mm



G-33912

LASIK-Hornhautprotektor

n. ZIRM

7.0 x 2.5 mm Hornhautschutz

Gesamtlänge 120 mm

11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

LASIK, DMEK, DSAEK

G-33930

LASIK-Spatel

n. THOMAS NEUHANN

Spitze abgefast,

Vorderseite gerundet und

Rückseite flach

zum Anheben des Hornhaut-Flaps

Gesamtlänge 106 mm



G-38607

Descemet Inzisionshäkchen


Spitze Durchmesser 0.2 mm, stumpf

zum Markieren des Bereichs der

Descemetorhexis in der

Empfänger-Cornea

Gesamtlänge 103 mm



G-38608


Descemet Scraper

Spitze 1 mm, halbrund

zum Entfernen der Descemetmembran

aus der Empfänger-Cornea

Gesamtlänge 103 mm



G-38622

DMEK Präparations-Spatel

n. SZURMAN

scheibenförmiger Spatel, stumpf

Durchmesser 2.5 mm

zum Ablösen der Descemetlamelle

des Transplantats

Gesamtlänge 121 mm



G-38604

DSAEK Implantationsspatel

n. THOMAS NEUHANN

mit Tefloneinlage, 145° abgewinkelt, 4 x 2 mm

zum leichten Einführen der Spenderlamelle

mit eingekerbter Spitze für die „pullthrough“ Technik

Gesamtlänge 104 mm

(wird mit G-38606 verwendet)



G-33950

Femto Doppelinstrument


n. CHANSUE

löffelförmiger Lentikelspatel, stumpf

1.25 mm breit, gebogen und

Häkchen 2 mm lang, abgewinkelt

Gesamtlänge 115 mm

zum Öffnen der Inzision, Umreißen
des Lentikelrandes und Abtrennen des
Lentikels während des SMILE Verfahrens

G-33952

Femto Doppelinstrument

n. CHANSUE

Lentikelspatel konisch,

9 mm lang, gebogen

Häkchen 2 mm lang, abgewinkelt

Gesamtlänge 115 mm

zum Öffnen der Inzision, U
mreißen des Lentikelrandes und
Abtrennen des Lentikels während
des SMILE Verfahrens

G-33954

Femto Doppelinstrument

n. GUELL

löffelförmiger Spatel,

1.25 mm breit, leicht gebogen

Häkchen 2 mm lang, abgewinkelt

Gesamtlänge 113 mm

zum Öffnen der Inzision, Umreißen
des Lentikelrandes und Abtrennen
des Lentikels während des SMILE
Verfahrens

11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Femto-Lasik Manipulatoren

G-33427



Femtoflaplifter

n. PFÄFFL

Doppelinstrument,
beide Enden stumpfV-Haken konisch, vorne gebogen,
10.5 mm und modifiziertes

SINSKEY Häkchen, 1.5 mm

Gesamtlänge 115 mm zum

Auffinden der Flap-Kante, Anheben
und Zurückziehen des Flaps

G-33943

Femtoflaplifter


n. PFÄFFL

Doppelinstrument

V-Haken, konisch,
vorne gerade, 10.5 mm und
modifiziertes SINSKEY

Häkchen, 1.5 mm

Gesamtlänge 115 mm zum

Auffinden der Flap-Kante, Anheben
und Zurückziehen des Flaps

G-19137

Muskelfalter

n. CÜPPERS

15 mm Skala, zur Muskeldehnung

geriefter J-förmiger Haken verhindert,
dass der Muskel abrutscht

G-15799

Schielhaken

n. GRAEFE

kurz, 5 mm

Gesamtlänge 130 mm



G-15800

Schielhaken

n. GRAEFE

klein, 8 mm

Gesamtlänge 131 mm



Schielhaken

G-15805

Schielhaken

n. GRAEFE

mittel, 10 mm

Gesamtlänge 133 mm



G-15810

Schielhaken

n. GRAEFE

groß, 12 mm

Gesamtlänge 137 mm



G-15830

Schielhaken

n. MALBRAN

Häkchen gerieft, 9,5 mm, mit rechtwinkligem Knopf,
um das Abrutschen des Muskels zu verhindern

Gesamtlänge 140 mm



G-15820

Schielhaken

MODELL BONN

11 mm

Gesamtlänge 143 mm



G-15821

Schielhaken

MODELL BONN

11 mm mit 1.0 mm Loch

zur Verwendung bei Netzhautablösungen

Gesamtlänge 143 mm



Schielhaken

**G-32905****Schielhaken**

MODELL BONN

rundgebogen, Tenotomie Häkchen

Gesamtlänge 145 mm

**G-32920****Schielhaken**

n. JAMESON

11 mm, Spitze geknöpft

Gesamtlänge 125 mm

11 Manipulatoren, Chopper, Fixierringe, Haken, Spatel, Schlingen

Membranspatel und -Peeler

G-37435

Hufeisen-Haken

n. HATTENBACH

zum Abstreifen von Trokarports von
der Trokarlanze und zum Entfernen
der Trokare aus der Sklera

Gesamtlänge 98 mm




G-37545

Membranspatel

Subretinalpick

4 mm abgewinkelt

20 Gauge/ 0.9 mm



G-37500

Membran-Peeler

1.0 mm abgewinkelt

20 Gauge/ 0.9 mm

G-37503

23 Gauge/ 0.6 mm



G-37512

Membran-Peeler


0.4 mm, abgesetzt

abgewinkelt, schwarz verchromt

G-37513

23 Gauge/ 0.6 mm

25 Gauge/ 0.5 mm



12

Lokalisatoren, Skleradepressoren



G-32152

Lokalisator

n. LAQUA
mit Taschenclip
3 x 1.8 mm tropfenförmige Spitze
Gesamtlänge 128 mm



G-32150

Lokalisator

n. LAQUA
doppelseitig mit Taschenclip
3 x 1.8 mm tropfenförmige Spitze
2 mm Durchmesser Skleramarker
Gesamtlänge 134 mm



G-32153

Lokalisator

n. LUCKE
mit Taschenclip
3.8 mm x 2.0 mm
tropfenförmige Spitze
Gesamtlänge 128 mm



G-32027

Kombideller

n. KREISSIG
doppelseitig mit Taschenclip
konische Spitze mit 2.4 mm Durchmesser
und 6 mm Steg
Gesamtlänge 128 mm



G-15710

Lokalisator und Skleradepressor

n. MEYER-SCHWICKERATH
zur Fixierung und Markierung



G-32715

Skleradepressor

n. SCHOCKET

doppelseitig mit Taschenclip
 3 x 2 mm tropfenförmige Spitze
 und 6 mm Steg
 Gesamtlänge 132 mm



G-32714

Skleradepressor

doppelseitig

2 mm und 4 mm Durchmesser
 Diamant-beschichtete Spitzen
 Gesamtlänge 120 mm



G-37445

Triangel-Skleradepressor

n. HATTENBACH

für die sanfte Buckelchirurgie/Cerclage-OP und festen Halt ohne Rupturgefahr
 Gesamtlänge 133 mm



13

Sonden, Dilatatoren

Tränenwegsonden 145

Pigtailsonden, Trabekularsonden, U-Sonden 147



G-150301**Tränenwegsonde**

n. WILDER

fein, langer Kegel

Spitze 0.45 mm Durchmesser

Gesamtlänge 104 mm

**G-150302****Tränenwegsonde**

n. WILDER

mittel, mittellanger Kegel

Spitze 0.50 mm Durchmesser

Gesamtlänge 104 mm

**G-150303****Tränenwegsonde**

n. WILDER

grob, kurzer Kegel

Spitze 0.55 mm Durchmesser

Gesamtlänge 104 mm

**G-150401****Tränenwegsonde**

n. WILDER

dünn

fein, langer Kegel

Spitze 0.30 mm Durchmesser

Gesamtlänge 95 mm

**G-150402****Tränenwegsonde**

n. WILDER

dünn

mittel, mittellanger Kegel

Spitze 0.35 mm Durchmesser

Gesamtlänge 95 mm

**G-150403****Tränenwegsonde**

n. WILDER

dünn

grob, kurzer Kegel

Spitze 0.40 mm Durchmesser

Gesamtlänge 95 mm



G-15020

Tränenwegsonde

MODELL GIESSEN

Schaft konisch 11 mm, abgewinkelt

Spitze 0.4 mm breit

Gesamtlänge 77 mm

**Tränenwegsonde**

n. BOWMAN

zylindrisch

Gesamtlänge 130 mm

G-150001

Gr. 0000/000

G-150002

Gr. 00/0

G-150003

Gr. 1/2

G-150004

Gr. 3/4

G-150005

Gr. 5/6

**Tränenwegsonde**

n. BOWMAN

geknöpft

Gesamtlänge 130 mm

G-150151

Gr. 0000/000

G-150152

Gr. 00/0

G-150153

Gr. 1/2

G-150154

Gr. 3/4

G-150155

Gr. 5/6

**Tränenwegsonde**

n. JÜNEMANN

mit 72 mm Sonde und 18 mm Halteplatte,
um Faden einzusetzen

mit Reinigungsadapter G-31022

G-33193


0.6 mm Durchmesser

G-33194

0.8 mm Durchmesser

G-33195

1.0 mm Durchmesser

**Retrogradsonde**

n. KELLNAR

für kanalikuläre Reparaturen

0.5 mm Öhr

Gesamtlänge 95 mm

G-15050

rechts

G-15055

links




13 Sonden, Dilatatoren

Pigtailsonden, Trabekularsonden, U-Sonden

G-15095

Pigtailsonde

doppelseitig
für kanalikuläre Reparaturen
mit 0.4 mm Öhren
Gesamtlänge 140 mm



G-15096

Pigtailsonde

doppelseitig
für kanalikuläre Reparaturen
mit 1.0 mm Haken
Gesamtlänge 140 mm



G-15125

Trabekularsonde

n. HARMS
doppelt, gebogen 9.5 mm
3 mm Abstand
Gesamtlänge 46 mm
rechts
links

G-15130



G-15136

U-Sonde

n. THOMAS NEUHANN
mit Halteplatte
doppelt, gebogen 9 mm
3 mm Abstand
Gesamtlänge 12 mm
0.30 mm Durchmesser
0.25 mm Durchmesser

G-15138



G-15137

Halter

n. THOMAS NEUHANN
mit Sperre,
für U-Sonden G-15136 und G-15138
Gesamtlänge 92 mm



14

Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

- Tränenweg 149
- Cyclodialyse 151
- Hydrodissektion 151
- Spülschlingenkanüle, Viskoelastika, Sub-Tenon,
Trabekulotomie 152
- Spülkanülen, Spül-/Saugkanülen 153
- Kapselpolierer 154
- LASIK 155
- DALK 156
- Bimanuelle Spül-/Saughandgriffe 156
- Koaxiale Spül-/Saughandgriffe 159
- DMEK / DSAEK Irrigation 158
- Retinal, Staubsaugerhandgriffe 161
- Retinal, Injektionshalterungen, Absaugkanülen,
PFCL-Kanülen 163
- Verschiedenes 165




Tränenweg

G-33135

Tränenwegkanüle

konisch, gerade
verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge
Rohr 25 mm
NR-Stahl



G-15141

Tränenwegkanüle

konisch, rundgebogen
verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge
Rohr 25 mm
NR-Stahl



G-15151

Tränenwegkanüle

konisch, 10 mm abgewinkelt
verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge
Rohr 25 mm
NR-Stahl



G-15161

Tränenwegkanüle


konisch, 18 mm abgewinkelt
verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge
Rohr 25 mm
NR-Stahl



G-15190

Tränenwegkanüle


n. ANEL
gerade
Rohr 15 mm
23 Gauge / 0.64 mm



G-15195

Tränenwegkanüle


n. ANEL
90° rundgebogen
Rohr 16 mm
23 Gauge / 0.64 mm









G-33160

Tränenwegkanüle

zylindrisch, gerade
20 Gauge / 0.9 x 35 mm



Tränenweg

G-15170	Tränenwegkanüle MODELL BONN mit Sondenknopf Durchmesser Knopf 1.15 mm		
G-15271 G-15272 G-15273	Tränenweg-Sondenkanüle n. BANGERTE gerade, seitliche Öffnung 0.6 mm 23 Gauge / 0.64 x 60 mm 21 Gauge / 0.80 x 40 mm 23 Gauge / 0.64 x 40 mm		
G-33197	Tränenweg-Sondenkanüle n. JÜNEMANN zum Einlegen eines Fadens 21 Gauge / 0.8 x 35 mm		
G-33198	Tränenweg-Sondenkanüle n. JÜNEMANN mit Griffplatte 65 mm Sonde zum Einlegen eines Fadens 21 Gauge / 0.8 x 65 mm		
G-15377	Retrobulbäre Injektionskanüle 25 Gauge / 0.5 x 40 mm		
G-15200	Augenbrause n. CRANZ Spülung durch fünf Öffnungen vorne Silber		

14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Cyclodialyse

G-15275

Cyclodialysen-Spatelkanüle


Spatellänge 12 mm
Öffnung an der Vorderseite 0.2 mm
26 Gauge / 0.45 mm



G-31355

Cyclodialysen-Spatelkanüle

n. BUSSE
Spatellänge 12 mm
2 x Öffnung seitlich 0.2 mm
26 Gauge / 0.45 mm




14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)


Hydrodissektion

Luftkanüle

n. SAUTTER
zur Hydrodissektion
Öffnung vorn
abgeflachte Spitze



vertikal
G-32166



horizontal
G-32167

G-32166

G-32167


vertikal, 26 Gauge / 0.45 mm
horizontal, 27 Gauge / 0.4 mm



G-32155

Luftkanüle


MODELL TÜBINGEN
30 Gauge / 0.3 mm



G-15185

Luftkanüle

MODELL FRANKFURT
27 Gauge / 0.4 mm



G-31895





Hydrodissektionskanüle

horizontal abgeflachte Spitze
Öffnung vorn
24 Gauge / 0.6 x 20 mm



14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Spülschlingenkanüle, Viskoelastika, Sub-Tenon, Trabekulotomie

G-16115	Spülschlingenkanüle 4 Öffnungen vorn 5 mm Spülschlinge gebogen		
G-32759	Spülschlingenkanüle kleines Modell 4 Öffnungen vorn 4 mm Spülschlinge gebogen		
G-31807	Healon / Viskoelastika Kanüle abgeflachte Spitze, 6 mm abgewinkelt Rohr 30 mm 21 Gauge / 0.8 mm		
G-22619	Trabekel-Saugkanüle n. PH. JACOBI 13 mm abgewinkelt 24 Gauge / 0.6 mm		
G-15188 G-15189	Kanüle für die Spültrabekulotomie n. BURK 8 mm gebogene Spülsonde 30 Gauge / 0.3 mm rechts abgewinkelt links abgewinkelt		
G-33199	Sub-Tenon Injektionskanüle n. NAGATA für atraumatische Penetration und Injektion von Anästhetikum 24 Gauge / 0.6 mm		

G-15180

Spülkanüle

mit Knöpfchen, Durchmesser 0.75 mm
sehr fein
26 Gauge / 0.45 mm




G-15230

G-15240

Spülkanüle

MODELL BONN
flache Spitze, Öffnung vorn
fein, 0.5 x 1.5 mm
mittel, 0.6 x 1.9 mm



G-32760

G-32765

Spülkanüle

n. MÜLLER
J-förmig mit Sondenkopf
26 Gauge / 0.45 x 19 mm
links abgewinkelt
rechts abgewinkelt



G-16138

Spülkanüle


n. RENTSCH
J-förmig
10 mm abgewinkelt
26 Gauge / 0.45 x 24 mm



G-16106

Spül- und Saugkanüle

n. SIMCOE
doppelläufig
Saugöffnung 0.3 mm
Spülöffnung vorn
23 Gauge / 0.64 mm
mit Silikonschlauch und
Luer-Lock-Anschluss



G-15225




G-15226

Absaugkanüle

leicht gebogen, Öffnung vorn
fein, 19 Gauge / 1.1 mm
standard, 17 Gauge / 1.5 mm



Kapselpolierer

G-16125	Kapselpolierkanüle n. KRATZ 2 mm abgewinkelt Spitze halb aufgeraut 23 Gauge / 0.64 mm		
G-16133	Saug- und Polierkanüle n. TEPING Saugöffnung unten 0.3 mm Spitze halb aufgeraut, gebogen 23 Gauge / 0.64 mm		
G-16130	Kapselpolierkanüle Spitze halb aufgeraut, kugelförmig 18 Gauge / 1.2 mm		
G-16132	Kapselpolierkanüle n. PAPST Spitze 0.75 mm, aufgeraut halbkugelförmig 25 Gauge / 0.5 mm		
G-32529	Kapselpolierkanüle n. KYU Spitze 2 mm scheibenförmig aufgeraut 22 Gauge / 0.7 mm		
G-32528	Kapselpolierkanüle n. GREITE Löffelspitze aufgeraut 22 Gauge / 0.7 mm		
G-32774	Saugkanüle n. BRAUWEILER 13 mm abgewinkelt abgeschrägte Öffnung 0.3 mm Spitze aufgeraut 21 Gauge / 0.8 mm		

14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Kapselpolierer

G-32769

Saugkanüle

n. H.-R. KOCH
14 mm abgewinkelt
0.3 mm Öffnung an der Vorderseite
halb aufgeraute, spatelförmige Spitze
21 Gauge / 0.8 mm



G-32776

Spülkanüle

n. BRAUWEILER
12 mm abgewinkelt
Öffnung vorn
21 Gauge / 0.8 mm



G-32772

Spülkanüle

n. BRAUWEILER
mit 0.8 mm Irisretraktor
und aufgerautem Kapselpolierer
Öffnung vorn
21 Gauge / 0.8 mm




14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

LASIK

G-33909

LASIK-Kanüle

n. W. BAUER
doppelläufig
6 Öffnungen
zum Spülen von Flap und Stromabett
25 Gauge / 0.5 mm



G-33911

LASIK-Spülkanüle

n. ZIRM
Spitze abgeflacht und aufgeraut
5 Spülöffnungen
20 Gauge / 0.9 mm



14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

DALK

G-15310

Hornhaut-Spülkanüle


n. KRUMEICH

für die Big-Bubble-Technik bei DALK

Dissektorspitze halb-scharf

Spülöffnung unten 0.2 mm

27 Gauge / 0.4 mm



14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Bimanuelle Spül-/Saughandgriffe



G-32015

Spülkanülenhandgriff

Anschlüsse männlich / weiblich

Gesamtlänge 112 mm

G-32771

Spülkanülenhandgriff

n. BRAUWEILER

Anschlüsse männlich / weiblich

78 mm



G-32773

Saugkanülenhandgriff

n. BRAUWEILER

Anschlüsse männlich / männlich

80 mm



G-22632

Spülhandgriff

n. SCHMACK

Rohr 21 Gauge / 0.8 mm

Spülöffnung 0.5 mm



G-22633





Spülhandgriff

n. SCHMACK

Rohr 21 Gauge / 0.8 mm

Saugöffnung 0.3 mm



G-22100 G-22102	Saughandgriff n. D.D. KOCH – KOHNEN Saugöffnung 0.3 mm Spitze aufgeraut 22 Gauge / 0.7 mm 23 Gauge / 0.6 mm		
G-22101	Spülhandgriff n. D.D. KOCH – KOHNEN Öffnung vorn 22 Gauge / 0.7 mm		
G-22106	Saughandgriff Saugöffnung 0.25 mm Spitze konisch Rohr oval 0.95 x 0.55 mm aufgeraut		
G-22107	Spülhandgriff Spülöffnung 0.5 mm Spitze konisch Rohr oval 0.95 x 0.55 mm	 	
G-32011	Saughandgriff Saugöffnung 0.3 mm Spitze konisch, aufgeraut 21 Gauge / 0.8 mm		
G-32012	Spülhandgriff Spülöffnungen 2 x 0.5 mm Spitze konisch, aufgeraut 21 Gauge / 0.8 mm		

14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Bimanuelle Spül-/Saughandgriffe

G-32018

Saughandgriff

n. BRAUWEILER
13 mm abgewinkelt
abgeschrägte Öffnung 0.3 mm
Spitze aufgeraut
21 Gauge / 0.8 mm



G-32019

Saughandgriff

n. H.-R. KOCH
14 mm abgewinkelt
Öffnung an der Vorderseite 0.3 mm
Spitze halb aufgeraut, spatelförmig
21 Gauge / 0.8 mm



G-32016

Spülhandgriff

n. BRAUWEILER
12 mm abgewinkelt
Öffnung vorn
21 Gauge / 0.8 mm



14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

DMEK / DSAEK Irrigation

G-38602

Descemet Scraper mit Spülung

n. THOMAS NEUHANN
Scraper 0.8 mm breit
Scraper 0.6 mm lang
Spülrohr rautenförmig 0.9 x 0.6 mm
zum peripheren Scrapen des
Empfänger-Bettes
Gesamtlänge 94 mm



G-38632

DMEK-Spülhandgriff

n. SZURMAN
gebogen, vorne offen
Rohr 23 Gauge / 0.6 mm



**PEP 2.2 mm Spül-/ Saughandgriff**

Pure Efficiency Phaco


für 2.2 mm Inzisionen

Saugöffnung 0.3 mm


Spitze gerade, koaxial

Spitze 30° abgewinkelt, koaxial

mit G-24311 PEP Infusionsaufsatz



gerade

G-24318


abgewinkelt

G-24418**G-24318****G-24418****G-24311****PEP 2.2 mm Infusionsaufsatz**

Pure Efficiency Phaco

für 2.2 mm Inzisionen

violett transparent, Silikon

**PEP 2.4 mm Spül-/ Saughandgriff**

Pure Efficiency Phaco


für 2.4 mm Inzisionen

Saugöffnung 0.3 mm


Spitze gerade, koaxial

Spitze 30° abgewinkelt, koaxial

mit G-24314 PEP Infusionsaufsatz



gerade

G-24332


abgewinkelt

G-24432**G-24332****G-24432****G-24314****PEP 2.4 mm Infusionsaufsatz**

Pure Efficiency Phaco

für 2.4 mm Inzisionen

grün transparent, Silikon



14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Koaxiale Spül-/Saughandgriffe



Spül- und Saughandgriff

Spitze 30° abgewinkelt, koaxial

G-24430

Saugöffnung 0.3 mm


G-24435

Saugöffnung 0.35 mm

G-24440

Saugöffnung 0.4 mm

mit G-24100 Infusionsaufsatz




G-24100

Infusionsaufsatz

Silikon, blau

für Spül- und Saughandgriffe

(G-24430, G-24435, G-24440)



G-22540

Spül- und Saughandgriff

n. PAPST

koaxial

Infusionsrohr 16 Gauge / 1.6 mm

Saugöffnung 0.3 mm,

Spitze 30° abgewinkelt



abgewinkelt

G-22540

G-33045

Staubsaugerhandgriff

mit Luer-Konus

Gesamtlänge 110 mm



G-31805

Staubsaugerhandgriff

mit Silikonkammer und Luer-Konus

Gesamtlänge 110 mm



G-37002

Staubsaugerhandgriff

mit Silikonkammer

Luer-Lock Ansatz

Gesamtlänge 115 mm



G-37000

Staubsaugerhandgriff

mit Silikonkammer, verschraubbar

Gesamtlänge 110 mm



für Staubsaugeraufsätze G-37010 bis G-37080

Silikonkammer

für Staubsaugerhandgriffe

G-31805, G-37000, G-37002

G-31806

wiederverwendbar

G-34806

einmal-verwendbar, VPE 10 Stück, steril



G-37005

Staubsaugerhandgriff

mit großer Silikonkammer

verschraubbar und drehbar



für Staubsaugeraufsätze G-37010 bis G-37080

G-37006

Silikonkammer

groß, für Staubsaugerhandgriff G-37005

**Staubsaugerkanüle**

Rohr 35 mm

G-33050


20 Gauge / 0.9 mm








G-33054

23 Gauge / 0.6 mm

G-33053







25 Gauge / 0.5 mm



G-33070	Staubsaugerkanüle Rohr 35 mm 20 Gauge / 0.9 mm shaft 25 Gauge / 0.5 mm tip verjüngte Spitze 3.5 mm		
G-33073	Staubsaugerkanüle n. KAMPIK Rohr 35 mm Innendurchmesser 22 Gauge / 0.7 mm Außendurchmesser 20 Gauge / 0.9 mm		
G-33075	Staubsaugerkanüle Rohr 35 mm mit Silikonbürstchen 0.8 mm 20 Gauge / 0.9 mm		
G-37010 G-37011 G-37012	Staubsaugeraufsatz Rohr 35 mm 20 Gauge / 0.9 mm 23 Gauge / 0.6 mm 25 Gauge / 0.5 mm		
G-37020	Staubsaugeraufsatz Rohr 35 mm Silikonbürstchen 0.8 mm 20 Gauge / 0.9 mm		
G-37035	Staubsaugeraufsatz Rohr 35 mm Silikonspitze 0.8 mm 20 Gauge / 0.9 mm		
G-37080	Staubsaugeraufsatz Rohr 35 mm Rohr 20 Gauge / 0.9 mm Spitze 23 Gauge / 0.6 mm verjüngte Spitze 2 mm gesamte Rohrlänge 35 mm		

14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Retinal, Injektionshalterungen, Absaugkanülen, PFCL-Kanülen

G-33051 G-33052	Absaugkanüle n. WEBER für Silikonöl Innendurchmesser: 22 Gauge / 0.7 mm Außendurchmesser: 20 Gauge / 0.9 mm Rohr 5 mm Rohr 10 mm		
G-37390	Absaugkanüle 23 Gauge / 0.6 mm Rohr 10 mm		
G-33056	Absaugkanüle n. ROIDER für Silikonöl seitliche Saugöffnung 0.7 mm 19 Gauge / 1.0 mm		
G-33055	PFCL-Kanüle doppelläufig 24 Gauge / 0.55 mm seitliches Rohr: 25 Gauge / 0.5 mm		
G-33057	PFCL-Kanüle n. CHANG zur Injektion schwerer Flüssigkeiten doppelläufig, coaxial Spitze 25 Gauge / 0.5 mm Rohr 20 Gauge / 0.9 mm		
G-32699 G-32698	I/A-Kanüle MODELL HEIDELBERG zur Injektion oder Aspiration von Silikonöl und Densiron® 68, Öffnung 30° 19 Gauge / 1.1 mm 18 Gauge / 1.2 mm		
G-33060 G-33065 G-33066	Stöpsel zur Silikonölaspiration mit Schlauchanschluss für Einmalspritze für 5 ml Einmalspritze für 10 ml Einmalspritze für 20 ml Einmalspritze		

14 Kanülen, Spül- und Sauginstrumente (I/A)

Retinal, Injektionshalterungen, Absaugkanülen, PFCL-Kanülen

G-32697

Druckschlauch

zur Silikonölinjektion

Luer-Lock weiblich / männlich

wiederverwendbar



G-30745


Druckanschlusschlauch

für megaTRON S3 / S4 HPS

für Halterung G-28750 und G-28764

zur pneumatischen Silikonölinjektion

Länge 2 m



G-28764

Adapter

mit Schutzvorrichtung für Glasspritzen
zur pneumatischen Silikonölinjektion

**Silikonball**

mit Luer-Konus

G-32665

20 ml

G-32670

60 ml

Einmalinstrumente

Trepane und Hornhautstanzen	167	Kauter, Saugkeile, Markierstift	186
Chirurgische Messer	169	Silikonringe	187
Scheren und Zängchen	172	Silikonbänder, Silikonschienen	188
Lasersonden	174	Silikonmanschetten	189
Lichtleiter, Trokare	176	Silikon-Skleralplomben	190
Vitrektoren	177	IVOM Injektions-Set	193
DMEK	178		
Irisretraktor, Tränenweg-Intubation, Kanülen	180		
Injektionsspritzen	183		
Filter, Dreiwegehahn, Injektionsschlauch	184		
Ölinjektion	185		



Trepane und Hornhautstanzen

NanoEdge Einmal-Trepan

Länge 16 mm

steril

G-520400	4.00 mm	G-520825	8.25 mm	G-521300	13.00 mm
G-520550	5.50 mm	G-520850	8.50 mm	G-521350	13.50 mm
G-520600	6.00 mm	G-520875	8.75 mm	G-521400	14.00 mm
G-520625	6.25 mm	G-520900	9.00 mm	G-521450	14.50 mm
G-520650	6.50 mm	G-520950	9.50 mm	G-521500	15.00 mm
G-520675	6.75 mm	G-521000	10.00 mm	G-521550	15.50 mm
G-520700	7.00 mm	G-521050	10.50 mm	G-521600	16.00 mm
G-520725	7.25 mm	G-521100	11.00 mm	G-521650	16.50 mm
G-520750	7.50 mm	G-521150	11.50 mm	G-521700	17.00 mm
G-520775	7.75 mm	G-521200	12.00 mm	G-521800	18.00 mm
G-520800	8.00 mm	G-521250	12.50 mm		

NanoEdge



G-500001

NanoEdge Einmal-Präparierblock

Teflon, steril

weiß

Außendurchmesser 18.8 mm

Höhe 9.5 mm





NanoEdge Einmal-Hornhautstanze

steril

G-540600	6.00 mm	G-540800	8.00 mm
G-540625	6.25 mm	G-540825	8.25 mm
G-540650	6.50 mm	G-540850	8.50 mm
G-540675	6.75 mm	G-540875	8.75 mm
G-540700	7.00 mm	G-540900	9.00 mm
G-540725	7.25 mm	G-540925	9.25 mm
G-540750	7.50 mm	G-540950	9.50 mm
G-540775	7.75 mm		

NanoEdge




**NanoEdge Einmal-Vakuum-Hornhautstanze**

steril

G-560600	6.00 mm	G-560725	7.25 mm	G-560850	8.50 mm
G-560625	6.25 mm	G-560750	7.50 mm	G-560875	8.75 mm
G-560650	6.50 mm	G-560775	7.75 mm	G-560900	9.00 mm
G-560675	6.75 mm	G-560800	8.00 mm	G-560925	9.25 mm
G-560700	7.00 mm	G-560825	8.25 mm	G-560950	9.50 mm



NanoEdge

**NanoEdge Einmal-Vakuumtrepan radial**

steril

G-570600	6.00 mm	G-570750	7.50 mm	G-570850	8.50 mm
G-570650	6.50 mm	G-570775	7.75 mm	G-570875	8.75 mm
G-570700	7.00 mm	G-570800	8.00 mm	G-570900	9.00 mm
G-570725	7.25 mm	G-570825	8.25 mm		



NanoEdge



protect, mit Stichschutz

NanoEdge Parazentesemesser

gerade

VPE 6 Stück

G-34026

15°

G-34064

15° protect



G-34031

22,5°



NanoEdge

G-34036

30°


G-34065

30° protect



G-34041

45°

**NanoEdge Parazenteseklinge**

gerade

VPE 6 Stück

G-34042

15°

G-34043

30°

G-34044

45°



NanoEdge

**NanoEdge MVR Stilet**

gerade

VPE 6 Stück

Durchmesser einführbarer Instrumente**Inzisions- / Klingebreite**

G-34176

19 Gauge / 1.1 mm

1.4 mm

G-34181

20 Gauge / 0.9 mm

1.2 mm

G-34192


23 Gauge / 0.6 mm

0.8 mm

G-34198

25 Gauge / 0.5 mm

0.7 mm



NanoEdge



**NanoEdge MVR Stilette**

abgewinkelt

VPE 6 Stück

	Durchmesser einführbarer Instrumente	Inzisions- / Klingbreite
G-34177	19 Gauge / 1.1 mm	1.4 mm
G-34063	19 Gauge / 1.1 mm protect	1.4 mm
G-34191	20 Gauge / 0.9 mm	1.2 mm
G-34196	23 Gauge / 0.6 mm	0.8 mm
G-34197	25 Gauge / 0.5 mm	0.7 mm




NanoEdge

**NanoEdge Corneal Sideport Messer**

gerade

VPE 6 Stück

	Inzisions- / Klingbreite
G-34070	1.0 mm
G-34071	1.2 mm



NanoEdge

**NanoEdge Corneal Sideport Messer**

abgewinkelt

VPE 6 Stück

	Inzisions- / Klingbreite
G-34072	1.0 mm
G-34073	1.2 mm




NanoEdge

NanoEdge Phakolanze

abgewinkelt, doppelter Facettenschliff

VPE 6 Stück

G-34050	1.80 mm	G-34054	2.75 mm
G-34092	2.20 mm	G-34055	2.85 mm
G-34060	2.20 mm protect	G-34062	2.85 mm protect
G-34094	2.40 mm	G-34056	3.00 mm
G-34061	2.40 mm protect	G-34057	3.20 mm
G-34053	2.50 mm		

doppelter
Facettenschliff

NanoEdge



NanoEdge Phakolanz

abgewinkelt, Schneide unten


VPE 6 Stück

G-34058
G-34095
G-34097
G-34091
G-34093

2.00 mm
2.20 mm
2.40 mm
2.50 mm
2.65 mm

G-34096
G-34098
G-34106
G-34111

2.75 mm
2.85 mm
3.00 mm
3.20 mm



NanoEdge



Schneide unten

NanoEdge Clear-Cornea-Messer

abgewinkelt, doppelter Facettenschliff

VPE 6 Stück

NanoEdge



G-34066
G-34067
G-34120

1.30 mm, mit Indikator
2.40 mm, mit Indikator
2.65 mm

G-34122
G-34124
G-34126


2.75 mm
2.85 mm
3.00 mm




mit Indikator



ohne Indikator

doppelter
Facettenschliff

G-34081


NanoEdge**Spatelmesser**abgewinkelt,
Schneide unten
VPE 6 Stück

NanoEdge



2.0 mm

G-34152

**NanoEdge Trapezoid Clear Cornea
Implant Messer (CCI)**abgewinkelt,
mit Indikator
VPE 6 Stück

NanoEdge



1.5 – 2.0 mm

G-34045


NanoEdge**Spatelmesserklinge**abgewinkelt,
Schneide unten
VPE 6 Stück

NanoEdge



2.0 mm


G-34075

NanoEdge**Lamellenklinge**abgewinkelt,
Schneide unten
VPE 6 Stück

NanoEdge



2.3 mm

NanoEdge**Skleraklinge**gerade
VPE 6 Stück

NanoEdge



3.5 – 4.0 mm

G-34074


Einmal-Glaskörperschere**UNO Colorline**

gerade, steril

G-42361

23 G, VPE 1 Stück

G-42561


25 G, VPE 1 StückUNO
COLORLINE**Einmal-Glaskörperschere****Uno Colorline**

gebogen, steril

G-46362

23 G, VPE 6 Stück

G-46562

25 G, VPE 6 StückUNO
COLORLINE**Einmal-Vitrektomiezüngchen****Endgripping UNO Colorline**

gerade, extra fein,

Endgripping, steril

G-46341

23 G, VPE 6 Stück

G-46541

25 G, VPE 6 StückUNO
COLORLINE**Einmal-Vitrektomiezüngchen****Wellen Design UNO Colorline**

n. HATTENBACH

gerade, Wellen Design, steril

G-46342

0.2 mm x 0.5 mm

23 G, VPE 6 Stück

G-46542

25 G, VPE 6 StückUNO
COLORLINE**Einmal-Vitrektomiezüngchen****Krokodil Design UNO Colorline**

gerade, Krokodil Design, steril


G-42043

0.3 mm x 2.5 mm

20 G, VPE 1 Stück

G-46343

0.2 mm x 1.5 mm


23 G, VPE 6 StückUNO
COLORLINE

G-42544

Einmal-Tano-Zängchen**UNO Colorline**

gerade, steril

0.5 mm

25 G, VPE 1 StückUNO
COLORLINE

Handgriff UNO Colorline**20G, 23G, 25G**

Titan Griffstück für UNO Colorline

Einmal-Spitzen

G-40006

Durchmesser 6 mm

G-40008

Durchmesser 8 mm

**G-34502****Einmal-Pinzettennadel**

n. AMON

für die intrasklerale IOL-Fixierung

27 Gauge / 0.4 mm

VPE 6 Stück, steril

zur Verwendung mit G-38240

Handgriff MODELL JAPAN **G-38240****G-38240****Handgriff**

MODELL JAPAN

für Kapselscheren und -zängchen

austauschbare Spitzen

6 mm, Titan


Gesamtlänge 90 mm



**Gerade Lasersonden UNO Colorline**


Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon

- G-61508 **20 G**, VPE 10 Stück
 G-61538 **23 G**, VPE 10 Stück
 G-61558 **25 G**, VPE 10 Stück
 G-61578 **27 G**, VPE 10 Stück

UNO
COLORLINE**Gerade Lasersonden UNO Colorline**


Laserstecker: Iridex®

- G-61601 **20 G**, VPE 10 Stück
 G-61631 **23 G**, VPE 10 Stück
 G-61651 **25 G**, VPE 10 Stück
 G-61671 **27 G**, VPE 10 Stück

UNO
COLORLINE**Gebogene Lasersonden UNO Colorline**


Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon

- G-61509 **20 G**, VPE 10 Stück
 G-61539 **23 G**, VPE 10 Stück
 G-61559 **25 G**, VPE 10 Stück
 G-61579 **27 G**, VPE 10 Stück

UNO
COLORLINE**Gebogene Lasersonden UNO Colorline**

Laserstecker: Iridex®

- G-61603 **20 G**, VPE 10 Stück
 G-61633 **23 G**, VPE 10 Stück
 G-61653 **25 G**, VPE 10 Stück
 G-61673 **27 G**, VPE 10 Stück

UNO
COLORLINE

**Biegbare Lasersonden UNO Colorline**


Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon

G-61501	20 G, VPE 10 Stück
G-61531	23 G, VPE 10 Stück
G-61551	25 G, VPE 10 Stück
G-61571	27 G, VPE 10 Stück

**Biegbare Lasersonden UNO Colorline**

Laserstecker: Index®

G-61503	20 G, VPE 10 Stück
G-61533	23 G, VPE 10 Stück
G-61553	25 G, VPE 10 Stück
G-61573	27 G, VPE 10 Stück

**Beleuchtete Biegbare Lasersonden****UNO Colorline**

Lichtstecker: Geuder

Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon

G-61505	20 G, VPE 10 Stück
G-61535	23 G, VPE 10 Stück
G-61555	25 G, VPE 10 Stück
G-61575	27 G, VPE 10 Stück

**Beleuchtete Biegbare Lasersonden UNO Colorline**


Lichtstecker: Alcon

Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon

G-61506	20 G, VPE 10 Stück
G-61536	23 G, VPE 10 Stück
G-61556	25 G, VPE 10 Stück
G-61576	27 G, VPE 10 Stück




Lichtstecker



Einmal-Lichtleiter S**UNO Colorline**

Spot, steril

- G-46021 **20 G**, VPE 6 Stück
 G-46321 **23 G**, VPE 6 Stück
 G-46521 **25 G**, VPE 6 Stück

**Einmal-Lichtleiter W****UNO Colorline**

Weitwinkel, steril

- G-46022 **20 G**, VPE 6 Stück
 G-46322 **23 G**, VPE 6 Stück
 G-46522 **25 G**, VPE 6 Stück

**Einmal-Lichtleiter WA****UNO Colorline**

Weitwinkel, abgeschirmt, steril

- G-46023 **20 G**, VPE 6 Stück
 G-46323 **23 G**, VPE 6 Stück
 G-46523 **25 G**, VPE 6 Stück

**G-S03503 Einmal-Flachkopf-Trokar One-Step 25G****UNO Colorline**

n. HATTENBACH

25 Gauge / 0.5 mm

1 Port für one-step Technik,

25 G, VPE 6 Stück**Einmal-Trokarsystem One-Step****UNO Colorline**

n. HATTENBACH / NIKOLIC


3 Ports für one-step Technik,

inkl. Infusionsschlauch, steril

- G-46311 **23 G**, VPE 6 Stück
 G-46511 **25 G**, VPE 6 Stück



Trokarkopf



MVR Lanze



**Einmal-High-Speed-Vitrektor
UNO Colorline**

pneumatisch, mit GEUDER
Sicherheitskonnektor, steril

G-42001

20 G, VPE 1 Stück

G-46301

23 G, VPE 6 Stück**Einmal-High-Speed-Vitrektor
MACH2 UNO Colorline**

Doppelschneide, pneumatisch,
mit GEUDER Sicherheitskonnektor, steril

G-46302

23 G, VPE 6 Stück

G-42502

25 G, VPE 1 Stück

G-46502

25 G, VPE 6 Stück**Einmal-High-Speed-Vitrektor
MACH4 UNO Colorline**

Vierfachschnide, pneumatisch,
mit GEUDER Sicherheitskonnektor, steril

G-46304

23 G, VPE 6 Stück

G-46504

25 G, VPE 6 Stück

**Einmal-DMEK-Kartusche**

n. SZURMAN


Kartusche für die Descemet-Membran-Endothel-
Keratoplastik, inkl. Schlauchanschluss zum
Beladen der Kartusche, steril

G-38630

Inzision 2.8 bis 3.0 mm, 14 Gauge / 2.0 mm

G-38635

Inzision 2.4 bis 2.75 mm, 16 Gauge / 1.6 mm

**G-38626****DMEK Rapid Transportkartusche**

n. SZURMAN

Einmal-DMEK Transportkartusche für den Transport der vorpräparierten
Descemet-Membran zum Einsatz bei einer Descemet Membran Endothel
Keratoplastik (DMEK)

Inkl. Kartusche, 2 Verschlüssen, Transporthalterung für Kartusche
und Schlauchanschluss zum Beladen der Kartusche





VPE 6 Sets, steril

**G-38611****Einmal-Schlauch mit Lueranschluss**






z.B. zum Spülen und Färben
der Descemet Membran

VPE 6 Stück, steril



	Einmal-Irisretraktor zur mechanischen Erweiterung der Iris, flexibel		
G-34524	VPE 5 Sets à 6 Irisretraktoren, steril		
G-34525	VPE 5 Sets à 1 Irisretraktoren, steril		
G-34810	Tränenweg Intubationsschlauch Silikonschlauch 35 cm Außendurchmesser 0.6 mm, Innendurchmesser 0.3 mm VPE 10 Stück, steril		
G-34290	Einmal-Tränenwegkanüle gebogen, 26 Gauge / 0.45 x 30 mm VPE 10 Stück, steril		
	Einmal-Retrobulbärkanüle n. ATKINSON VPE 10 Stück, steril		
G-34210	25 Gauge, 0.5 x 40 mm		
G-34215	23 Gauge, 0.64 x 38 mm		
G-34220	Einmal-Peribulbärkanüle 25 Gauge, 0.5 x 32 mm VPE 10 Stück, steril		
	Einmal-Cystotomkanüle gebogen, 45° 25 Gauge / 0.5 mm VPE 10 Stück, steril		
G-34225	12.5 mm lang, seitlich schneidend		
G-34230	12.5 mm lang		
G-34261	Einmal-VK-Infusionskanüle n. LEWICKY 20 Gauge / 0.9 mm, Spitze 5 mm VPE 3 Stück, steril		

Kanülen

G-34235 G-34240	Einmal-VK-Kanüle n. RYCROFT 7 mm abgewinkelt, 45° VPE 10 Stück, steril			
	20 Gauge, 0.9 x 5 + 17 mm 25 Gauge, 0.5 x 25 mm			
G-34245	Einmal-Hydrodissektionskanüle n. SAUTTER vertikal abgeflacht 27 Gauge / 0.4 x 22 mm VPE 10 Stück, steril			
G-34270	Einmal-Hydrodissektionskanüle MODELL TÜBINGEN 30 Gauge / 0.3 x 19.5 mm VPE 10 Stück, steril			
G-34271	Einmal-Hydrodissektionskanüle MODELL FRANKFURT 27 Gauge / 0.4 mm x 15 mm VPE 10 Stück, steril			
G-34500	Einmal-Entfaltungskanüle n. SAAD z.B. zur Entfaltung der Descemet Membran bei DMEK 1 vordere, 4 seitliche Öffnungen 27 Gauge / 0.4 mm VPE 10 Stück, steril			
G-34501	Einmal Dalk-Kanüle für die Big-Bubble Technik der tiefen anterioren lamellären Keratoplastik (DALK) 27 Gauge / 0.4 mm, gebogen, abgeflachte Spitze Öffnung unten, 0.4 mm VPE 10 Stück, steril			
G-34265	Einmal-Spülschlingenkanüle mit 2 Öffnungen 25 Gauge / 0.5 mm VPE 10 Stück, steril			

Kanülen

G-34280

Einmal-Spül-/Saugkanüle


n. SIMCOE

Saugöffnung 0.4 mm

Spülöffnung vorne

23 Gauge / 0.64 mm

VPE 10 Stück, steril




G-80975

Einmal-Injektionskanüle

für EasyGas®

30 Gauge / 0.3 x 12 mm

VPE 100 Stück, steril



G-34400


Einmal-Bimanuelles I/A Handgriff-Set

bestehend aus:

- Spülhandgriff, Spülöffnung 2 x 0.6 mm
- Saughandgriff, Saugöffnung 0.4 mm, Spitze aufgeraut

Rohr 21 Gauge / 0.8 mm

VPE 5 Stück, steril



G-34289

Einmal-Staubsaugerhandgriff

mit Silikonkammer, Luer-Lock

VPE 10 Stück, steril



G-34806

Einmal-Silikonkammer

für Staubsaugerhandgriff

G-31805, G-37000 und G-37002

VPE 10 Stück, steril



Kanülen

G-34275

Einmal-Staubsaugerkanüle


Innendurchmesser 25 Gauge / 0.5 mm

Außendurchmesser 21 Gauge /

0.8 x 35 mm

21 Gauge / 0.8 x 35 mm

VPE 10 Stück, steril



Passende Staubsaugerkanülen erhalten
Sie von Ihrem **Geuder Vertriebspartner**

G-34293

G-34294

G-34297

Einmal-Staubsaugerkanüle


mit Silikonbürstchen

VPE 5 Stück, steril

20 Gauge / 0.9 mm

23 Gauge / 0.6 mm

25 Gauge / 0.5 mm



G-34292

G-34295

G-34298

Einmal-Staubsaugerkanüle


mit Silikonspitze

VPE 5 Stück, steril

20 Gauge / 0.9 mm

23 Gauge / 0.6 mm

25 Gauge / 0.5 mm



G-34285


Einmal-PFCL-Kanüle

zur Injektion schwerer Flüssigkeiten

doppelläufig, coaxial

23 Gauge / 0.64 mm

VPE 10 Stück, steril



G-34493

G-34494

G-34495

G-34496

Einmal VFI-Kanüle für Öl I/A

für Silikonöl Injektion/Aspiration

Polyimid-Spitze 6 mm, dünnwandig

VPE 10 Stück, steril

20 Gauge / 0.9 mm

23 Gauge / 0.6 mm

25 Gauge / 0.5 mm

27 Gauge / 0.4 mm




Einmal-Kanüle

für Silikonölinjektion

VPE 10 Stück, steril

20 Gauge / 0.9 mm x 8 mm

23 Gauge / 0.6 mm x 8 mm



G-34497

G-34498

Einmal-Infusionshalterung

mit Silikonschlauch 25 cm


Luer-Lock Kunststoffadapter

20 Gauge / 0.9 mm

VPE 5 Stück, steril

Spitze schräg, 4.0 mm

Spitze schräg, 6.0 mm



G-33468

G-33469

Einmal-Injektionshalterung

für Silikonöl


mit 1 Metallmanschette, Luer-Lock Kunststoffadapter und PVC-Schlauch 25 cm

20 Gauge / 0.9 mm

VPE 5 Stück, steril

Spitze schräg, 4.0 mm

Spitze schräg, 6.0 mm



G-33488

G-33489

Einmalspritze

Luer-Lock, 10 ml steril



G-31891

Einmalspritze Bd Emerald™

Luer Slip, 5 ml, steril

VPE 100 Stück



G-38610

15 Einmalinstrumente

Filter, Dreiwegehahn, Injektionsschlauch

G-31520

Einweg-Mini-Filter

0.1 µm, steril



G-23991

Einmal-Dreiwegehahn

2 x Luer-Lock weiblich,
1 x Luer-Lock männlich
Kunststoff, steril




G-30146

Einmal-Luftinjektionsschlauch

für megaTRON® S3 / S4 HPS
inkl. Filter 0.1 µm und 2-Wege-Hahn
Länge 1.9 m
VPE 6 Stück, steril






G-28766

Einmal-Ölinjektionssystem


zur pneumatischen Silikonölinjektion,
mit Schutzvorrichtung für Glasspritze,
Druckschlauch passend für megaTRON®
S3 / S4 HPS und Pentasys® 2, steril



G-28767

Einmal-Ölinjektionssystem

zur pneumatischen Silikonölinjektion,
mit Schutzvorrichtung für Glasspritze, Druckschlauch
passend für megaTRON® und Accurus®, steril



G-28768

Einmal-Ölinjektionssystem

zur pneumatischen Silikonölinjektion,
mit Schutzvorrichtung für Glasspritze,
Druckschlauch passend für Millennium®, steril



15 Einmalinstrumente

Kauter, Skalpellgriff, Saugkeile, Markierstift

- G-19828** **Einmal Batteriekauter, Niedrigtemperatur**
 feine Spitze (1,5 mm), Spitzenlänge 28 mm,
 max. Temperatur 600 °C
 VPE 10 Stück, steril




- G-19829** **Einmal Batteriekauter, Hochtemperatur**
 feine Spitze, Spitzenlänge 28 mm
 max. Temperatur 1,200 °C
 10 pcs. per box, sterile



- G-32700** **Skalpellgriff**



- G-18127** **Saugkeile**
 17 mm lang
 VPE 20 Beutel à 10 Stück, steril



- G-33786** **Markierstift**
 Gentian Violett
 mit 2 Spitzen, fein und dick
 zum Anfärben von Cornea-Markern
 VPE 20 Stück, steril



Silikonringe


G-34602

Typ 276 Silikonring, asymmetrisch

7.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril





G-34606

Typ 280 Silikonring, asymmetrisch

10.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril





G-34608

Typ 286 Silikonring, konvex

6.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril





G-34610

Typ 287 Silikonring, konvex

7.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril




G-34616

Typ 277 Silikonring, konkav

7.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril




G-34618





Typ 279 Silikonring, konkav

9.0 mm breit

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril



G-34620	Typ 40 Silikon-Cerclageband B 2.0 x H 0.75 x L 125 mm VPE 5 Stück, steril		0.75  2.0
	Passende Manschetten:		
	G-34642 (rund)		
	G-34645 (oval)		
G-34622	Typ 240 Silikon-Cerclageband B 2.5 x H 0.6 x L 125 mm VPE 5 Stück, steril		0.6  2.5
	Passende Manschetten:		
	G-34645 (oval)		
	G-34646 (rund)		
G-34624	Typ 41 Silikonschiene B 3.5 x H 0.75 x L 125 mm VPE 5 Stück, steril		0.75  3.5
	Passende Manschetten:		
	G-34647 (oval)		
	G-34644 (rund)		
G-34626	Typ 42 Silikonschiene B 4.0 x H 1.25 x L 125 mm VPE 5 Stück, steril		1.25  4.0
	Passende Manschetten:		
	G-34647 (oval)		
	G-34644 (rund)		
G-34628	Typ 4050 Silikonschiene B 5.0 x H 1.0 x L 125 mm VPE 5 Stück, steril		1.0  5.0
	Passende Manschetten:		
	G-34647 (oval)		
	G-34644 (rund)		



G-34638

Typ 220 Silikonschiene mit Rille

B 6.0 x H 1.5 x L 100 mm

2.5 mm Rille

VPE 5 Stück, steril



G-34646



Typ 270 Silikonmanschette

Ø 0.76 mm innen

Ø 1.65 mm außen

30 mm lang

VPE 5 Stück, steril



G-34642



Typ 70 Silikonmanschette

Ø 1.0 mm innen

Ø 2.1 mm außen

30 mm lang

VPE 5 Stück, steril



G-34644



Typ 72 Silikonmanschette

Ø 1.5 mm innen

Ø 2.4 mm außen

30 mm lang

VPE 5 Stück, steril




G-34645	Typ 3083 Ovale Silikonmanschette Ø 1.5 mm innen Ø 2.5 mm außen 5 mm lang VPE 5 Stück, steril		 1.5 2.5	
G-34647	Typ 3084 Ovale Silikonmanschette Ø 1.5 mm innen Ø 3.75 mm außen 5 mm lang VPE 5 Stück, steril		 1.5 3.75	
G-34656	Typ 503 Runde Silikon-Skleralplombe Ø 3.0 mm 80 mm lang VPE 5 Stück, steril		 3.0	
G-34658	Typ 504 Runde Silikon-Skleralplombe Ø 4.0 mm 80 mm lang VPE 5 Stück, steril		 4.0	
G-34660	Typ 505 Runde Silikon-Skleralplombe Ø 5.0 mm 80 mm lang VPE 5 Stück, steril		 5.0	
G-34664	Typ 501 Ovale Silikon-Skleralplombe B 4.0 x H 2.5 x L 80 mm VPE 5 Stück, steril		 2.5 4.0	

G-34666

Typ 506 Ovale Silikon-Skleralplombe

B 5.0 x H 3.0 x L 100 mm

VPE 5 Stück, steril




G-34668

Typ 507 Ovale Silikon-Skleralplombe

B 7.5 x H 5.5 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril




G-34672

Typ 506G Silikon-Skleralplombe mit Rille

2.5 mm Rille

B 5.0 x H 3.0 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril




G-34678

Typ 509G Silikon-Skleralplombe mit Rille

2.5 mm Rille

B 7.5 x H 3.5 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril





G-34680

Typ 516G Silikon-Skleralplombe mit Rille

2.5 mm Rille

B 6.4 x H 2.3 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril





G-34684

Typ 510 Halbrunde Silikon-Skleralplombe

B 5.0 x H 2.5 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril





G-34686

Typ 511 Halbovale Silikon-Skleralplombe

B 7.5 x H 2.75 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril





G-34688

Typ 515 Halbovale Silikon-Skleralplombe

B 5.0 x H 3.33 x L 80 mm

VPE 5 Stück, steril



G-34711**Einmal-Set für intravitreale Injektion
(IVOM)**

bestehend aus:

- Mess- und Fixierinstrument, 3.5 / 4.0 mm
- Lidsperrer
- Spülkanüle (0.8 mm x 60 mm)
- Kanüle 0.9 x 70 mm
- Spritze 1 ml
- Spritze 10 ml
- Augentuch mit eingeschnittener Inzisionsfolie
50 x 50 cm
Öffnung 7 x 10 cm
- Augenstäbchen (3 x)
- Mullkompressen 10 x 10 (2x)
- Abdecktuch 60 x 60 cm

VPE 30 Stück, steril



16


Sonstiges

- Kapselspannring-Injektoren 195
- Tränenweg, DCR 196
- Silikonblöcke 198
- Augenklappe, Intraokularer Magnet 199
- Vitrektomiellinsen 200
- Diathermie-Instrumente 201




16 Sonstiges**Kapselspannring-Injektoren****G-32955****Injektor**

für Kapselspannring
 Schaftdurchmesser 1.2 mm
 für 1.9 mm Inzisionen
 Schaftlänge 30 mm
 Gesamtlänge 156 mm

**G-32960****Injektor**

für MÖRCHER-Kapselspannring
 Schaftdurchmesser 1.2 mm
 für 1.9 mm Inzisionen
 Schaftlänge 30 mm
 Gesamtlänge 156 mm

**Geuder 16 Sonstiges****Tränenweg, DCR**

Scale 2:3

G-31810**Hohlmeisselzange**

n. FRIEDMANN
 Gesamtlänge 140 mm



16 Sonstiges

Tränenweg, DCR

Maßstab 2:3

G-32355**Nasenspeculum**

Gesamtlänge 150 mm



Maßstab 2:3

G-33125**Hammer**

n. MEAD

300 g, bleigefüllt

Kopfdurchmesser 27 mm

Gesamtlänge 190 mm

**G-18630****Elevatorium**

MODELL HEIDELBERG

Gesamtlänge 143 mm

**G-18620****Raspatorium**

MODELL HEIDELBERG

Gesamtlänge 155 mm

**G-18240****Flachmeissel**

n. WEST

für Tränensack

flach, Breite 5.0 mm

Gesamtlänge 160 mm



**G-18245****Hohlmeissel**

n. WEST

für Tränensack

konkav, Breite 5.0 mm

Gesamtlänge 162 mm

**G-33652****LASEK-Trepan**

mit Fadenkreuz

Gesamtlänge 100 mm

9.0 mm

**LASEK-Trichter**

n. LOHMANN

mit Fadenkreuz

Gesamtlänge 100 mm

G-33655

8.5 mm



G-33657

9.5 mm

**G-32313****Fasziennadel**

n. WRIGHT

Gesamtlänge 115 mm

G-32671	Silikonblock für DMEK MODELL ÖRK LINZ für Hornhauttransplantat weiß Außendurchmesser 30 mm Höhe 19 mm nur zur einmaligen Verwendung, nicht steril	
G-32672	Silikonblock für Hornhauttransplantat blau Außendurchmesser 30 mm Höhe 19 mm nur zur einmaligen Verwendung, nicht steril	
G-32674	Silikonblock mit Zentrierung für Hornhauttransplantat blau Außendurchmesser 20 mm Höhe 10 mm nur zur einmaligen Verwendung, nicht steril	
G-38620	DMEK Transplantat-Halterung n. SZURMAN zur Präparation des DMEK Transplantats weiß Außendurchmesser 35 mm Höhe 10 mm Teflon, zur mehrfachen Verwendung	

G-31105**Augenklappe**

Kunststoff, transparent

zur Verwendung auf beiden Augen

VPE 100

**G-31900****Intraokularer Magnet**

n. KUHN

Schaft 30 mm, Außendurchmesser 1.9 mm

magnetische Spitze 4 mm

Gesamtlänge 90 mm



G-36000	Linse n. KILP 60 D flach, Sichtwinkel 20°, mit Silikonring, zentraler hinterer Pol und zentraler Glaskörper	
G-36010	Linse n. LANDERS 93 D, bikonkav mit Silikonring klare Sicht des Fundus in einem mit Luft gefüllten phaken Auge	
G-36015	Linse n. MACHEMER mit Silikonring zur Vergrößerung von Strukturen tief im Glaskörperraum oder auf der Retinaoberfläche	
G-36020	Linse n. PEYMAN Weitsichtwinkel 30°, mit Silikonring für zentralen Fundus und zentralen Glaskörper	
G-36025	Linse n. TOLENTINO Prisma 20° mit Silikonring, hinterer peripherer Fundus und hinterer peripherer Glaskörper	
G-36030	Linse n. TOLENTINO Prisma 30° mit Silikonring, peripheres Sehfeld über den Äquator hinaus	
G-36045	Ersatz-Silikonring für Linse n. Kilp G-36000	
G-36050	Ersatz-Silikonring für Linsen von G-36010 bis G-36035	
G-36065	Linsenhalterring für Linsen ohne Silikonring zum Festnähen auf der Sklera für Linse G-36000	

G-31215

Bipolarpinzette

gerade, 100 mm
(nur im Autoklav-Sterilisierung)



G-31216

Bipolarpinzette

abgewinkelt, 100 mm
(nur im Autoklav-Sterilisierung)



G-31218

Bipolarstift

Durchmesser 1.1 mm

G-31219

Durchmesser 0.9 mm



G-25030

Intraokulare**Diathermiesonde**



20 Gauge / 0.9 mm

G-25032

23 Gauge / 0.64 mm

G-25034

25 Gauge / 0.5 mm



G-28220

Diathermie-Anschlusskabel

17

Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

microStop® Container und Zubehör	203
Sterilisieretuis	205
Sterisafe® Container und Zubehör	206
Reinigungsadapter	209



17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

microStop® Container und Zubehör

G-39783

G-39786

microstop® Siebtray Mini

29 mm, flach

Größe: 277 x 172 x 29 mm

ohne Deckel

mit Deckel



G-39785

G-39784

microstop® Siebtray Mini

38 mm, hoch

Größe: 277 x 172 x 38 mm

ohne Deckel

mit Deckel




G-39787

microstop® Deckel Siebtray Mini

Größe: 277 x 172 mm

passend für G-39783 und G-39785



G-39782

G-39789

microstop® Fixierelement

für Microstop® Siebtray Mini

Noppenfürm, 120 mm

teilbar in 6 Einzelelemente

29 mm, flach

38 mm, hoch



G-39788

microstop® Clip für Fixierelemente

G-39782 und G-39789

VPE 10 Stück



17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

microStop® Container und Zubehör

G-39741	microstop® Kennzeichnungsschild für Deckel, Beschriftung nach Wunsch	
G-39746	microstop® Kennzeichnungsschild für Vorderseite, Beschriftung nach Wunsch	
G-39753 G-39754 G-39755	microStop® Logistik-Rähmchen in Verbindung mit Kennzeichnungsschildern für Deckel Farbe: rot Farbe: blau Farbe: grün	
G-39762	microStop® Plombe mit Indikator VPE 1000 Stück	
G-39764	microStop® Protokollkärtchen mit Indikator VPE 1000 Stück	




17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

Sterilisieretuis

G-33100

Sterilisieretui

für ein Vitrektomieinstrument,
Kunststoff, mit 2 Stegen
Außenmaße: 195 x 60 x 25 mm



G-33101

Sterilisieretui


für ein Vitrektomieinstrument,
Kunststoff, mit Noppenmatte
Außenmaße: 195 x 60 x 25 mm



G-33102

Sterilisieretui

für 4 - 5 Instrumente,
Kunststoff, mit Noppenmatte
Außenmaße: 200 x 110 x 28 mm



17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

Sterisafe® Container und Zubehör

G-39527

Sterisafe® Duro A4 Plus

Sterilisierkasten für die Dampf-, Gas- (EO, FO),
Plasmasterilisation, ohne Innenleben
Außenmaße: 290 x 190 x 70 mm
Innenmaße: 265 x 165 x 60 mm



17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

Sterisafe® Container und Zubehör

G-39525

Sterisafe® Duro A4

Sterilisierkasten für die Dampf-,
Gas- (EO, FO), Plasmasterilisation

Außenmaße: 290 x 190 x 60 mm

Innenmaße: 265 x 165 x 49 mm



G-39528

Sterisafe® Duro A6

Sterilisierkasten für die Dampf-,
Gas- (EO, FO), Plasmasterilisation

Außenmaße: 190 x 110 x 60 mm

Innenmaße: 165 x 92 x 49 mm



G-39543

Sterisafe® Duro Siebkorb A4-30 hoch

Außenmaße: 260 x 163 x 30 mm

Innenmaße: 249 x 157 x 23 mm



G-39541

Sterisafe® Duro Siebschale A4-15 FLACH

Außenmaße: 260 x 163 x 15 mm

Innenmaße: 249 x 157 x 11 mm



G-39542

Sterisafe® Duro Siebschale A4-30 hoch

Außenmaße: 260 x 163 x 30 mm

Innenmaße: 249 x 157 x 26 mm



G-39549**Sterisafe® Duro Siebkorb A6-30**


Außenmaße: 162 x 90 x 30 mm

Innenmaße: 156 x 80 x 23 mm

**G-39548****Sterisafe® Duro Siebschale A6-15**

Außenmaße: 162 x 90 x 15 mm

Innenmaße: 156 x 80 x 11 mm

**G-39561****Sterisafe® Fixierleiste 75**

gefedert, aus Silikon

für Sterisafe® DURO A4 und A6

Länge: 75 mm

VPE 5 Stück

**G-39562****Sterisafe® Fixierleiste 145**

gefedert, aus Silikon

für Sterisafe® DURO A4 und A6

Länge: 145 mm

VPE 5 Stück

**G-39563****Sterisafe® Fixierleiste 230**

gefedert, aus Silikon

für Sterisafe® DURO A4

Länge: 230 mm


VPE 5 Stück

**G-39501****Sterisafe® Filter**

A4 VPE 10 Stück

G-39511

A6 VPE 10 Stück

**G-39530****Sterisafe® Filter-Einsatz Verfallsdatum**

VPE 10 Stück



17 Sterilisationscontainer und Reinigungsadapter

Sterisafe® Container und Zubehör

- G-39535** **Siegel-Etikett**
mit Farbindikator und Beschriftungsfeld
VPE 2000 Stück


Steril - Datum / Date	
Name	
	Dampf (brown)  Steam (brown)

- G-39564** **Etikettenuniversalhalter**
für Sterisafe® Duro
VPE 2 Stück

- G-39540** **Sicherungsplombe**
VPE 100 Stück



- G-39502** **Sterisafe® Silikon-Noppenplatte**
A4
G-39512 A6



Reinigungsadapter**G-39544****Spülleiste Für Siebkörbe**

inkl. 4 Silikonschläuche
 - 2 Luer-Adapter männlich
 - 2 Luer-Lock-Adapter weiblich
 und 2 Schrauben

**G-39557****Silikonschläuche für G-39544**

Set aus 4 Stück
 - 2 Luer-Adapter männlich
 - 2 Luer-Lock-Adapter weiblich
 VPE 10 Sets

**G-31028****Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Handgriffe (Irrigationsanschluss)
 Luer weiblich / männlich

**G-31029****Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Handgriffe (Aspirationsanschluss)
 Luer weiblich / weiblich

**G-31021****Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Spitzen



Reinigungsadapter



G-31013 **Reinigungsadapter**
 für 25 Gauge Hybridinstrumente
 n. HATTENBACH
 (G-32944, G-32947 und G-32948)



G-22636 **Adapter**
 für I/A-Handgriff
 n. PAPST
 leichtes Modell

G-31025 **Metalladapter**
 zur Reinigung von Spül-
 und Saughandgriffen
 Luer-Lock weiblich / weiblich



G-31026 **Reinigungsadapter**
 Kunststoff
 zur Reinigung von Spül- und Saughandgriffen
 Luer-Lock weiblich / weiblich



G-31022 **Reinigungsadapter**
 für Staubsaugeraufsätze G-37010 - G-37080



G-31031 **Reinigungsadapter**
 für Aspirationshandgriffe G-37100 und G-37105
 Luer-Lock weiblich / Silikonschlauch
 2.1 x 1.0 mm



Reinigungsadapter

G-31018

Reinigungsadapterfür PFCL-Kanüle **G-33055**

Luer-Lock weiblich / Silikonschlauch



G-31024

Reinigungsadapter

für Lidsperrer mit Absaugung



G-31023

Reinigungsadapter

für Tränenwegkanülen mit Griff und seitlicher Saugöffnung 0.4 mm

G-33141 (20G), **G-33142** (22G)

G-31027

Reinigungsadapter

für Sonden n. Jünemann



Reinigungsadapter



G-31034

Reinigungsadapterfür Fremdkörperinstrumente **G-14530, G-14540, G-14550**

Luer-Lock weiblich

G-31014

Reinigungsadapterfür Kanülen **G-33057** und **G-33059**

Luer-Lock weiblich



G-36604

Reinigungsadapter

für dreh-trennbare Aufsätze




Bitte lesen Sie die Reinigungsanleitung Ihres Instruments oder
fragen Ihren zuständigen Kundenberater nach dem passenden Reinigungsadapter.

18


Operationsbestecke



ECCE – Extrakapsuläre	
Kataraktextraktion	216
Phako / Katarakt	217
Phako Notfall	218
MSICS – Manual Small Incision Cataract	
Surgery	218
MICS, Micro Incision Cataract	
Surgery	219
FLACS, Femtosecond Laser-Assisted	
Cataract Surgery	219
IOL Explantation	220
Torische IOL	220
IOL Sklerafixation	220
Irisnaht	220
LASEK, Laser-Assisted Epithelial	
Keratomileusis	221
LASIK, Laser-Assisted In Situ	
Keratomileusis	221
Femto LASIK	222
ReLEx® SMILE, Small Incision Lenticule	
Extraction	222
Keratoplastik	223
DALK, Deep Anterior Lamellar	
Keratoplasty	224
DSEK / DSAEK, Descemet Stripping	
(Automated) Endothelial	
Keratoplasty	224
DMEK, Descemet Membrane	
Endothelial Keratoplasty	224
Glaukom	225
Notfall	226
Enukleation	227
Pterygium	227
Standard-Set Augenarztpraxis	228
Chalazion	228
Lid / Ptosis	229
DCR / Tränenweg	230
Strabismus, Muskel	231
Netzhautablösung	232
Vitrektomie	20 G 233
Vitrektomie	23 G 234
Vitrektomie	25 G 235



- | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|----|----------------|--|-----|
| 1 | G-17020 | Lidsperrer BARRAQUER , gefenstert | 15 | 19 | G-18960 | Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 |
| 2 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 20 | G-19032 | Fadenpinzette abgewinkelt, 7.5 mm | 90 |
| 3 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD , gerade | 110 | 21 | G-16189 | Spatel abgewinkelt, 0.5 mm breit | 128 |
| 4 | G-18820 | Zügelnahtpinzette REMKY | 105 | 22 | G-15620 | Starschlinge ARLT , gerieft | 130 |
| 5 | G-17575 | Nadelhalter CASTROVIEJO , geb., m. Sperre | 116 | 23 | G-18910 | Irispinzette BONN , abgew., 8.0 mm, chir. | 94 |
| 6 | G-19400 | Augenschere BONN , gebogen, fein | 79 | 24 | G-16175 | Irishäkchen DARDENNE , Push-Pull | 127 |
| 7 | G-19750 | Federschere WESTCOTT , stumpf, geb., 12 cm | 75 | 25 | G-18935 | Implantationspinzette DODEN | 102 |
| 8 | G-18791 | Augenpinzette chirurgisch , 0.7 mm | 93 | 26 | G-16167 | Positionshäkchen SINSKEY , f. 0.2 mm IOL | 126 |
| 9 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 27 | G-34026 | NanoEdge Parazentesemesser 15° gerade | 169 |
| 10 | G-15185 | Luftkanüle FRANKFURT , Hydrodissektion 27G | 151 | 28 | G-34525 | Einmal-Irisretraktor flexibel | 179 |
| 11 | G-16125 | Kapselpolierkanüle KRATZ | 154 | 29 | G-34225 | Einmal-Cystotomkanüle 25G | 179 |
| 12 | G-16115 | Spülschlingenkanüle | 152 | 30 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER , geb., o. Sperre | 113 |
| 13 | G-16106 | I/A-Kanüle SIMCOE , 23G, doppelläufig | 153 | 31 | G-39786 | microstop® Siebtray Mini flach, m. Deckel | 203 |
| 14 | G-19710 | HH-Schere TROUTMAN , rechts, gebogen | 67 | 32 | G-39783 | microstop® Siebtray Mini flach, o. Deckel | 203 |
| 15 | G-19715 | HH-Schere TROUTMAN , links, gebogen | 67 | 33 | G-39782 | microstop® Fixierelement flach | 203 |
| 16 | G-19776 | Kapsulotomieschere nach oben gebogen | 70 | | | | |
| 17 | G-19765 | Federschere VANNAS , fein, gebogen | 71 | | | | |
| 18 | G-31305 | Kapsulorhexispinzette extra fein | 96 | | | | |




- | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|----|----------------|--|-----|
| 1 | G-15960 | Lidsperrerr LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 18 | G-31305 | Kapsulorhexispinzette extra fein | 96 |
| 2 | G-32148 | Lidsperrerr BARRAQUER, gefenst., offen | 16 | 19 | G-31720 | Pre-Chopper Spreizpinzette AKAHOSHI | 101 |
| 3 | G-34210 | Retrobulbärkanüle ATKINSON, 25G, steril | 179 | 20 | G-31507 | Nukleusspalter NAGAHARA | 124 |
| 4 | G-15151 | Tränenwegskanüle konisch, kurzwinklig | 149 | 21 | G-31509 | Multifunktionschopper JACOBOWITZ | 123 |
| 5 | G-15200 | Augenbrause CRANZ, Silber | 150 | 22 | G-16167 | Positionshäkchen SINSKEY, F. 0.2 MM IOL | 126 |
| 6 | G-19023 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, neu, 0.3 mm | 87 | 23 | G-19032 | Fadenpinzette abgewinkelt, 7.5 mm | 90 |
| 7 | G-33758 | Clear-Cornea-Incision Fixiering | 121 | 24 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 |
| 8 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 | 25 | G-31901 | Fasspinzette f. faltbare IOLs | 104 |
| 9 | G-34026 | NanoEdge Parazentesemesser 15° gerade | 169 | 26 | G-19400 | Augenschere BONN, gebogen, fein | 79 |
| 10 | G-34055 | NanoEdge Phakolanz DFS abgew. 2.85 mm | 169 | 27 | G-22100 | Saughandgriff KOCH-KOHNEN 22G | 157 |
| 11 | G-34092 | NanoEdge Phakolanz DFS abgew. 2.2 mm | 170 | 28 | G-22101 | Spülhandgriff KOCH-KOHNEN 22G | 157 |
| 12 | G-34094 | NanoEdge Phakolanz DFS abgew. 2.4 mm | 170 | 29 | G-39786 | microStop® Siebtray Mini flach, m. Deckel | 203 |
| 13 | G-18960 | Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 | 30 | G-39783 | microStop® Siebtray Mini flach, o. Deckel | 203 |
| 14 | G-32162 | Irishäkchen (Push-Pull) und Kernspalter THOMAS NEUHANN | 125 | 31 | G-39782 | microStop® Fixierelement flach | 203 |
| 15 | G-19765 | Federschere VANNAS, fein, gebogen | 71 | | | | |
| 16 | G-16189 | Spatel abgewinkelt, 0.5 mm breit | 128 | | | | |
| 17 | G-32926 | MICS Kapsulorhexispinzette AUFFARTH
Capsulorhexis Forceps flat handle | 97 | | | | |



18 Sets


Phako Notfall



- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|----|----------------|--|------------|
| 1 | G-32996 | IOL-Schere SNYDER-OSHER, 18G/1.2mm, lang | 74 | 10 | G-32944 | Kapsulorhexiszängchen HATTENBACH, 25G | 98 |
| 2 | G-32997 | IOL-Zängchen SNYDER-OSHER 22G / 0.7 mm | 104 | 11 | G-32947 | Hybrid-Fadenpinzette HATTENBACH, 25G | 91 |
| 3 | G-32945 | IOL-Schere STEINMETZ | 74 | 12 | G-32948 | Hybrid-Schere HATTENBACH, 25G | 72 |
| 4 | G-31994 | Vorfaltzängchen H. R. KOCH, f. faltb. IOLs | 103 | 13 | G-32949 | Hybrid-Nadelhalter HATTENBACH, 25G | 116 |
| 5 | G-31905 | Faltpinzette H. R. KOCH, f. 3-stückige IOLs | 103 | 14 | G-34525 | Einmal-Irisretractor flexibel | 179 |
| 6 | G-18935 | Implantationspinzette DODEN | 102 | 15 | G-32823 | Explantationspinzette weiche IOL | 104 |
| 7 | G-16167 | Positionshäkchen SINSKEY, f. 0.2 mm IOL | 126 | 16 | G-32960 | Injektor f. MORCHER-Kapselspannring | 195 |
| 8 | G-32935 | Kapselzängchen H. R. KOCH, gebogen 22G | 97 | 17 | G-39527 | Sterisafe Duro A4 plus | 205 |
| 9 | G-32940 | Kapselschere H. R. KOCH, 45° abgewinkelt | 72 | | | | |



MSICS, Manual Small Incision Cataract Surgery




- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|----|----------------|--|------------|
| 1 | G-32136 | Lidsperrer BARRAQUER, gefenst., rund | 15 | 8 | G-31622 | Fragmentpinzette GASKIN, abgew., 9.0 mm | 92 |
| 2 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 9 | G-19765 | Federschere VANNAS, fein, gebogen | 71 |
| 3 | G-15620 | Starschlinge ARLT, gerieft | 130 | 10 | G-16106 | I/A-Kanüle SIMCOE, 23G, doppeläufig | 153 |
| 4 | G-16167 | Positionshäkchen SINSKEY, f. 0.2 mm IOL | 126 | 11 | G-31307 | Kapsulorhexispinzette kräftiges Modell | 95 |
| 5 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 | 12 | G-19400 | Augenschere BONN, gebogen, fein | 79 |
| 6 | G-18950 | Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 | | | | |
| 7 | G-18935 | Implantationspinzette DODEN | 102 | | | | |



18 Sets


MICS, Micro Incision Cataract Surgery



- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|---|----------------|---|------------|
| 1 | G-38448 | Diaclean CCI-Diamantmesser trapez. 1.5/2.0 | 58 | 6 | G-32012 | Spülhandgriff 2 x 0.5 mm, kon., rau, 21G | 157 |
| 2 | G-32926 | MICS Kapsulorhexispinzette AUFFARTH | 97 | 7 | G-32011 | Saughandgriff Spitze konisch, aufgeraut | 157 |
| 3 | G-38240 | Handgriff Japan für G-38244 und G-38246 | 173 | 8 | G-31507 | Nukleusspalter NAGAHARA | 124 |
| 4 | G-38244 | Kapsulorhexiszängchen „Schnabel“ IKEDA, 23G | 98 | 9 | G-32505 | Kernspalter THOMAS NEUHANN | 123 |
| 5 | G-38246 | Kapselschere YAE, 23G, trennbar | 72 | | | | |



FLACS, Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery



- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|---|----------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | G-33965 | Femtokatarakt Lidsperrer DICK | 24 | 5 | G-22101 | Spülhandgriff KOCH-KOHNEN 22G | 157 |
| 2 | G-32926 | MICS Kapsulorhexispinzette AUFFARTH | 97 | 6 | G-39527 | Sterisafe Duro A4 plus | 205 |
| 3 | G-34245 | Einmal-Hydrodissektionskanüle SAUTTER | 180 | | | | |
| 4 | G-22100 | Saughandgriff KOCH-KOHNEN 22G | 157 | | | | |



18 Sets

IOL Explantation



1 2 3 4 5

- 1 **G-32997 IOL-Zängchen SNYDER-OSHER 22G / 0.7 mm 104**
- 2 **G-32998 IOL-Schere SNYDER-OSHER, 18G/1.2 mm, kurz 74**
- 3 **G-32945 IOL-Schere STEINMETZ 74**
- 4 **G-16175 Irishäkchen DARDENNE Push-Pull 127**
- 5 **G-32823 Explantationspinzette weiche IOL 104**

Torische IOL



1 2 3 4 5 6

- 1 **G-33777 TOMARK einstellbarer HH-Markierer 45**
- 2 **G-33776 TOMARK Pendelinstrument handgehalten 45**
- 3 **G-33763 Horizontal-Achsenmarkierer GERTEN 44**
- 4 **G-16130 Kapselpolierkanüle mit Knopf, 18G 154**
- 5 **G-32564 Kapselpolierkürette RENTSCH, 90° 129**
- 6 **G-33786 Markierstift Gentian Violett, VPE 20 186**



IOL Sklerafixation



1 2 3 4 5

- 1 **G-31496 Doppelnadel Stabilisator YAMANE 30G 122**
- 2 **G-31497 Doppelnadel Stabilisator YAMANE 27G 122**
- 3 **G-32949 Hybrid-Nadelhalter HATTENBACH, 25G 116**
- 4 **G-32947 Hybrid-Fadenpinzette HATTENBACH, 25G 91**
- 5 **G-32948 Hybrid-Schere HATTENBACH, 25G 72**


Irisnaht



1 2 3


- 1 **G-32949 Hybrid-Nadelhalter HATTENBACH, 25G 116**
- 2 **G-32947 Hybrid-Fadenpinzette HATTENBACH, 25G 91**
- 3 **G-32948 Hybrid-Schere HATTENBACH, 25G 72**

LASEK, Laser-Assisted Epithelial Keratomileusis



- | | | | |
|---|----------------|--|-----|
| 1 | G-15961 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT, m. Absaugung | 27 |
| 2 | G-33652 | LASEK-Trepan 9.0 mm, mit Fadenkreuz | 197 |
| 3 | G-33655 | LASEK-Trichter LOHMANN, 8.5 mm | 197 |
| 4 | G-33657 | LASEK-Trichter LOHMANN, 9.5 mm | 197 |
| 5 | G-33670 | LASEK-Epi-Peeler LOHMANN | 61 |
| 6 | G-33930 | LASIK-Spatel THOMAS NEUHANN | 134 |
| 7 | G-15180 | Spülkanüle Knöpfchen, 26G | 153 |

LASIK, Laser-Assisted In Situ Keratomileusis




- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|----|----------------|--|-----|
| 1 | G-33920 | LASIK-Lidsperrer KNORZ, mit Absaugung | 25 | 9 | G-33943 | Femtoflapliifter PFÄFFL, V-Lifter und Haken | 136 |
| 2 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 10 | G-33912 | LASIK-Hornhautprotektor ZIRM | 133 |
| 3 | G-33745 | LASIK-Hornhautmarkierer MENDEZ | 44 | 11 | G-33759 | Fixierring FINE-THORNTON, 13 mm, stumpf | 122 |
| 4 | G-33747 | LASIK-Hornhautmarkierer LU | 43 | 12 | G-33786 | Markierstift Gentian Violet, VPE 20 | 186 |
| 5 | G-33911 | LASIK-Spülkanüle ZIRM, 20G, abgeflacht | 155 | 13 | G-18127 | Saugkeile 17 mm, steril | 186 |
| 6 | G-33909 | LASIK-Kanüle BAUER, doppelläufig, 25G | 155 | 14 | G-18150 | Halter Saugstreifen gerieft | 118 |
| 7 | G-33428 | Flaporex-Pinzette PFÄFFL, ovale Spitzen | 99 | 15 | G-39527 | Sterisafe Duro A4 plus | 205 |
| 8 | G-18914 | LASIK-Flap Pinzette BURATTO | 99 | | | | |



18 Sets


Femto LASIK




- | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|----|----------------|--|------------|
| 1 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 8 | G-33943 | Femtoflaplifter PFÄFFL, V-Lifter u. Haken | 136 |
| 2 | G-15961 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT, m. Absaugung | 27 | 9 | G-33758 | Clear-Cornea-Incision Fixierring | 121 |
| 3 | G-18914 | LASIK-Flap Pinzette BURATTO | 99 | 10 | G-33930 | LASIK-Spatel THOMAS NEUHANN | 134 |
| 4 | G-33428 | Flaporexhis-Pinzette PFÄFFL, ovale Spitzen | 99 | 11 | G-18127 | Saugkeile 17 mm, steril | 186 |
| 6 | G-33912 | LASIK-Hornhautprotektor ZIRM | 133 | 12 | G-18150 | Halter Saugstreifen gerieft | 118 |
| 7 | G-33427 | Femtoflaplifter PFÄFFL, geb. Lifter u. Haken | 136 | | | | |



ReLex® SMILE, Small Incision Lenticule Extraction



- | | | | |
|---|----------------|--|------------|
| 1 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 |
| 2 | G-15961 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT, m. Absaugung | 27 |
| 3 | G-33952 | Femto Doppelinstrument CHANSUE, Spatel/Haken | 135 |
| 4 | G-33950 | Femto Doppelinstrument CHANSUE, Löffel-Spatel/Haken | 135 |
| 5 | G-33960 | Lentikelzängchen RUPAL SHAH, 20G, geb. | 100 |
| 6 | G-33961 | Lentikelpinzette kniegebogen, 7,5 mm | 100 |
| 7 | G-33759 | Fixierring FINE-THORNTON, 13 mm, stumpf | 122 |
| 8 | G-33941 | Fragmentpinzette KELMAN-MCPHERSON | 92 |




- 1 **G-15966** Lidsperrerr KERSHNER, geschlossen 24
 2 **G-18180** Arterienklemme HALSTEAD, ger., anat. 110
 3 **G-18791** Augenpinzette chirurgisch, 0.7 mm 93
 4 **G-17450** Nadelhalter JACOBI, gebog., o. Sperre 113
 5 **G-17500** Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre 113
 6 **G-15065** Fixierring FLIERINGA, 15 mm 122
 7 **G-15070** Fixierring FLIERINGA 16 mm 122
 8 **G-15075** Fixierring FLIERINGA, 17 mm 122
 9 **G-15080** Fixierring FLIERINGA, 18 mm 122
 10 **G-15085** Fixierring FLIERINGA, 19 mm 122
 11 **G-15090** Fixierring FLIERINGA, 20 mm 122
 12 **G-14020** Hornhautschaber KUHNT, FIG. 2 61
 13 **G-19400** Augenschere BONN, gebogen, fein 79
 14 **G-19750** Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm 75
 15 **G-19720** Keratoplastikschere KATZIN, rechts, 10 cm 67
 16 **G-19725** Keratoplastikschere KATZIN, links, 10 cm 67
 17 **G-19765** Federschere VANNAS, fein, gebogen 71

- 18 **G-15758** Keratoplastik-Siebspatel 131
 20 **G-18972** Keratoplastikpinzette THOMAS NEUHANN 89
 21 **G-32229** Nahtmarkeur DUNCKER, 8.0 mm Transplantat 40
 22 **G-33727** HH-Markierer TH. NEUHANN, 8 Klingen 39
 23 **G-33744** Kreuzstich-Nahtmarkierer SUFFO 8 mm 40
 24 **G-18960** Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte 88
 25 **G-19001** Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.28 mm 87
 26 **G-19010** Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.6 mm 87
 28 **G-19040** Fadenpinzette TÜBINGEN, gebogen 90
 29 **G-32318** Keratometer MALONEY 43
 30 **G-570750** NanoEdge Einmal-Vakuum-Trepan 7.5 mm 168
 31 **G-570800** NanoEdge Einmal-Vakuum-Trepan 8.0 mm 168
 32 **G-560800** NanoEdge Einmal-Vakuum-HH-Stanze 8.0 mm 168
 33 **G-560850** NanoEdge Einmal-Vakuum-HH-Stanze 8.5 mm 168



18 Sets


DALK, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty



- | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|----|----------|--|-----|
| 1 | G-15960 | Lidsperrier LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 7 | G-34501 | Einmal DALK Kanüle | 180 |
| 2 | G-32728 | Spatel RENTSCH, verjüngt 0.6 auf 0.3 mm | 128 | 9 | G-19040 | Fadenpinzette TÜBINGEN, gebogen | 90 |
| 3 | G-19720 | Keratoplastikscherer KATZIN, rechts, 10 cm | 67 | 10 | G-17505 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 |
| 4 | G-19725 | Keratoplastikscherer KATZIN, links, 10 cm | 67 | 11 | G-570800 | NanoEdge Einmal-Vakuum-Trepan 8.0 mm | 168 |
| 5 | G-19770 | Federscherer VANNAS, fein, kniegebogen | 71 | | | | |
| 6 | G-15310 | HH-Spülkanüle KRUMEICH, 27G | 156 | | | | |




DSEK/ DSAEK, Descemet Stripping
(Automated) Endothelial Keratoplasty




- | | | | |
|---|----------------|---|------------|
| 1 | G-15960 | Lidsperrer LIEBERMANN-TENNANT | 24 |
| 2 | G-38600 | DSAEK Hornhautmarkierer TH. NEUHANN 8 und 9 mm | 39 |
| 3 | G-38607 | Descemet Inzisionshäkchen 0.2 mm | 134 |
| 4 | G-38608 | Descemet Scraper | 134 |
| 5 | G-38602 | Descemet Scraper TH. NEUHANN | 158 |
| 6 | G-38634 | DSAEK/DMEK Rhexispinzette GERTEN, 23G | 99 |
| 7 | G-38604 | DSAEK Implantationsspatel TH. NEUHANN | 134 |




DMEK, Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty




- | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|----|---------|---------------------------------------|-----|
| 1 | G-38600 | DSAEK Hornhautmarkierer 8 und 9 mm | 39 | 9 | G-38608 | Descemet Scraper | 134 |
| 2 | G-38620 | DMEK Transplantat-Halterung SZURMAN | 198 | 10 | G-38602 | Descemet Scraper TH. NEUHANN | 158 |
| 3 | G-38623 | DMEK Keratoplastikpinzette REMKY | 89 | 11 | G-38634 | DSAEK/DMEK Rhexispinzette GERTEN, 23G | 99 |
| 4 | G-38621 | DMEK Präparations-Scraper SZURMAN | 61 | 12 | G-38635 | Einmal-DMEK-Kartusche SZURMAN, 1,6 mm | 178 |
| 5 | G-38622 | DMEK Präparations-Spatel SZURMAN | 134 | 13 | G-38626 | DMEK RAPID Transportkartusche SZURMAN | 178 |
| 6 | G-38624 | DMEK Präparations-Pinzette SZURMAN | 99 | 14 | G-38611 | Einmalschlauch mit Luer Adapter | 178 |
| 7 | G-32167 | Luftkanüle SAUTTER, Hydrodis. 27G, horiz. | 151 | 15 | G-38610 | Einmalspritze BD Emerald, 5 ml | 183 |
| 8 | G-38607 | Descemet Inzisionshäkchen 0.2 mm | 134 | 16 | G-34500 | Einmal-Entfaltungskanüle SAAD | 180 |




- | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|----------------|---|-----|
| 1 | G-15960 | Lidsperrerr LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 17 | G-15130 | Trabekularsonde HARMS, links | 147 |
| 2 | G-17020 | Lidsperrerr BARRAQUER, gefenstert | 15 | 18 | G-18235 | Glaukomstanze GREHN, 10G | 64 |
| 3 | G-33200 | Tuchklemme SCHAEDEL | 111 | 19 | G-18238 | Glaukomstanze KELLY, 1.0 mm | 63 |
| 4 | G-34036 | NanoEdge Parazentesemesser 30° gerade | 169 | 20 | G-18239 | Glaukomstanze LUNTZ-DODICK, 360° drehbar | 64 |
| 5 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD, ger., anatomisch | 110 | 21 | G-18791 | Augenpinzette chirurgisch, 0.7 mm | 93 |
| 6 | G-18820 | Zügelnahtpinzette REMKY | 105 | 22 | G-18792 | Augenpinzette chirurgisch, 1.0 mm | 93 |
| 7 | G-17565 | Nadelhalter CASTROVIEJO, ger., m. Sperre | | 23 | G-18900 | Irispinzette BONN, gerade, chirurgisch | 94 |
| 8 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 | 24 | G-16190 | Spatel abgewinkelt, 1.0 mm breit | 128 |
| 9 | G-19400 | Augenschere BONN, gebogen, fein | 79 | 25 | G-19230 | Tonometer SCHIÖTZ | 46 |
| 10 | G-19750 | Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm | 75 | 26 | G-31470 | Dreischnitt Diamantstufenmesser | 59 |
| 11 | G-19630 | Federschere TÜBINGEN, gebogen | 71 | 27 | G-33786 | Markierstift Gentian Violet, VPE 20 | 186 |
| 12 | G-19680 | Iridektomieschere BARRAQUER, st/st, 7 mm | 73 | 28 | G-32209 | Skleradeckelmarker TOBIAS NEUHANN | 42 |
| 13 | G-19135 | Zirkel CASTROVIEJO, 15 mm | 40 | 29 | G-39527 | Sterisafe Duro A4 plus | 205 |
| 14 | G-15185 | Luftkanüle FRANKFURT, Hydrodissektion 27G | 151 | | | | |
| 15 | G-22619 | Trabekel-Saugkanüle PH. JACOBI | 152 | | | | |
| 16 | G-15125 | Trabekularsonde HARMS, rechts | 147 | | | | |



- | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|----------------|---|-----|
| 1 | G-15960 | Lidsperrerr LIEBERMANN-TENNANT | 24 | 16 | G-15821 | Schielhaken BONN, 1.0 mm Loch | 137 |
| 2 | G-15995 | Lidsperrerr COOK, mittel, 11 mm Valven | 23 | 17 | G-32120 | Lidhalter DESMARRES, Fig. 0 | 33 |
| 3 | G-17023 | Lidsperrerr BARRAQUER, Frühgeborene | 15 | 18 | G-16060 | Lidhalter DESMARRES, Fig. 1 | 33 |
| 4 | G-18181 | Arterienklemme HALSTEAD, geb., anatomisch | 110 | 19 | G-16065 | Lidhalter DESMARRES, Fig. 2 | 33 |
| 5 | G-15185 | Luftkanüle FRANKFURT, Hydrodissektion 27G | 151 | 20 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 |
| 6 | G-15200 | Augenbrause CRANZ, Silber | 150 | 21 | G-19005 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.3 mm | 87 |
| 7 | G-15151 | Tränenwegkanüle konisch, kurzwinklig | 149 | 22 | G-19010 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.6 mm | 87 |
| 8 | G-15141 | Tränenwegkanüle konisch, rundgebogen | 149 | 23 | G-19032 | Fadenpinzette abgewinkelt, 7.5 mm | 90 |
| 9 | G-34026 | NanoEdge Parazentesemesser 15° gerade | 169 | 25 | G-18950 | Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 |
| 10 | G-19750 | Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm | 75 | 26 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 |
| 11 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 | 27 | G-17565 | Nadelhalter CASTROVIEJO, ger., m. Sperre | |
| 12 | G-19765 | Federschere VANNAS, fein, gebogen | 71 | 28 | G-18850 | Cilien-/Fremdkörperpinzette SHAAF | 85 |
| 13 | G-32920 | Schielhaken JAMESON, 11 mm | 138 | 29 | G-14550 | Fremdkörper-Doppelinstrument | |
| 14 | G-15805 | Schielhaken GRAEFE, mittel, 10 mm | 137 | | | Nadel/Plangehebel | 54 |
| 15 | G-15799 | Schielhaken GRAEFE, kurz, 5 mm | 136 | | | | |



- | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|----|----------------|---|------------|
| 1 | G-15990 | Lidsperrerr COOK, groß | 22 | 9 | G-19112 | Muskelklemme BANGERTER | 106 |
| 2 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD, ger., anatomisch | 110 | 10 | G-15780 | Enukleationslöffel WELLS | 133 |
| 3 | G-18181 | Arterienklemme HALSTEAD, geb., anatomisch | 110 | 11 | G-19525 | Enukleationsschere mittel gebogen, 13.5 cm | 81 |
| 4 | G-19050 | Fixierpinzette GRAEFE, ohne Sperre | 93 | 12 | G-31545 | Exenterationslöffel BUNGE, mittel | 51 |
| 5 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 | 13 | G-31555 | Exenterationslöffel BUNGE, groß | 51 |
| 6 | G-19375 | Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 14 | G-17575 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., m. Sperre | 116 |
| 7 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 | 15 | G-39527 | Sterisafe Duro A4 plus | 205 |
| 8 | G-15810 | Schielhaken GRAEFE, groß, 12 mm | 137 | | | | |



- | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|---|----------------|--|------------|
| 1 | G-15965 | Lidsperrerr KERSHNER, gefenstert | 24 | 6 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 |
| 2 | G-32120 | Lidhalter DESMARRES, Fig. 0 | 33 | 7 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 |
| 3 | G-19355 | Augenschere gerade, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 8 | G-18792 | Augenpinzette chirurgisch, 1.0 mm | 93 |
| 4 | G-14010 | Hornhautschaber KUHNT, Fig. 1 | 61 | 9 | G-32700 | Skalpeltgriff | 186 |
| 5 | G-17570 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., o. Sperre | 116 | | | | |



18 Sets

Standard-Set Augenarztpraxis




- 1 **G-17020** Lidsperrer BARRAQUER, gefenstert 15
- 2 **G-17025** Lidsperrer BARRAQUER, Säuglinge, gefenstert 15
- 3 **G-18975** Fadenlöspinzette BARRAQUER 88
- 4 **G-19765** Federschere VANNAS, fein, gebogen 71
- 5 **G-18750** Cilienpinzette BARRAQUER 85
- 6 **G-14550** FK-Doppelinstrument Nadel/Plangehebel 54
- 7 **G-18850** Cilien-/Fremdkörperpinzette SHAAF 85
- 8 **G-150401** TW-Sonde WILDER, dünn, langer Kegel 145
- 9 **G-32120** Lidhalter DESMARRES, Fig. 0 33


- 10 **G-19460** Strabismusschere kurz, gerade 77
- 11 **G-32715** Skleradepressor SCHOCKET 143
- 12 **G-15870** Chalazionlöffel MEYHÖFER, 2.0 mm 50
- 13 **G-18680** Chalazionpinzette LAMBERT 109
- 14 **G-31105** Augenklappe Plastik, transparent, VPE 100 199
- 15 **G-15230** Spülkanüle BONN, fein 153
- 16 **G-32665** Silikonball 20 ml 165
- 17 **G-32920** Schielhaken JAMESON, 11 mm 138
- 18 **G-39527** Sterisafe Duro A4 plus 205



Chalazion



- 1 **G-17040** Lidplatte JAEGER, NR-Stahl 34
- 2 **G-19375** Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm 78
- 3 **G-18791** Augenpinzette chirurgisch, 0.7 mm 93
- 4 **G-18792** Augenpinzette chirurgisch, 1.0 mm 93
- 5 **G-18685** Chalazionpinzette DESMARRES, 20 mm 109
- 6 **G-15870** Chalazionlöffel MEYHÖFER, 2.0 mm 50
- 7 **G-15875** Chalazionlöffel MEYHÖFER, 2.5 mm 50
- 8 **G-15880** Chalazionlöffel MEYHÖFER, 3.0 mm 50
- 9 **G-15910** Chalazionlöffel AXENFELD 50
- 10 **G-17575** Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., m. Sperre 116
- 11 **G-32700** Skalpellgriff 186




- 1 **G-17040 Lidplatte** JAEGER, NR-Stahl 34
- 2 **G-18170 Arterienklemme** HARTMANN, ger., anatomisch 110
- 3 **G-18171 Arterienklemme** HARTMANN, geb., anatomisch 110
- 4 **G-19480 Sehnenschere** STEVENS, gerade, lang 76
- 5 **G-19355 Augenschere** gerade, spitz-spitz, 10 cm 78
- 6 **G-14010 Hornhautschaber** KUHNT, Fig. 1 61
- 7 **G-19750 Federschere** WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm 75
- 8 **G-34026 NanoEdge Parazentesemesser** 15° gerade 169
- 9 **G-19600 Federschere** leicht gebogen, spitz-spitz 68
- 10 **G-18715 Ptosisklemme** BERKE 109
- 11 **G-17575 Nadelhalter** CASTROVIEJO, geb., m. Sperre 116
- 12 **G-16060 Lidhalter** DESMARRES, Fig. 1 33
- 13 **G-16065 Lidhalter** DESMARRES, Fig. 2 33
- 14 **G-16070 Lidhalter** DESMARRES, Fig. 3 33
- 15 **G-15800 Schielhaken** GRAEFE, klein, 8 mm 136
- 16 **G-15805 Schielhaken** GRAEFE, mittel, 10 mm 137


- 17 **G-15355 Doppelhäkchen** GUTHRIE, scharf, groß 33
- 18 **G-15900 Chalazionlöffel** MEYHÖFER, 1.0 mm 50
- 19 **G-15870 Chalazionlöffel** MEYHÖFER, 2.0 mm 50
- 20 **G-15875 Chalazionlöffel** MEYHÖFER, 2.5 mm 50
- 21 **G-19050 Fixierpinzette** GRAEFE, ohne Sperre 93
- 22 **G-18810 Bindehautpinzette** DRAEGER, atraumatisch 86
- 23 **G-31953 Irispinzette** gerade, chirurg., kräftig 94
- 24 **G-19005 Nahtpinzette** CASTROVIEJO, 0.3 mm 87
- 25 **G-19010 Nahtpinzette** CASTROVIEJO, 0.6 mm 87
- 26 **G-19040 Fadenpinzette** TÜBINGEN, gebogen 90
- 27 **G-18960 Mikro-Kolibripinzette** mit Fadenplatte 88
- 28 **G-18680 Chalazionpinzette** LAMBERT 109
- 29 **G-18685 Chalazionpinzette** DESMARRES, 20 mm 109
- 30 **G-15542 Wundhaken** AXENFELD 4-zinkig, stumpf 35
- 31 **G-33786 Markierstift** Gentian Violet, VPE 20 186




- | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------|----|-----------------|--|------------|
| 1 | G-17070 | Wundspreizer MÜLLER | 36 | 17 | G-150103 | Tränenwegsonde BOWMAN, Größe 1/2 | 146 |
| 2 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD, ger., anatomisch | 110 | 18 | G-33198 | TW-Sondenkanüle JÜNEMANN, m. Griff | 150 |
| 3 | G-18181 | Arterienklemme HALSTEAD, geb., anatomisch | 110 | 19 | G-33194 | Tränenwegsonde JÜNEMANN, 0.8 mm, m. Griff | 146 |
| 4 | G-32355 | Nasenspeculum | 196 | 20 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 |
| 5 | G-31810 | Hohlmeisselzange FRIEDMANN | 195 | 21 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 |
| 6 | G-33125 | Hammer MEAD, Länge 19 cm, 300 g | 196 | 22 | G-18810 | Bindehautpinzette DRAEGER, atraumatisch | 86 |
| 7 | G-15020 | TW-Sonde GIESSEN, abgewinkelt | 146 | 23 | G-34290 | Einmal-TW-Kanüle gebogen, 26G | 179 |
| 8 | G-150401 | TW-Sonde Wilder, dünn, langer Kegel | 145 | 24 | G-15190 | TW-Kanüle Anel gerade, 23G | 149 |
| 9 | G-150302 | TW-Sonde Wilder, mittel | 145 | 25 | G-15195 | TW-Kanüle Anel rundgebogen, 23G | 149 |
| 10 | G-18620 | Raspatorium HEIDELBERG | 196 | 26 | G-15542 | Wundhaken AXENFELD 4-zinkig, stumpf | 35 |
| 11 | G-18630 | Elevatorium HEIDELBERG | 196 | 27 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 |
| 12 | G-18240 | Flachmeissel 5.0 mm breit | 196 | 28 | G-19355 | Augenschere gerade, spitz-spitz, 10 cm | 78 |
| 13 | G-18245 | Hohlmeissel 5.0 mm breit | 197 | 29 | G-17575 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., m. Sperre | 116 |
| 14 | G-15095 | Pigtailsonde mit 0.4 mm Öhren | 147 | | | | |
| 15 | G-150101 | Tränenwegsonde BOWMAN, Größe 0000/000 | 146 | | | | |
| 16 | G-150102 | Tränenwegsonde BOWMAN, Größe 00/0 | 146 | | | | |




- | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|----|----------------|--|-----|
| 1 | G-15995 | Lidsperrer COOK , mittel, 11 mm Valven | 23 | 16 | G-15805 | Schielhaken GRAEFE , mittel, 10 mm | 137 |
| 2 | G-16000 | Lidsperrer COOK , klein, 8 mm | 23 | 17 | G-19135 | Zirkel CASTROVIEJO , 20 mm | 40 |
| 3 | G-32128 | Lidsperrer COOK , Säuglinge, 5 mm | 23 | 18 | G-15797 | Marqueur FINK , für 8 mm Rücklagerung | 43 |
| 4 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD , ger., anatomisch | 110 | 19 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 |
| 5 | G-18181 | Arterienklemme HALSTEAD , geb., anatomisch | 110 | 20 | G-18810 | Bindehautpinzette DRAEGER , atraumatisch | 86 |
| 6 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 21 | G-19010 | Nahtpinzette CASTROVIEJO , 0.6 mm | 87 |
| 7 | G-19355 | Augenschere gerade, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 22 | G-19005 | Nahtpinzette CASTROVIEJO , 0.3 mm | 87 |
| 8 | G-19475 | Sehnenschere STEVENS , gebogen, kurz | 76 | 24 | G-19040 | Fadenpinzette TÜBINGEN , gebogen | 90 |
| 9 | G-19600 | Federschere leicht gebogen, spitz-spitz | 68 | 25 | G-19120 | Vorlagerungspinzette SATTLER , mit Sperre, rechts | 106 |
| 10 | G-19750 | Federschere WESTCOTT , stumpf, geb., 12 cm | 75 | 26 | G-19125 | Vorlagerungspinzette SATTLER , mit Sperre, links | 106 |
| 11 | G-32225 | Sklera-Messspatel VOGT , 0-20 mm | 42 | 27 | G-19112 | Muskelklemme BANGERTER | 106 |
| 12 | G-16060 | Lidhalter DESMARRES , Fig. 1 | 33 | 28 | G-19137 | Muskelfalter CÜPPERS | |
| 13 | G-16065 | Lidhalter DESMARRES , Fig. 2 | 33 | 29 | G-17575 | Nadelhalter CASTROVIEJO , geb., m. Sperre | 116 |
| 14 | G-15830 | Schielhaken MALBRAN | 137 | 30 | G-17565 | Nadelhalter CASTROVIEJO , ger., m. Sperre | |
| 15 | G-15800 | Schielhaken GRAEFE , klein, 8 mm | 136 | | | | |




- | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|----------------|---|-----|
| 1 | G-15966 | Lidsperre KERSHNER, geschlossen | 24 | 18 | G-15800 | Schielhaken GRAEFE, klein, 8 mm | 136 |
| 2 | G-18182 | Arterienklemme HALSTEAD, geb., chirurg. | 110 | 19 | G-15805 | Schielhaken GRAEFE, mittel, 10 mm | 137 |
| 3 | G-33200 | Tuchklemme SCHAEDEL | 111 | 20 | G-18950 | Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 |
| 4 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 21 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 |
| 5 | G-34026 | NanoEdge Parazentesemesser 15° gerade | 169 | 22 | G-18792 | Augenpinzette chirurgisch, 1.0 mm | 93 |
| 6 | G-18820 | Zügelnahtpinzette REMKY | 105 | 23 | G-19005 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.3 mm | 87 |
| 7 | G-17565 | Nadelhalter CASTROVIEJO, ger., m. Sperre | 232 | 24 | G-19120 | Vorlagerungspinzette SATTLER, mit Sperre, rechts | 106 |
| 8 | G-19750 | Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm | 75 | 25 | G-19125 | Vorlagerungspinzette SATTLER, mit Sperre, links | 106 |
| 9 | G-19600 | Federschere leicht gebogen, spitz-spitz | 68 | 26 | G-19032 | Fadenpinzette abgewinkelt, 7.5 mm | 90 |
| 10 | G-19375 | Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 28 | G-31953 | Irispinzette gerade, chirurg., kräftig | 94 |
| 11 | G-19355 | Augenschere gerade, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 29 | G-18855 | Irispinzette gerade, anatomisch | |
| 12 | G-19475 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, kurz | 76 | 30 | G-17500 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., o. Sperre | 113 |
| 13 | G-32445 | Orbitalspatel HAMBURG, 18 x 12 mm | 131 | 31 | G-17501 | Nadelhalter BARRAQUER, geb., m. Sperre | 113 |
| 14 | G-15720 | Spatel BANGERTER, 6 mm breit | 130 | 32 | G-18650 | Massstab 150 mm, 0.5 mm Abstufungen | 42 |
| 15 | G-15821 | Schielhaken BONN, 1.0 mm Loch | 137 | 33 | G-33752 | Bandspreizpinzette WATZKE | 107 |
| 16 | G-15830 | Schielhaken MALBRAN | 137 | | | | |
| 17 | G-32150 | Lokalisator LAQUA, doppelseitig | 142 | | | | |



- | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|----|----------------|---|-----|
| 1 | G-15966 | Lidsperrer KERSHNER , geschlossen | 24 | 23 | G-36532 | Glaskörperschere HEIMANN , 20G, gerade | 82 |
| 2 | G-33200 | Tuchklemme SCHAEDEL | 111 | 24 | G-31900 | Intraokularer Magnet KUHN | 199 |
| 3 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 25 | G-37002 | Staubsauger-Handgriff mit Silikonkammer | 161 |
| 4 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD , ger., anat. | 110 | 26 | G-33050 | Staubsaugerkanüle 20G | 161 |
| 5 | G-18170 | Arterienklemme HARTMANN , ger., anat. | 110 | 27 | G-34293 | Einmal-Staubsaugerkanüle 20G, m. Bürste | 182 |
| 6 | G-19375 | Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 28 | G-33075 | Staubsaugerkanüle mit Silikonbürste | 162 |
| 7 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS , gebogen, lang | 76 | 29 | G-36000 | Linse Kilp , 60 D flach, Sichtwinkel 20° | 200 |
| 8 | G-19750 | Federschere WESTCOTT , stumpf, geb., 12 cm | 75 | 30 | G-33052 | Absaugkanüle WEBER, f. Silikonöl | 163 |
| 9 | G-19760 | Federschere VANNAS , fein, gerade | 71 | 31 | G-40006 | UNO Colorline Handgriff 6 mm, Titan | 173 |
| 10 | G-32446 | Orbitalspatel 18 x 8 mm | 131 | 32 | G-42043 | UNO Colorline Vitrektomiezüngchen Krokodil 20G | 172 |
| 11 | G-34181 | NanoEdge MVR Stilet gerade, 20G | 169 | 33 | G-37425 | Fixierinstrument für Trokarsysteme | 121 |
| 12 | G-32920 | Schielhaken JAMESON , 11 mm | 138 | 34 | G-37430 | Fasspinzette für Trokarsysteme | 107 |
| 13 | G-15821 | Schielhaken BONN , 1.0 mm Loch | 137 | 35 | G-37435 | Hufeisen-Haken HATTENBACH | 139 |
| 14 | G-37410 | Markierinstrument 3.0 mm / 3.5 mm | 41 | 36 | G-39786 | microstop® Siebtray Mini flach, m. Deckel | 203 |
| 15 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 | 37 | G-39783 | microstop® Siebtray Mini flach, o. Deckel | 203 |
| 16 | G-18810 | Bindehautpinzette DRAEGER, atraumatisch | 86 | 38 | G-39782 | microstop® Fixierelement flach | 203 |
| 17 | G-19010 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.6 mm | 87 | | | | |
| 18 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 | | | | |
| 19 | G-18960 | Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 | | | | |
| 20 | G-17570 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., o. Sperre | 116 | | | | |
| 21 | G-36256 | Vitrektomie-Zängchen KROKODIL, 20G | 108 | | | | |
| 22 | G-36526 | Glaskörperschere HEIMANN, 20G, abgew. | 82 | | | | |



- | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|----------------|--|-----|
| 1 | G-15966 | Lidsperre KERSHNER, geschlossen | 24 | 24 | G-36540 | Glaskörperschere HEIMANN, 23G, abgewinkelt, für Trokare | 82 |
| 2 | G-33200 | Tuchklemme SCHAEDEL | 111 | 25 | G-37002 | Staubsauger-Handgriff mit Silikonkammer | 161 |
| 3 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 26 | G-34296 | Einmal-Staubsaugerkanüle 23G | |
| 4 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD, ger., anatomisch | 110 | 27 | G-34294 | Einmal-Staubsaugerkanüle 23G, m. Bürste | 182 |
| 5 | G-18170 | Arterienklemme HARTMANN, ger., anatomisch | 110 | 28 | G-34285 | Einmal-PFCL-Kanüle coaxial, 23G | 182 |
| 6 | G-19375 | Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 29 | G-36000 | Linse Kilp, 60 D flach, Sichtwinkel 20° | 200 |
| 7 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 | 30 | G-37512 | Membran-Peeler 0.4, abges., abgew., 23G | 139 |
| 8 | G-19750 | Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm | 75 | 31 | G-34494 | Einmal-VFI-Kanüle für Silikonöl, 23G | 182 |
| 9 | G-19760 | Federschere VANNAS, fein, gerade | 71 | 32 | G-40006 | UNO Colorline Handgriff 6 mm, Titan | 173 |
| 10 | G-32446 | Orbitalspatel 18 x 8 mm | 131 | 33 | G-42361 | UNO Colorline Glaskörperschere 23G, gerade | 172 |
| 11 | G-32920 | Schielhaken JAMESON, 11 mm | 138 | 34 | G-46341 | UNO Colorline Vitrektomiezüngchen endgripping 23G | 172 |
| 12 | G-15821 | Schielhaken BONN, 1.0 mm Loch | 137 | 35 | G-37425 | Fixierinstrument für Trokarsysteme | 121 |
| 13 | G-37410 | Markierinstrument 3.0 mm / 3.5 mm | 41 | 36 | G-37430 | Fasspinzette für Trokarsysteme | 107 |
| 14 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 | 37 | G-37435 | Hufeisen-Haken HATTENBACH | 139 |
| 15 | G-18810 | Bindehautpinzette DRAEGER, atraumatisch | 86 | 38 | G-39786 | microStop® Siebtray Mini flach, m. Deckel | 203 |
| 16 | G-19010 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.6 mm | 87 | 39 | G-39783 | microStop® Siebtray Mini flach, o. Deckel | 203 |
| 17 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 | 40 | G-39782 | microStop® Fixierelement flach | 203 |
| 18 | G-18960 | Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 | | | | |
| 19 | G-17570 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., o. Sperre | 116 | | | | |
| 20 | G-36282 | Vitrektomie-Zängchen endgripping, 23G | 108 | | | | |
| 21 | G-36342 | Vitrektomie-Zängchen Krokodil, 23G | 108 | | | | |
| 22 | G-36362 | Vitrektomie-Zängchen TANO, gerieft, 23G | 108 | | | | |
| 23 | G-36576 | Glaskörperschere HEIMANN, 23G, gerade | 82 | | | | |



- | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------------|----|----------------|--|------------|
| 1 | G-15966 | Lidsperrer KERSHNER, geschlossen | 24 | 22 | G-36366 | Vitrektomie-Zängchen TANO, gerieft, 25G | 108 |
| 2 | G-33200 | Tuchklemme SCHAEDEL | 111 | 23 | G-36586 | Glaskörperschere HEIMANN, 25G, gerade | 82 |
| 3 | G-18190 | Dieffenbachklemme gerade, 35 mm | 111 | 24 | G-37002 | Staubsauger-Handgriff mit Silikonkammer | 161 |
| 4 | G-18180 | Arterienklemme HALSTEAD, ger., anatomisch | 110 | 25 | G-34299 | Einmal-Staubsaugerkanüle 25G | |
| 5 | G-18170 | Arterienklemme HARTMANN, ger., anatomisch | 110 | 26 | G-34297 | Einmal-Staubsaugerkanüle 25G, m. Bürste | 182 |
| 6 | G-19375 | Augenschere gebogen, spitz-spitz, 10 cm | 78 | 27 | G-36000 | Linse Kilp, 60 D flach, Sichtwinkel 20° | 200 |
| 7 | G-19485 | Sehnenschere STEVENS, gebogen, lang | 76 | 28 | G-37513 | Membran-Peeler 0.4, abges., abgew., 25G | 139 |
| 8 | G-19750 | Federschere WESTCOTT, stumpf, geb., 12 cm | 75 | 29 | G-40006 | UNO Colorline Handgriff 6 mm, Titan | 173 |
| 9 | G-19760 | Federschere VANNAS, fein, gerade | 71 | 30 | G-42561 | UNO Colorline Glaskörperschere 25G, gerade | 172 |
| 10 | G-32446 | Orbitalspatel 18 x 8 mm | 131 | 31 | G-46541 | UNO Colorline Vitrektomie-Zängchen endgripping, 25G | 172 |
| 11 | G-32920 | Schielhaken JAMESON, 11 mm | 138 | 32 | G-46542 | UNO Colorline Vitrektomie-Zängchen HATTENBACH 25G, Wellendesign | 172 |
| 12 | G-15821 | Schielhaken BONN, 1.0 mm Loch | 137 | 33 | G-37425 | Fixierinstrument für Trokarsysteme | 121 |
| 13 | G-37410 | Markierinstrument 3.0 mm / 3.5 mm | 41 | 34 | G-37435 | Hufeisen-Haken HATTENBACH | 139 |
| 14 | G-18782 | Augenpinzette anatomisch, 1.0 mm | 93 | 35 | G-39786 | microStop® Siebtray Mini flach, m. Deckel | 203 |
| 15 | G-18810 | Bindehautpinzette DRAEGER, atraumatisch | 86 | 36 | G-39783 | microStop® Siebtray Mini flach, o. Deckel | 203 |
| 16 | G-19010 | Nahtpinzette CASTROVIEJO, 0.6 mm | 87 | 37 | G-39782 | microStop® Fixierelement flach | 203 |
| 17 | G-18940 | Allzweckpinzette PAUFIQUE | 89 | | | | |
| 18 | G-18960 | Mikro-Kolibripinzette mit Fadenplatte | 88 | | | | |
| 19 | G-17570 | Nadelhalter CASTROVIEJO, geb., o. Sperre | 116 | | | | |
| 20 | G-36312 | Vitrektomie-Zängchen endgripping, 25G | 108 | | | | |
| 21 | G-36322 | Vitrektomie-Zängchen Krokodil, 25G | 108 | | | | |

Addendum

Geräte	237
Fluoron Farbstoffe	238
Fluoron Intraoperative Tamponaden	238
Langzeittamponaden, Gebrauchsfertige Gastamponaden	238
Fluoron Langzeittamponaden, Silikonöltamponaden	239
Fluoron Langzeittamponaden, Schwere Silikonöle	239
Fluoron WashOut Reinigungsflüssigkeit	239

G-60000

megaTRON S4 HPS

Ophthalmologisches Gerätesystem für die Vorderabschnittchirurgie mit u.a. folgenden Funktionen:

- 15"-LED-Backlight-Touchscreen
- Ultraschallgenerator mit Flash/CoolFlash-Technologie
- Erstellung von individuellen Arztprofilen
- 2 separate Anschlüsse für Ultraschallhandgriffe
- I/A-Einheit mit Hybrid-Pumpensystem (Peristaltik- und Direct-Control-Pumpe)
- HF-Diathermie
- Interner Kompressor
- Pneumatische Vitrektomie mit bis zu 12.000 cpm



G-60001

Erweiterbar durch G-60001 zum Vorder- und Hinterabschnittgerätesystem

mit u.a. folgenden Funktionen:

- endoTRON 532 Software Ansteuerung
- Luft-/ Flüssigkeitsaustausch
- Silikonölinjektion

G-60004

Aufrüstung megaTRON S4 auf megaTRON S4 HPS

G-61100

endoTRON 532 nm

Ophthalmo-chirurgisches Lasersystem für den Hinterabschnitt



G-26033

xenoTRON III

Xenon-Lichtquelle zur Endoillumination mit Phototox Safeguard weiße Frontplatte



G-26500

Solea

RGB LED Lichtquelle zur Endoillumination





19 Addendum
Fluoron Farbstoffe



G-81002 Vioron® Trypanblau



G-81010 Brilliant Peel®



G-81015 Brilliant Peel® Dual Dye



19 Addendum
Fluoron Intraoperative Tamponaden



F-Decalin
G-80105 5 ml
G-80107 7 ml
G-80115 5 ml
G-80117 7 ml



F-Octane
G-80305 5 ml
G-80307 7 ml
G-80315 5 ml
G-80317 7 ml



19 Addendum
Fluoron Langzeittamponaden,
Gebrauchsfertige Gastamponaden



G-80950 EasyGas® SF6



G-80960 EasyGas® C2F6



G-80960 EasyGas® C3F8



19 Addendum

Fluoron Langzeittamponaden, Silikonöltamponaden

FLUORON®

G-80710

Siluron® 1000



G-80810

Siluron® 5000



G-80740

Siluron® 2000



G-80760

Siluron® Xtra



19 Addendum

Fluoron Langzeittamponaden, Schwere Silikonöle

G-80910

Densiron® 68



G-80920



G-80925

Densiron® Xtra



19 Addendum

Fluoron WashOut Reinigungsflüssigkeit

G-80615



G-80616



F4H5® WashOut



Index

Artikelnummerverzeichnis

Artikelnummerverzeichnis	240
Produktverzeichnis	248
Namensverzeichnis	256

G-14

14010	61, 227, 229
14020	61, 223
14165	61
14180	60
14185	60
14490	55
14500	55
14530	212
14540	54, 212
14550	54, 212, 226, 228
14570	55

G-15

150001	146
150002	146
150003	146
150004	146
150005	146
150101	230
150102	230
150103	230
150151	146
150152	146
150153	146
150154	146
150155	146
15020	146, 230
150301	145
150302	145, 230
150303	145
150401	145, 228, 230
150402	145
150403	145
15050	146
15055	146
15065	122, 223
15070	122, 223
15075	122, 223
15080	122, 223
15085	122, 223
15090	122, 223
15095	147, 230
15096	147
15125	147, 225
15130	147, 225
15134	88
15136	147

15137	147
15138	147
15141	149, 226
15151	149, 217, 226
15161	149
15170	150
15180	153, 221
15185	216, 151, 225f
15188	152
15189	152
15190	149, 230
15195	149, 230
15200	150, 217, 226
15225	153
15226	153
15230	153, 228
15240	153
15271	150
15272	150
15273	150
15275	151
15310	156, 224
15350	36
15355	36, 229
15360	132
15365	132
15370	132
15377	150
15400	132
15405	132
15475	131
15540	35
15542	35, 229f
15550	35
15560	35
15620	130, 216, 218
15635	130
15710	142
15720	130, 232
15725	130
15750	130
15757	133
15758	131, 223
15780	133, 227
15797	43, 231
15799	136, 226
15800	229, 136, 231f
15805	226, 229, 137, 231f
15810	137, 227
15820	137
15821	137, 226, 232ff
15830	137, 231f
15870	50, 228f

15875	50, 228f
15880	50, 228
15885	50
15900	50, 229
15910	50, 228
15920	29
15921	30
15945	19
15946	20
15950	21
15951	21
15955	21
15960	24, 216f
15961	27, 221f
15965	24, 227
15966	24, 223, 232ff
15970	21
15975	22
15990	22, 227
15995	23, 226, 231

G-16

16000	23, 231
16010	22
16025	22
16050	20
16055	20
16060	33, 226, 229, 231
16065	33, 226, 229, 231
16070	33, 229
16075	34
16080	33
16106	153, 216, 218
16115	152, 216
16125	154, 216
16130	154, 220
16132	154
16133	154
16138	153
16166	126
16167	126, 216ff
16175	125, 127, 216, 220
16182	125
16185	126
16189	124f, 128, 216f
16190	128, 225
16193	128
16200	61
16205	127

G-17

17000	23
17001	23
17002	24
17003	24
17004	16
17005	26
17006	26
17010	17
17015	17
17017	18
17019	26
17020	15, 216, 225, 228
17021	26
17023	15, 226
17024	27
17025	15, 228
17026	15
17027	18
17030	18
17031	28
17040	34, 228f
17070	36, 230
17440	75, 116
17450	113, 223
17452	113
17460	113
17462	113
17500	113, 216ff, 223, 225, 226
17501	113, 232
17505	113, 224
17506	113
17510	114
17511	114
17515	114
17516	114
17520	114
17530	113
17535	113
17540	115
17545	115
17565	225f, 231f
17570	116, 227, 233ff
17575	116, 216, 227ff
17610	117
17615	117
17640	117
17660	117

G-18

18127	186, 221f	18890	94	19125	106, 231f	19660	73
18150	118, 221f	18897	95	19130	225	19675	73
18160	111	18900	94, 225	19135	40, 231	19680	73, 225
18170	110, 229, 233ff	18905	94	19137	136, 231	19690	67
18171	110, 229	18908	93	19230	46, 225	19695	67
18180	110, 216, 223, 225, 227, 230f, 233ff	18910	94, 216	19320	118	19710	67, 216
18181	110, 226, 227, 230	18911	93	19330	118	19715	67, 216
18182	110, 232	18913	95	19345	60	19718	67
18185	110	18914	99, 221f	19350	78	19720	67, 223f
18190	111, 216, 231ff	18918	102	19355	78, 227, 229f	19725	67, 223f
18195	111	18928	102	19360	78	19727	68
18197	111	18935	102, 216, 218	19365	78	19740	69
18220	63	18940	89, 227, 230, 233f	19367	78	19745	70
18235	64, 225	18941	104	19368	78	19747	70
18238	63, 225	18945	89	19370	78	19750	75, 216, 223, 225f, 229, 231ff
18239	64, 225	18950	88, 218, 226, 232	19375	78, 227f, 232f	19751	75
18240	196, 230	18960	88, 216f, 223, 229, 233f	19380	78	19760	71, 233ff
18245	197, 230	18965	88	19385	78	19765	71, 216ff, 223, 226, 228
18620	196, 230	18966	88	19390	79	19770	71, 224
18630	196, 230	18970	89	19395	79	19775	71
18645	42	18972	89, 223	19400	79, 216ff, 223, 225	19776	70, 216
18650	42, 232	18975	88, 228	19405	79	19777	70
18680	109, 228f			19410	79	19780	67
18685	109, 228f			19420	77	19790	67
18690	109			19425	77	19828	186
18700	109			19430	77	19829	186
18715	109, 229			19435	77		
18720	85			19460	77, 228		
18730	85			19465	77		
18740	85			19470	76		
18750	85, 228			19475	76, 231, 232		
18780	93			19480	76, 229		
18781	93			19485	76, 217, 226f, 230, 233ff		
18782	93, 226f, 230ff			19505	80		
18783	93			19510	80		
18784	93			19520	81		
18790	93			19525	81, 227		
18791	93, 216, 223, 225, 228			19530	81		
18792	93, 225, 227, 228, 232			19540	73		
18793	93			19550	73		
18794	93			19570	69		
18800	105			19580	69		
18810	86, 229f			19585	68		
18820	105, 216, 225, 232			19590	69		
18840	94			19600	68, 229, 231f		
18845	94			19605	68		
18850	85, 226, 228			19607	68		
18855	232			19615	68		
18857	94			19620	71		
				19630	71, 225		
				19640	73		
				19655	73		

G-19

19001	87, 223
19005	87, 226, 229, 231f
19008	87
19010	87, 223, 226, 229, 231, 233f
19015	87
19020	87
19022	87
19023	87, 217
19024	87
19025	87
19026	87
19032	90, 216f, 226, 232
19034	90
19035	90
19038	91
19040	90, 223f, 229, 231
19045	89
19046	89
19048	91
19050	93, 227, 229
19105	105
19107	106
19112	106, 227, 231
19120	106, 231f

G-22

22100	157, 217, 219
22101	157, 217, 219
22102	157
22106	157
22107	157
22540	160
22619	152, 225
22632	156
22633	156
22636	210

G-23

23991	184
-------	-----

G-24

24100	160
24311	159
24314	159
24318	159
24332	159
24418	159
24430	160
24432	159
24435	160
24440	160

G-25

25030	201
25032	201
25034	201

G-26

26033	237
26500	237

G-28

28220	201
28764	165
28766	185
28767	185
28768	185

G-30

30146	184
30745	164

G-31

31013	210
31014	212
31018	211

31021	209
31022	210
31023	211
31024	211
31025	210
31026	210
31027	211
31028	209
31029	209
31031	210
31034	212
31105	199, 228
31215	201
31216	201
31218	201
31219	201
31230	86
31235	86
31299	96
31300	95
31301	96
31303	96
31304	96
31305	96, 216f
31307	95, 218
31308	95
31315	80
31355	151
31420	111
31468	59
31470	59, 225
31477	60
31480	60
31491	121
31496	122, 220
31497	122, 220
31500	123
31501	123
31502	123
31505	124
31506	124
31507	124f, 217, 219
31509	123, 217
31518	101
31519	101
31520	184
31545	51, 227
31555	51, 227
31620	85
31622	92, 218
31623	92
31624	92

31625	90
31720	101, 217
31727	125
31805	161
31806	161
31807	152
31810	195, 230
31891	183
31895	151
31900	199, 233
31901	104, 217
31902	103
31903	103
31905	103, 218
31908	103
31911	127
31953	94, 229, 232
31962	102
31990	132
31994	103, 218

G-32

32007	128
32011	157, 219
32012	157, 219
32015	156
32016	158
32018	158
32019	158
32027	142
32100	70
32101	70
32105	70
32115	34
32119	18
32120	33, 226ff
32128	23, 231
32129	17
32130	19
32134	19
32135	20
32136	15, 218
32137	16
32138	17
32139	17
32148	16, 217
32149	16
32150	142, 232
32152	142

32153	142
32155	151
32160	124, 126
32161	124
32162	125, 217
32164	125
32165	101
32166	151
32167	151, 224
32168	124
32169	125
32209	42, 225
32222	39
32224	40
32225	42, 231
32227	127
32229	40, 223
32240	94
32250	75
32282	123
32313	197
32315	115
32318	43, 223
32320	115
32321	115
32335	105
32350	106
32355	196, 230
32445	131, 232
32446	131, 233ff
32500	123f
32501	124
32505	123ff, 219
32523	128
32528	154
32529	154
32530	127
32555	127
32557	126
32564	129, 220
32665	165, 228
32670	165
32671	198
32672	198
32674	198
32697	164
32698	163
32699	163
32700	186, 227f
32714	143
32715	143, 228
32724	129

Artikelnummerverzeichnis

c-33		33744	40, 223	34061	170	34289	181
		33745	43, 221	34062	170	34290	179, 230
		33747	43, 221	34063	170	34292	182
33045	161	33752	107, 232	34064	169	34293	182, 233
33050	161, 233	33757	121	34065	169	34294	234
33051	163	33758	121, 217, 222	34066	171	34295	182
33052	163, 233	33759	121f, 221f	34067	171	34296	234
33053	161	33760	44	34070	170	34297	182, 235
33054	161	33762	44	34071	170	34298	182
33055	163, 211	33763	44, 220	34072	170	34299	235
33056	163	33776	45, 220	34073	170	34400	181
33057	163, 212	33777	45, 220	34074	171	34493	182
33059	212	33778	45	34075	171	34494	182, 234
33060	163	33786	186, 220f, 225, 229	34081	171	34495	182
33065	163	33831	107	34091	171	34496	182
33066	163	33909	155, 221	34092	170, 217	34497	183

34498	183	36050	200	37430	107, 233f	39511	207
34500	180, 224	36065	200	37435	139, 233ff	39512	208
34501	180	36202	108	37445	143	39525	206
34502	173	36212	108	37500	139	39527	205, 218f, 221, 225, 227f
34524	179	36216	108	37503	139	39528	206
34525	179	36256	108, 233	37512	139, 234	39530	207
34602	187	36262	108	37513	235	39535	208
34606	187	36282	108, 234	37545	139	39540	208
34608	187	36286	108	37555	61	39541	206
34610	187	36292	108	37700	92	39542	206
34616	187	36312	108, 235	37705	92	39543	206
34618	187	36322	108, 235	37710	92	39544	209
34620	188	36342	108, 234			39548	207
34622	188	36362	108, 234			39549	207
34624	188	36366	108, 235			39557	209
34626	188	36502	82	G-38		39561	207
34628	188	36506	82			39562	207
34638	189	36512	82	38240	72, 98, 219	39563	207
34642	188f	36526	82, 233	38242	98	39564	208
34644	188f	36532	82, 233	38244	98, 219	39741	204
34645	188, 190	36536	82	38246	72, 219	39746	204
34646	188f	36540	82, 234	38341	57f	39753	204
34647	188, 190	36552	82	38344	57f	39754	204
34656	190	36556	82	38448	58	39755	204
34658	190	36562	82	38453	59, 219	39762	204
34660	190	36566	82	38475	57f	39764	204
34664	190	36576	82, 234	38600	39, 224	39782	203, 216f, 233
34666	191	36582	82	38602	158, 224	39783	203, 216f, 233
34668	191	36586	82, 235	38604	134, 224	39784	203
34672	191	36604	212	38606	134	39785	203
34678	191			38607	134, 224	39786	203, 216f, 233
34680	192			38608	134, 224	39787	203
34684	192			38610	183	39788	203
34686	192	G-37		38611	178	39789	203
34688	192			38620	198, 224		
34711	193	37000	161	38621	61, 224	G-40	
34806	161	37002	161, 233ff	38622	134, 224		
34810	179	37005	161	38623	89, 224	40006	173, 233ff
34947	116	37006	161	38624	99, 224	40008	173
		37010	161, 210	38626	178		
		37011	162	38628	99	G-42	
		37012	162	38630	178		
G-36		37020	162	38632	158	42001	177
		37035	162	38634	99, 224	42043	172, 233
36000	200, 233ff	37080	161f, 210	38635	178, 224	42361	172, 234
36010	200	37100	210			42502	177
36015	200	37105	210	G-39		42544	172
36020	200	37390	163			42561	172, 235
36025	200	37400	40	39501	207		
36030	200	37410	41, 233ff	39502	208		
36035	200	37414	41				
36045	200	37425	121, 233ff				

Index

Artikelnummervverzeichnis

G-46

46021 176
46022 176
46023 176
46301 177
46302 177
46304 177
46311 176
46321 176
46322 176
46323 176
46341 234
46342 172
46343 172
46362 172
46502 177
46504 177
46511 176
46521 176
46522 176
46523 176
46541 235
46542 172, 235
46562 172

G-50

500001 167

G-52

520400 167
520550 167
520600 167
520625 167
520650 167
520675 167
520700 167
520725 167
520750 167
520775 167
520800 167
520825 167
520850 167
520875 167
520900 167
520950 167

521000 167
521050 167
521100 167
521150 167
521200 167
521250 167
521300 167
521350 167
521400 167
521450 167
521500 167
521550 167
521600 167
521650 167
521700 167
521800 167

G-54

540600 167
540625 167
540650 167
540675 167
540700 167
540725 167
540750 167
540775 167
540800 167
540825 167
540850 167
540875 167
540900 167
540925 167
540950 167

G-56

560600 168
560625 168
560650 168
560675 168
560700 168
560725 168
560750 168
560775 168
560800 168, 223
560825 168
560850 168, 223

560875 168
560900 168
560925 168
560950 168

G-57

570600 168
570650 168
570700 168
570725 168
570750 168, 223
570775 168
570800 168, 223f
570825 168
570850 168
570875 168
570900 168

G-60

60000 237
60001 237

G-61

61100 237
61501 175
61503 175
61505 175
61506 175
61508 174
61509 174
61531 175
61533 175
61535 175
61536 175
61538 174
61539 174
61551 175
61553 175
61555 175
61556 175
61558 174
61559 174
61571 175

61573 175
61575 175
61576 175
61578 174
61579 174
61601 174
61603 174
61631 174
61633 174
61651 174
61653 174
61671 174
61673 174

G-80

80105 238
80107 238
80115 238
80117 238
80305 238
80307 238
80315 238
80317 238
80615 239
80616 239
80710 239
80740 239
80760 239
80810 239
80910 239
80920 239
80925 239
80950 238
80960 238
80975 181

G-81

81002 238
81010 238
81015 238

G-S

S03503 176



Index

Artikelnummervverzeichnis

Index

Produktverzeichnis

Artikelnummervverzeichnis	257
Produktverzeichnis	257
Namensverzeichnis	257

A

Ablage für Pendelinstrument 45
 Absaugkanüle 153, 163, 233
 → Roider 163
 → Weber 163, 233
 Achsenmarkierer 220
 Adapter 165, 210
 Allzweckpinzette 89, 227, 230, 233ff
 → Paufigue 89, 227, 230, 233ff
 Arterienklemme 110, 216, 223, 225ff, 229ff, 233ff
 → Halstead 110, 216, 223, 225ff, 230ff
 → Hartmann 110, 229, 233ff
 Augenbrause 150, 226
 → Cranz 150, 226
 Augenklappe 199, 228
 Augenpinzette 93, 223, 225ff, 230ff
 Augenschere 78ff, 217f, 223, 225, 227ff
 → Modell Bonn 79, 217f, 223, 225

B

Bandspreizpinzette 107, 232
 → Watzke 107, 232
 Batterie kauter 186
 → Hochtemperatur 186
 → Niedrigtemperatur 186
 Beleuchtete biegbare Lasersonden 175
 Biegbare Lasersonden 175
 Bimanuelles I/A Handgriff-Set 181
 Bindehautpinzette 86, 229f, 233ff
 → Draeger 86, 229f, 233ff
 → Modell Freiburg 86
 → Modell Krefeld 86
 Bipolarpinzette 201
 Bipolarstift 201
 Brilliant Peel® 238
 Brilliant Peel® Dual Dye 238

C

Chalazion-Doppellöffel 50
 → Axenfeld 50

Chalazionlöffel 8, 48, 50, 228f
 → Axenfeld 228
 → Meyhöfer 8, 48, 50, 228f
 Chalazionpinzette 109, 228f
 → Cauer 109
 → Desmarres 109, 228f
 → Lambert 109, 228f
 Chopper 123
 Chopper
 → Tobias Neuhann 123f
 Cilienpinzette 85, 228
 → Barraquer 85, 228
 → Beer 85
 → Gradle 85
 → Henry 85
 Cilien- und Fadenpinzette 85
 → Barraquer 85
 Cilien- und Fremdkörperpinzette 85f, 226, 228
 → Modell Hamburg 86
 → Shaaf 85, 226, 228
 Clear-Cornea-Incision Fixierring 121, 217, 222
 → Fine-Thornton 121
 Corneal Sideport Messer 170
 Cyclodialyse Doppelspatel 131
 → Castroviejo 131
 Cyclodialysen-Spatelkanüle 151
 Cystotomkanüle 179, 216

D

DALK Kanüle 180, 224
 Densiron® 68 239
 Densiron® Xtra 239
 Descemet Inzisionshäkchen 134, 224
 Descemet Scraper 134, 224
 → Thomas Neuhann 224
 Descemet Scraper mit Spülung 158
 → Thomas Neuhann 158
 Diamantmesser 57ff, 219, 224f
 → Diaclean Clear-Cornea-Incision Diamantmesser 57f, 219, 224
 → Diamantstufenmesser 225
 → Dreischnitt Diamantstufenmesser 59, 225
 → Retina-Diamantmesser 60
 Diathermie-Anschlusskabel 201
 Diathermiesonde 201

Dieffenbachklemme 111, 231 – 235
 DMEK-Kartusche 178, 224
 → Szurman 178
 DMEK Keratoplastikpinzette 89, 224
 → Remky 89, 224
 DMEK Präparations-Pinzette 99, 224
 → Szurman 99, 224
 DMEK Präparations-Scraper 61, 224
 → Szurman 61, 224
 DMEK Präparations-Spatel 134, 224
 → Szurman 134, 224
 DMEK RAPID Transportkartusche 178, 224
 → Szurman 178, 224
 DMEK-Spülhandgriff 158
 → Szurman 158
 DMEK Transplantat-Halterung 198, 224
 → Szurman 198, 224
 DMEK Transplantat Pinzette 99
 → Yörük 99
 Doppelhäkchen 36, 229
 → Guthrie 36, 229
 Doppelnadel Stabilisator 122, 220
 Yamane 122, 220
 Dreiwegehahn 184
 Druckanschlussschlauch 164
 Druckschlauch 164
 DSAEK/DMEK Rhexispinzette 99, 224
 → Gerten 99, 224
 DSAEK Hornhautmarkierer 39, 224
 → Thomas Neuhann 39, 224
 DSAEK Implantationsspatel 134, 224
 → Thomas Neuhann 134, 224

E

EasyGas® C2F6 238
 EasyGas® C3F8 238
 EasyGas® SF6 238
 Einmal-Bimanuelles I/A Handgriff-Set 181
 Einmal-Clear-Cornea-Messer 171

Einmal-Corneal-Sideport-Messer 170
 Einmal-Cystotomkanüle 179
 Einmal-DALK-Kanüle 180, 224
 Einmal-DMEK-Kartusche 178, 224
 Einmal-DMEK RAPID-Transportkartusche 178
 Einmal-Dreiwegehahn 184
 Einmal-Entfaltungskanüle 180, 224
 Einmal-Entfaltungskanüle
 → Saad 180, 224
 Einmal-Flachkopf-Trokar One-Step 25G 176
 Einmal-Glaskörperschere 172, 234f
 Einmal-Halbovale Silikon-Skleralplombe 192
 → Typ 511 192
 → Typ 515 192
 Einmal-Halbrunde Silikon-Skleralplombe
 → Typ 510 192
 Einmal-High-Speed-Vitrektor MACH2 177
 Einmal-High-Speed-Vitrektor MACH4 177
 Einmal-Hornhautstanze 167
 Einmal-Hydrodissektionskanüle 180, 219
 → Modell Frankfurt 180
 → Modell Tübingen 180
 → Sautter 180, 219
 Einmal-Infusionshalterung 183
 Einmal-Injektionshalterung 183
 Einmal-Injektionskanüle 181
 Einmal-Irisretraktor 179
 Einmal-Kanüle 183
 Einmal-Lamellenklinge 171
 Einmal-Lasersonden 175
 Einmal-Lasersonden
 → beleuchtet, biegbare 175
 → biegbare 175
 → gebogen 174
 → gerade 174
 Einmal-Lichtleiter 176
 → B 176
 → BS 176
 → S 176
 → W 176
 → WA 176
 Einmal-Luftinjektionsschlauch 184
 Einmal-Markierstift 220, 225, 229

Einmal-MVR-Stilet 169f
 Einmal-Ölinjektionssystem 185
 Einmal-Ovale Silikonmanschette
 → Typ 3083 190
 → Typ 3084 190
 Einmal-Ovale Silikon-Skleralplombe
 → Typ 501 190
 Einmal-Ovale Silikon-Skleralplombe
 → Typ 506 191
 Einmal-Ovale Silikon-Skleralplombe,
 Typ 507 191
 Einmal-Parazentesemesser 169
 Einmal-Peribulbärkanüle 179
 Einmal-PFCL-Kanüle 182, 234
 Einmal Phakolanze 170f
 Einmal-Pinzettennadel 173
 → Amon 173
 Einmal-Präparierblock 167
 Einmal-Retrobulbärkanüle 179
 → Atkinson 179
 Einmal-Runde Silikon-Skleralplombe
 → Typ 503 190
 → Typ 504 190
 → Typ 505 190
 Einmal-Schlauch mit
 Luer Adapter 224
 Einmal-Schlauch mit
 Lueranschluss 178
 Einmal-Saugkeile 221
 Einmal-Set für intravitreale Injektion
 (IVOM) 193
 Einmal-Silikon-Cerclageband
 → Typ 40 188
 → Typ 240 188
 Einmal-Silikonkammer 181
 Einmal-Silikonmanschette
 → Typ 70 189
 → Typ 72 189
 → Typ 270 189
 Einmal-Silikonring, asymmetrisch
 → Typ 276 187
 → Typ 280 187
 Einmal-Silikonring, konkav
 → Typ 277 187
 → Typ 279 187
 Einmal-Silikonring, konvex
 → Typ 286 187
 → Typ 287 187
 Einmal-Silikonschiene mit Rille
 → Typ 220 189
 Einmal-Silikonschiene
 → Typ 41 188
 → Typ 42 188
 → Typ 4050 188
 Einmal-Silikon-Skleralplombe mit
 Rille
 → Typ 506G 191
 → Typ 509G 191
 → Typ 516G 192
 Einmal-Skleraklinge 171
 Einmal-Spatelmesser 171
 Einmal-Spatelmesserklinge 171
 Einmalspritze 163, 183, 224
 → BD Emerald
 Einmal-Spül-/Saugkanüle 181
 → Simcoe 181
 Einmal-Spülschlingenkanüle 180
 Einmal-Stab Blade Tip 169
 Einmal-Staubsaugerhandgriff 181
 Einmal-Staubsaugerkanüle 182,
 233ff
 Einmal-Tano-Zängchen 172
 Einmal-Tränenweg
 Intubationsschlauch 179
 Einmal-Tränenwegkanüle 179, 230
 Einmal-Trapezoid Clear Cornea
 Implant Messer (CCI) 171
 Einmal-Trepan 167
 Einmal-Trokarsystem One Step 176
 → Hattenbach / Nikolic 176
 Einmal-Vakuum-Hornhaut-
 stanze 168, 223
 Einmal-Vakuum-Trepan 168, 223f
 Einmal-VFI-Kanüle 182, 234
 → für ÖLI/A 182
 Einmal-Vitrektomiezüngchen 172,
 233ff
 → Endgripping 172, 234f
 → Hattenbach 172, 235
 → Krokodil Design 172, 233
 → Wellendesign 172, 235
 Einmal-VK-Infusionskanüle 179
 → Lewicky 179
 Einmal-VK-Kanüle 180
 → Rycroft 180
 Einweg-Mini-Filter 184
 Elevatorium 196, 230
 → Modell Heidelberg 196, 230
 endoTRON 532 nm 237
 Enklavationsspatel 129
 → Sekundo 129
 Entfaltungskanüle 180, 224
 → Saad 180
 Eukleationslöffel 133, 227

→ Wells 133, 227
 Eukleationsschere 81, 227
 Ersatz-Silikonring 200
 Etikettenuniversalhalter 208
 Exenterationslöffel 51, 227
 → Bunge 51, 227
 Explantationspinzette 104, 218,
 220

F

F4H5® WashOut 239
 Fadenklemme 111
 Fadenlöspinzette 88, 228
 → Barraquer 88, 228
 Fadenpinzette 85, 89ff, 216ff, 220,
 223f, 226, 229, 231f
 → Bangerter 91
 → Dardenne 90
 → Modell Bonn 90
 → Modell Tübingen 90, 223, 229,
 231
 → Paufigue 89
 Fadenschere 79
 → Spencer 79
 Faltpinzette 103, 218
 → H. R. Koch 103, 218
 → Spaleck 103
 Fasspinzette 104, 107, 217, 233f
 → Strobel 104
 Fass- und Haltepinzette 102
 → Dick 102
 Fasziennadel 197
 → Wright 197
 F-Decalin 238
 Federschere 68f, 71, 75, 216, 223ff,
 228, 231f
 → Katzin 223
 → Modell Tübingen 225
 → Troutman 216
 → Vannas 216, 223f, 226, 228, 233f
 → Westcott 75, 216, 223, 226, 229,
 231ff
 Femto Doppelinstrument 135, 222
 → Chansue 135, 222
 → Guell 135
 Femtoflapflifter 136, 221
 → Pfäffl 136, 221
 Femtokatarakt Lidsperrer 24f, 219
 → Dick 24, 219
 → Solomon 25
 Fixierelement 203, 216, 233
 Fixier-, Halte- und
 Messinstrument 121
 Fixierinstrument 233f
 Fixierleiste 207
 Fixierpinzette 93, 227, 229
 Fixierpinzette, Graefe 93, 227, 229
 Fixierring 121f, 217, 221ff
 → Fine-Thornton 121, 221f
 → Flieringa 223
 → Yamane 122
 Flachmeissel 196, 230
 → West 196
 Flaporexpinzette 99, 221, 222
 → Pfäffl 99, 221f
 Flap Pinzette 222
 F-Octane 238
 Fragmentpinzette 92, 222
 → Gaskin 92, 218
 → Kelman-McPherson 92, 222
 Fremdkörper-Doppel-
 instrument 54, 226, 228
 Fremdkörperhebel 55
 → Plange 55
 Fremdkörperinstrument 55, 226,
 228
 Fremdkörpernadel 55

G

Glaskörperschere 82, 172, 233ff
 → Heimann 82, 233ff
 → Naito 82
 Glaukomstanze 63, 64, 225
 → Grehn 64, 225
 → Kelly 63, 225
 → Luntz-Dodick 64, 225
 Gradmessring 44f
 → Mendez 44
 Gürtelfadenpinzette 106
 → Modell Essen 106

H

Halbovale Silikon-Skleralplombe

- Typ 511 192
- Typ 515 192
- Typ 515 192

Halbrunde Silikon-Skleralplombe

- Typ 510 192

Haltepinzette 102**Halter 147****Halter für Saugstreifen 118, 221, 222****Hammer 196, 230**

- Mead 196, 230

Handgriff 72, 98, 101, 173, 210, 219, 233ff

- Modell Japan 72, 98, 219

- UNO Colorline 20G, 23G, 25G 173, 233ff

Healon / Viscoelastika Kanüle 152**High-Speed-Vitrektor MACH2 177****Hohlmeißel 197, 230**

- West 197

Hohlmeißelzange 195, 230

- Friedmann 195, 230

Horizontal-Achsenmarkierer 44, 220

- Gerten 44, 220

Hornhautmarkierer 39, 43, 45, 221, 223f

- Hoffer 39

- Pendelinstrument, Scott 220

- Thomas Neuhann 39, 223f

Hornhautprotektor 221f**Hornhautschaber 60, 223, 227, 229**

- Kuhnt 61, 223, 227, 229

Hornhautschere 67

- Castroviejo 67

- Sautter 67

- Troutman 67

Hornhaut-Spülkanüle 156, 224

- Krumeich 156, 224

Hornhautstanze 167f**Hufeisen-Haken 139, 233ff**

- Hattenbach 139, 233ff

Hybrid-Fadenpinzette 91, 220

- Hattenbach 91, 218, 220

Hybrid-Nadelhalter 116, 218, 220

- Hattenbach 116, 218, 220

Hybrid-Schere 72, 218, 220

- Hattenbach 72, 218, 220

Hydrodissektionskanüle 151, 180, 219

- Modell Frankfurt 180

- Modell Tübingen 180

- Sautter 180, 219

I

I/A-Kanüle 163, 216, 218

- Modell Heidelberg 163

- Simcoe 216, 218

Implantationspinzette 101f, 216, 218

- Doden 102, 216, 218

- Fechner 101

- Sekundo 102

- T. Kohnen 102

Implantationsspatel 224**Infusionsaufsatz 159f****Infusionshalterung 183****Injektionshalterung 183****Injektionskanüle 181****Injektionsspritzen 183****Injektor 195, 218**

- Morcher-Kapselspannring 195, 218

Intraokulare Diathermiesonde 201**Intraokularer Magnet 199, 233**

- Kuhn 199, 233

Inzisionshäkchen 224**IOL-Schere 74, 218, 220**

- Snyder-Osher 74, 218, 220

- Steinmetz 74, 218, 220

IOL-Zängchen 104, 218, 220

- Snyder-Osher 104, 218, 220

Iridektomieschere 73, 225

- Barraquer 73, 225

- Noyes 73

- Wecker 73

Irishäkchen 125, 127, 220

- Dardenne 127, 220

- Lund 127

- Modell Bonn 127

- Modell Frankfurt 127

Irishäkchen und Kernspalter 125

- Thomas Neuhann 125

- T. Kohnen 125

Irispinzette 93ff, 216, 225, 229, 232

- Elze 95

- Modell Bonn 93f, 216, 225

- Schweizer Modell 94

Irisretraktor 216, 218**Irisspatel 132**

- Wecker 132

Iriszängchen 95

- Thomas Neuhann 95

J

Juwelierpinzette 92

K

Kanüle 183**Kanüle für die****Spültrabekulotomie 152**

- Burk 152

Kanülen, retinal 10, 148, 163f**Kaps 97****Kapselpolierer 126, 129**

- Anis 129

Kapselpolierkanüle 154, 220

- Greite 154

- Kratz 154, 216

- Kyu 154

- Papst 154

Kapselpolierkürette 129, 220

- Rentsch 129, 220

Kapselschere 72, 218f

- Brauweiler 72

- H. R. Koch 72, 218

- Yae 72, 219

Kapselzängchen 97, 218

- H. R. Koch 218

Kapsulorhexispinzette 95ff, 217f

- Auffarth 217

- H.-R. Koch 96

- Masket 95

Kapsulorhexiszängchen 95ff, 217f

- Hattenbach 98, 218

- „Schnabel“ Ikeda 98, 219

Kapsulotomieschere 70, 216**Karate Phako Chopper 123**

- Agarwal 123

Keratometer 43, 223

- Maloney 43, 223

Keratomeschere 67

- Castroviejo 67

Keratoplastikpinzette 89, 223f

- Remky 89

- Thomas Neuhann 223

Keratoplastikschere 67f, 223f

- Katzin 67, 223f

- Mackensen 68

Keratoplastik-Siebsspatel 131, 223**Kernfragmentationsspatel 128f****Kernspalter 123ff, 217, 219**

- Thomas Neuhann 123ff, 219

Klammer für Infusionsschlauch 26**Knochenstanze 63**

- Beyer 63

Kolibripinzette 88, 216ff, 223, 226, 229, 232ff**Kombideller 142**

- Kreissig 142

Kreuzstich-Nahtmarkierer 40, 223

- Suffo 40, 223

L

Lamellenklinge 171**LASEK-Epi-Peeler 61, 221**

- Lohmann 221

LASEK-Trepan 197, 221

- Elsa 197

LASEK-Trichter 197, 221

- Lohmann 197, 221

Lasersonden

- beleuchtet, biegebar 175

- biegebar 175

- gebogen 174

- gerade 174

LASIK-Flap Pinzette 221f

- Buratto 221f

LASIK-Hornhautflap-Pinzette 99

- Buratto 99

LASIK-Hornhautmarkierer 43, 221

- Lu 43, 221

- Mendez 43, 221

LASIK-Hornhautprotektor 133, 221f

- Zirm 133, 221f

LASIK-Kanüle 155, 221**Bauer 155, 221****LASIK-Lidsperrer 25, 28, 221**

- Knorz 25, 221

- Maus 28

LASIK-Spatel 134, 221f
 → Neuhann 134, 221f
LASIK-Spülkanüle 155, 221
 → Zirm 155, 221
Lentikelpinzette 100, 222
Lentikelzängchen 100, 222
 → Rupal Shah 100, 222
Lichtleiter S 176
Lichtleiter W 176
Lichtleiter WA 176
Lidhalter 33f, 226ff, 231
 → Desmarres 33f, 226ff, 231
 → Modell Giessen 34
Lidplatte 34, 228f
 → Jaeger 34, 228f
Lidsperrerr 15 – 30, 211, 216 – 228, 231 – 235
 → Bangerter 22
 → Barraquer 15f, 216ff, 225f, 228
 → Barraquer Modell Frankfurt 16
 → Barraquer-Oosterhuis 17f
 → Castroviejo 22
 → Cook 22f, 226f, 231
 → H.-R. Koch 16
 → Kershner 24, 223, 227, 232ff
 → Koga / Noda 27
 → Kratz-Barraquer 18
 → Liebermann-Tennant 24, 27, 216ff, 221f, 224ff
 → Mellinger 19f
 → Mellinger-Beard 20
 → Modell Frankfurt 16
 → Murdock 23f
 → Noda 26, 28
 → Paulmann 26
 → Pretori 20
 → Sauer 18
 → Schott 29f
 → Takeda 19
 → Thomas Neuhann 18
 → Weiss 21f
Limbal Relaxing Incision
Diamantmesser 59
Linse 200, 233ff
 → Kilp 200, 233ff
 → Landers 200
 → Machemer 200
 → Peyman 200
 → Tolentino 200
Linsenbügelmanipulator 126
 → Modell Bremen 126
Linsenhaltering 200

Linsenkernrotierer 124, 126
 → Thomas Neuhann 124, 126
Linsenkernrotierer und Chopper 124
 → Linsenkernrotierer, Thomas Neuhann und Chopper, Tobias Neuhann 124
Linsenkernrotierer und Kernspalter
 → Thomas Neuhann 124
Logistik-Rähmchen 204
Lokalisator 142, 232
 → Laqua 142, 232
 → Lucke 142
Lokalisator und Skleradepressor 142
 → Meyer-Schwickerath 142
Luftinjektionsschlauch 184
Luftkanüle 151, 216, 224ff
 → Modell Frankfurt 151, 216, 225
 → Modell Frankfurt 226
 → Modell Tübingen 151
 → Sautter 151, 224

M

Magnet 199, 233
 → Kuhn 199
Markeur 231
 → Fink 231
Markierhäkchen 126
Markierinstrument 40f, 233ff
 → Braunstein 40
Markierstift 186, 220f, 225, 229
Massstab 42, 232
 → Modell Giessen 42
megaTRON S4 HPS 237
Membran-Peeler 82, 234f
Membranspatel 139
Messring 44
Messspatel 42, 231
Metalladapter 210
microStop® 203f, 216, 233
 → Clip für Fixierelemente 203
 → Deckel Siebtray Mini 203
 → Fixierelement 203, 233
 → Kennzeichnungsschild 204
 → Siebtray Mini 203, 216, 233
 → Tray mini 216, 233
MICS Double Cross Action

Kapsulorhexispinzette 97, 217, 219
 → Auffarth 97, 217, 219
Mikro-Kolibripinzette 88, 216f, 223, 229, 233ff
Mikrozängchen 98
 → Tobias Neuhann 98
Mini-Filter 184
Multifunktions-Chopper 123, 217
 → Jacobovitz 123, 217
Muskelfalter 136, 231
 → Cüppers 136, 231
Muskelklemme 106, 227, 231f
 → Bangerter 106, 227, 231
 → Sattler 231f
MVR Stilett 169, 233

N

Nadelhalter 75, 113 – 117, 217f, 220, 223 – 235
 → Arruga 117
 → Barraquer 113ff, 217, 223ff, 232
 → Castroviejo 115f, 225ff
 → Jacobi 113, 223
 → Kalt 117
 → Modell Heidelberg 117
Nadelhalter mit Schneidefunktion 116
Nahtmarkeur 40, 223
 → Duncker 40, 223
 → Thomas Neuhann 40
Nahtpinzette 87f, 223, 226, 229, 231ff
 → Castroviejo 87, 223, 226, 229, 231ff
 → Modell München 87
 → Modell Zürich 88
NanoEdge® 167ff, 216f, 225f, 229, 232
 → Einmal-Clear Cornea Messer 171
 → Einmal-Corneal Sideport Messer 170
 → Einmal-Hornhautstanze 167
 → Einmal-Lamellenklinge 171
 → Einmal-MVR Stilett 169f, 233
 → Einmal-Parazentese-messer 169, 216f, 225f, 229, 232
 → Einmal-Phakolanze 170f, 217
 → Einmal-Präparierblock 167

→ Einmal-Skleraklinge 171
 → Einmal-Spatelmesser 171
 → Einmal-Spatelmesserklinge 171
 → Einmal-Stab Blade Tip 169
 → Einmal-Trapezoid Clear Cornea Implant Messer (CCI) 171
 → Einmal-Trepan 167
 → Einmal-Vakuum-Hornhautstanze 168
 → Einmal-Vakuum-Stanze 223
 → Einmal-Vakuum-Trepan 223f
 → Einmal-Vakuumentrepan radial 168
Nasenpinzette 106
 → Troeltsch 106
Nasenspeculum 196, 230
Netzhautnagel 106
Noppenplatte 208
Nucleus Manipulator und Kapselpolierer 126
 → Drysdale 126
Nucleus-Spreizpinzette 101
 → Akahoshi 101
Nukleus Manipulator 125
 → Akahoshi 125
Nukleusspalter 123ff, 128, 217
 → Haefliger 124
 → Miyoshi 123
 → Nagahara 124, 217, 219

O

Ölinjektion 185
Ölinjektionssystem 185
Orbitalspatel 130f, 232ff
 → Hamburg Model 131, 232
 → Sautter 130
Ovale Silikonmanschette 190
 → Typ 3083 190
 → Typ 3084 190
Ovale Silikon-Skleralplombe 190f
 → Typ 501 190
 → Typ 506 190
 → Typ 507 190

P

Parazenteseklinge 169
 Parazentesemesser 216f, 225f, 229, 232
 Pendelinstrument 45, 220
 PEP 2.2 mm Infusionsaufsatz 159
 PEP 2.2 mm Spül-/
 Saughandgriff 159
 PEP 2.4 mm Infusionsaufsatz 159
 PEP 2.4 mm Spül-/
 Saughandgriff 159
 Peribulbärkanüle 179
 PFCL-Kanüle 163, 211, 234
 → Chang 163
 Phakolanz DFS 217
 Phakospatel 128
 → Amon 128
 → D. D. Koch 128
 Pigtailsonde 147, 230
 Pinzetten, Kapsulorhexis 95ff
 Pinzettennadel 173
 Pinzetten, Nukleusspalter 84
 Plombe 204
 Positionshäkchen 126f, 216ff
 → Modell Frankfurt 127
 → Rentsch 127
 → Sinsky 126, 216ff
 Positionszängchen 106
 Präparierblock 167
 Pre-Chopper 101, 125
 → Akahoshi 101
 Pre-Chopper Spreizpinzette 101, 217
 → Akahoshi 101, 217
 Protokollkärtchen 204
 Ptosisklemme 109, 229
 → Berke 109

R

Rasierklingenhalter 118
 → Castroviejo 118
 → Troutman 118
 Raspatorium 196, 230
 → Modell Heidelberg 196, 230
 Reinigungsadapter 209ff
 Retina-Diamantmesser 60
 Retraktor 229
 → Guthrie 229

Retrobulbäre Injektionskanüle 150
 Retrobulbärkanüle 179, 217
 → Atkinson 179, 217
 Retrogradsonde 146
 → Kellnar 146
 Rhexispinzette 99, 224
 Runde Silikon-Skleralplombe 190
 → Typ 503 190
 → Typ 504 190
 → Typ 505 190

S

Satomesser 61
 → Dardenne 61
 → Foerster 61
 Saughandgriff 157ff, 217, 219
 → Brauweiler 158
 → D. D. Koch – T. Kohnen 157
 → H.-R. Koch 158
 → Koch-Kohnen 217, 219
 Saugkanüle 152ff
 → Brauweiler 154
 → H.-R. Koch 155
 Saugkanülenhandgriff 156
 → Brauweiler 156
 Saugkeile 186, 221f
 Saug- und Polierkanüle 154
 → Teping 154
 Schere 66 – 83, 216, 223, 225f, 229, 231ff
 → Barraquer 73, 225
 → Westcott 75, 216, 223, 225f, 229, 231ff
 Schere für die vorderen
 Synechien 69
 → Castroviejo 69
 Schielhaken 136ff, 226ff, 231ff
 → Graefe 136f, 226f, 229, 231f
 → Jameson 138, 226, 228, 233ff
 → Malbran 137, 231, 232
 → Modell Bonn 137f, 226, 232ff
 Schläuche 209
 Schlauchsystem 25
 Scraper 224
 Sehnenschere 76, 217, 226, 229 – 235
 → Stevens 76, 217, 226f, 229ff
 Sicherungsplombe 208
 Siebkorb 206f
 → A4-30 hoch 206
 → A6-30 207
 Siebschale 206f
 → A4-15 flach 206
 → A4-30 hoch 206
 → A6-15 207
 Siebspatel 223
 Siebtray Mini 203, 216, 233ff
 Siegel-Etikett 208
 Silikonball 165, 228
 Silikonblock 198
 Silikonblock für DMEK 198
 → Modell Örk Linz 198
 Silikonblock mit Zentrierung 198
 Silikon-Cerclageband 188
 → Typ 40 188
 → Typ 240 188
 Silikonkammer 161
 Silikonmanschette 189
 → Typ 70 189
 → Typ 72 189
 → Typ 270 189
 Silikon-Noppenplatte 208
 Silikonring 200
 Silikonring, asymmetrisch 187
 → Typ 276 187
 → Typ 280 187
 Silikonring, konkav 187
 → Typ 277 187
 → Typ 279 187
 Silikonring, konvex 187
 → Typ 286 187
 → Typ 287 187
 Silikonschiene 188
 → Typ 41 188
 → Typ 42 188
 → Typ 4050 188
 Silikonschiene mit Rille 189
 → Typ 220 189
 Silikonschläuche für G-39544 209
 Silikon-Skleralplombe mit
 Rille 191f
 → Typ 506G 191
 → Typ 509G 191
 Siluron® 1000 239
 Siluron® 2000 239
 Siluron® 5000 239
 Siluron® Xtra 239
 Skalpellgriff 186, 227f
 Skleradeckelmarker 42, 225
 → Tobias Neuhann 42, 225

Skleradepressor 142f, 228
 → Schocket 143, 228
 Skleraklinge 171
 Skleramesser 60
 → Modell Bonn 60
 Sklera-Messspatel 42, 231
 → Vogt 42, 231
 Solea 237
 Spatel 124f, 128ff, 134f, 216f, 221f, 224f, 232
 → Bangerter 130, 232
 → Rentsch 128, 224
 → Spirig 128
 → Thomas Neuhann 124
 Spatel und Nukleusspalter 124
 → Spatel, Thomas Neuhann und
 Nukleusspalter, Nagahara 124
 Spatel und Kernspalter 125
 → Thomas Neuhann 125
 Spatelmesser 171
 Spatelmesser Klinge 171
 Spülhandgriff 156ff, 217, 219
 → Brauweiler 158
 → D. D. Koch – T. Kohnen 157, 217, 219
 → Schmack 156
 Spülkanüle 153, 155f, 221, 224, 228
 → Modell Bonn 153, 228
 → Müller 153
 → Rentsch 153
 Spülkanülenhandgriff 156
 → Brauweiler 156
 Spülleiste 209
 Spülleiste für Siebkörbe 209
 Spül-/Saughandgriffe, coaxial 159f
 Spül-/Saugkanüle 181
 → Simcoe 181
 Spülschlingenkanüle 152, 216
 Spül- und Saughandgriff 160
 → Papst 160
 Spül- und Saugkanüle 153
 → Simcoe 153
 Stab Blade Tip 169
 Starschlinge 130, 218
 → Arlt 130, 218
 → Spirig 130
 Staubsaugeraufsatz 162
 Staubsaugerhandgriff 161f, 233ff
 → retinal 161f
 Staubsaugerkanüle 161f, 233ff
 → Kampik 162
 Sterilisieretui 205

Sterilisierkasten Sterisafe 205, 206

- Duro A4 206
- Duro A4 Plus 205
- Duro A4 plus Komplettsset 218f, 221, 225, 227f
- Duro Siebschale A4-15 206
- Filter 207
- Filter-Einsatz Verfallsdatum 207
- Silikon Fixierleiste 75 207
- Silikon Fixierleiste 230 207
- Silikon-Noppenplatte 208

Stöpsel 163**Strabismusschere** 77, 228

- Modell Bonn 77

Sub-Tenon Injektionskanüle 152**Synechien-Spatel** 131

- Binkhorst 131

T**Tano-Zängchen** 172**TOMARK einstellbarer****Hornhautmarkierer** 45, 220**Tonometer** 46, 225

- Schioetz 46, 225

Trabekel-Saugkanüle 152, 225

- Ph. Jacobi 152, 225

Trabekularschere 70**Trabekularsonde** 147, 225

- Harms 147, 225

Tränensack-Wundhaken 35

- Axenfeld 35

Tränenweg**Intubationsschlauch** 179**Tränenwegkanüle** 149f, 226, 230

- Anel 149, 230
- Modell Bonn 150

Tränenwegsonde 145f, 228, 230

- Bowman 146, 230
- Jünemann 146, 230
- Modell Giessen 146, 230

Tränenweg-Sondenkanüle 150, 230

- Bangerter 150
- Jünemann 150, 230

Tränenwegsonde

- Wilder 145, 228, 230

Transportkartusche 224**Trapezoid Clear Cornea Implant****Messer (CCI)** 171**Trepan** 167, 221**Triangel-Skleradepressor** 143

- Hattenbach 143

Trokar One-Step 25G 176

- Hattenbach / Nikolic 176

Tuchklemme 111, 225, 232ff

- Backhaus 111
- Schaedel 111, 225, 232ff

U**UNO Colorline**

- Einmal-Flachkopf-Trokar One-Step 25G 176
- Einmal-Glaskörperschere 172
- Einmal-High-Speed-Vitrektor MACH2 177
- Einmal-High-Speed-Vitrektor MACH4 177
- Einmal-Lasersonden, beleuchtet, biegsam 175
- Einmal-Lasersonden, biegsam 175
- Einmal-Lasersonden, gebogen 174
- Einmal-Lasersonden, gerade 174
- Einmal-Lichtleiter B 176
- Einmal-Lichtleiter BS 176
- Einmal-Lichtleiter S 176
- Einmal-Tano-Zängchen 172
- Einmal-Trokarsystem One-Step 176
- Einmal-Vitrektomiezüngchen Endgripping 172, 234, 235
- Einmal-Vitrektomiezüngchen Hattenbach 172, 235
- Einmal-Vitrektomiezüngchen Krokodil Design 172, 233
- Einmal-Vitrektomiezüngchen Wellendesign 172, 235
- Glaskörperschere 234f
- Handgriff 233ff
- Handgriff, 20G, 23G, 25G 173
- Vitrektomiezüngchen 233ff

U-Sonde 147**V****Vakuum-Hornhautstanze** 168, 223**Vakuum-Trepan** 168, 223, 224**VFI-Kanüle für Öl I/A** 182**Vioron Trypanblau** 238**Vitrektomiezüngchen** 107f, 233ff

- Endgripping 172, 234f
- Krokodil Design 172, 233ff
- Reimann 107
- Tano 108, 234f
- Wellendesign 172

VK-Infusionskanüle 179

- Lewicky 179

VK-Kanüle 180

- Rycroft 180

Vorderkammerpinzette 101

- von Barsewisch 101

Vorfaltzüngchen 103, 218

- H.-R. Koch 103, 218

Vorlagerungspinzette 106, 231f

- Sattler 106, 231f

W**Wundhaken** 35, 229f

- Axenfeld 35, 229f

Wundspatel 133**Wundspatel und Retraktor** 133

- Modell Giessen 133

Wundspreizer 36, 230

- Müller 36, 230

xenoTRON III 237**Z****Zirkel** 40, 225, 231

- Castroviejo 40, 225, 231

Zügelnahtpinzette 105, 225, 232

- Castroviejo 105
- Elschmig 105
- Leydhecker 105
- Remky 105, 225, 232



Index

Produktverzeichnis

Index

Namensverzeichnis

Artikelnummervverzeichnis	240
Produktverzeichnis	248
Namensverzeichnis	256

A

Agarwal

Karate Phako Chopper 123

Akahoshi

→ Nucleus-Spreizpinzette
(Pre-Chopper) 101, 217

→ Pre-Chopper 125

Amon

→ Phakospatel 128

→ Einmal-Pinzettennadel 173

Anel

→ Tränenwegkanüle 149, 230

Arlt

→ Starschlinge 130, 216, 218

Arruga

→ Nadelhalter 117

Atkinson

→ Einmal-Retrobulbärkanüle 179, 217

Auffarth

→ MICS Double Cross Action
Kapsulorhexispinzette 97, 217,
219

Axenfeld

→ Chalazion-Doppellöffel 50, 228

→ Tränensack-Wundhaken 35

→ Wundhaken 35, 229, 230

B

Backhaus

→ Tuchklemme 111

Bangerter

→ Fadenpinzette 91

→ Irisspatel 132

→ Lidsperrerr 22

→ Muskelklemme 106, 227, 231

→ Spatel 130, 232

→ Tränenweg-Sondenkanüle 150

Barraquer

→ Lidsperrerr 15, 16, 17, 18, 216ff,
225f, 228

→ Cilienpinzette 85, 228

→ Cilien- und Fadenpinzette 85

→ Fadenlöspinzette 88, 228

→ Iridektomieschere 73, 225

→ Nadelhalter 113ff, 216ff, 223ff,
232

Barraquer-Kratz

→ Lidsperrerr 18

Barraquer Modell Frankfurt

→ Lidsperrerr 16

Barraquer-Oosterhuis

→ Lidsperrerr 17, 18

Barraquer-Oosterhuis-Kratz

→ Lidsperrerr 18

Bauer, W.

→ LASIK-Kanüle 155, 221

Beard

→ Lidsperrerr 20

Beard-Mellinger

→ Lidsperrerr 20

Beer

→ Cilienpinzette 85

Berke

→ Ptosisklemme 109, 229

Beyer

→ Knochenstanze 63

Binkhorst

→ Synechien-Spatel 131

Bowman

→ Tränenwegsonde 146, 230

Braunstein

→ Markierinstrument 40, 41

Brauweiler

→ Kapselschere 72

→ Saughandgriff 158

→ Saugkanüle 154

→ Spülkanüle 155

→ Spülkanülenhandgriff 156

Bunge

→ Exenterationslöffel 51, 227

Buratto

→ LASIK Hornhautflap-Pinzette 99,
221, 222

Burk

→ Kanüle f. d.

Spültrabekulotomie 152

Busse

→ Cyclodialysen-Spatelkanüle 151

C

Castroviejo

→ Cyclodialyse Doppelspatel 131

→ Hornhautschere 67

→ Lidsperrerr 22

→ Nadelhalter 115f, 216, 225 – 235

→ Nahtpinzette 87, 217, 223, 226,
229, 231f, 234f

→ Rasierklingenhalter 118

→ Zirkel 40, 225

→ Zügelnahtpinzette 105

Cauer

→ Chalazionpinzette 109

Chang

→ PFCL-Kanüle 163

Chansue

→ Femto Doppelinstrument 135,
222

Cook

→ Lidsperrerr 22f, 231

Cranz

→ Augenbrause 150, 217, 226

Cüppers

→ Muskelfalter 136, 231

D

Dardenne

→ Fadenpinzette 90

→ Irishäkchen 127, 216, 220

→ Satomesser 61

Desmarres

→ Lidhalter 33f, 226 – 229, 231

→ Chalazionpinzette 109, 231

Dick

→ Femtokatarakt Lidsperrerr 24, 219

→ Fass- und Haltepinzette 102

Dieffenbach

→ Dieffenbach-Klemme 111, 216,
231 – 235

Doden

→ Implantationspinzette 102, 216,
218

Draeger

→ Bindehautpinzette 86, 229ff,
233ff

Drysdale

→ Nukleus Manipulator und
Kapselpolierer 126

Duncker

→ Nahtmarkeur 40, 223

E

Elschnig

→ Zügelnahtpinzette 105

Elze

→ Irispinzette 95

F

Fechner

→ Implantationspinzette 101

Fine

→ Federschere 69

Fine-Thornton

→ Clear-Cornea-Incision

Fixierring 121

→ Fixierring 121, 221f

Fink

→ Markeur 43, 231

Flieringa

→ Sklera Fixierring 122, 223

Foerster

→ Satomesser 61

Friedmann

→ Hohlmeisselzange 195, 230

G

Gaskin

→ Fragmentpinzette 92, 218

Gerten

→ Horizontal-Achsenmarkierer 44, 220

→ DSAEK/DMEK Rhexispinzette 99,
224

Gradle

→ Cilienpinzette 85

Graefe

→ Fixierpinzette 93, 227, 229

→ Schielhaken 136f, 226f, 229,
231f

Grehn

→ Glaukomstanze 64, 225

Greite

→ Kapselpolierkanüle 154

Guell

→ Femto Doppelinstrument 135

Guthrie

→ Doppelhäkchen 36, 229

H

Haefliger

→ Nukleusspalter 124

Halstead

→ Arterienklemme 110, 216, 223, 225ff, 230 – 235

Harms

→ Trabekularsonde 147, 225

Hattenbach

→ Einmal-Flachkopf-Trokar One-Step 25G UNO Colorline 176

→ Einmal-Vitrektomiezüngchen Wellen Design UNO Colorline 172

→ Hufeisen-Haken 139, 233ff

→ Hybrid Fadenpinzette 91, 218, 220

→ Hybrid Nadelhalter 116, 218, 220

→ Hybrid Schere 72, 218, 220

→ Kapsulorhexiszüngchen 98, 218

→ Reinigungsadapter 210

→ Triangel-Skleradepressor 143

Hattenbach / Nikolic

→ Einmal-Trokarsystem One-Step UNO Colorline 176

Heimann

→ Glaskörperschere 82, 233ff

→ Positionszüngchen 106

Henry

→ Cilienpinzette 85

Hoffer

→ Hornhautmarkierer 39

I

Ikedo

→ Kapsulorhexiszüngchen 98

Inamura

→ Kapsulorhexiszüngchen 97

J

Jacobi

→ Nadelhalter 113, 223

→ Trabekel-Saugkanüle 152, 225

Jacobi, Ph.

→ Trabekel-Saugkanüle 152

Jacobovitz

→ Multifunktions-Chopper 123

Jaeger

→ Lidplatte 34, 228f

Jameson

→ Schielhaken 138, 226, 228, 233ff

Jünemann

→ Reinigungsadapter 211

→ Tränenwegsonde 146, 230

→ Tränenweg-Sondenkanüle 150, 230

K

Kalt

→ Nadelhalter 117

Kampik

→ Staubsaugerkanüle 162

Katzin

→ Keratoplastikschere 67, 223f

Kellnar

→ Retrogradsonde 146

Kelly

→ Glaukomstanze 63, 225

Kelman-McPherson

→ Fragmentpinzette 92, 222

Kershner

→ Lidsperrerr 24, 223, 227, 232 – 235

Kilp

→ Ersatz-Silikonring 200

→ Linse 200, 233ff

Knorz

→ LASIK-Lidsperrerr 25, 221

Koch, D. D.

→ Phakospatel 128

Koch, D. D. - Kohnen, T.

→ Saughandgriff 157, 217, 219

→ Spülhandgriff 157, 217, 219

Koch, H.-R.

→ Lidsperrerr 16

→ Faltpinzette 103, 218

→ Kapselschere 72, 218

→ Kapselzüngchen 97, 218

→ Kapsulorhexispinzette 96

→ Saughandgriff 158

→ Saugkanüle 155

→ Vorfaltzüngchen 103, 218

Koga / Noda

→ Lidsperrerr 27

Kohnen

→ Implantationspinzette 102

→ Irishäkchen und Nukleusspalter 125

Kohnen, T. - Koch, D. D.

→ Saughandgriff 157, 217, 219

→ Spülhandgriff 157, 217, 219

Kratz

→ Kapselpolierkanüle 154, 216

Kratz-Barraquer

→ Lidsperrerr 18

Kratz-Barraquer-Oosterhuis

→ Lidsperrerr 18

Kreissig

→ Kombideller 142

Krumeich

→ Hornhaut-Spülkanüle 156, 224

→ Nahtmarkeur n. Neuhann 40

Kuhn

→ Intraokularer Magnet 199, 233

Kuhnt

→ Hornhautschaber 61, 223, 227, 229

Kyu

→ Kapselpolierkanüle 154

L

Lambert

→ Chalazionpinzette 109, 228f

Landers

→ Linse 200

Laqua

→ Lokalisator 142, 232

Lewicky

→ Einmal-VK-Infusionskanüle 179

Leydhecker

→ Zügelnahtpinzette 105

Liebermann

→ Lidsperrerr 24, 27, 216ff, 221f, 224ff

→ Nukleus Manipulator 125

Liebermann-Tennant

→ Lidsperrerr 24, 27, 216ff, 221ff, 224f

Lohmann

→ LASEK-Epi-Peeler 61, 221

→ LASEK-Trichter 197, 221

Lu

→ LASIK Hornhautmarkierer 43, 221

Lucke

→ Lokalisator 142

Lund

→ Irishäkchen 127

Luntz-Dodick

→ Glaukomstanze 64, 225

M

Machemer

→ Linse 200

Mackensen

→ Keratoplastikschere 68

Malbran

→ Schielhaken 137, 231f

Maloney

→ Keratometer 43, 223

Masket

→ Kapsulorhexispinzette 95

Maus

→ LASIK-Lidsperrerr 28

Mead

→ Hammer 196, 230

Mellinger

→ Lidsperrerr 19f

Mellinger-Beard

→ Lidsperrerr 20

Mendez

→ Gradmessring 44

→ LASIK Hornhautmarkierer 43, 221

Meyer-Schwickerath

→ Lokalisator und Skleradepressor 142

Meyhöfer

→ Chalazionlöffel 50, 228f

Miyoshi

→ Nukleusspalter 123

Modell Bonn

→ Augenschere 79, 216ff

→ Fadenpinzette 90

→ Irishäkchen 127

→ Irispinzette 93f, 216, 225

→ Schielhaken 137f, 226, 232 – 235

→ Skleramesser 60

→ Spülkanüle 153, 228

→ Strabismusschere 77

→ Tränenwegkanüle 150

Modell Bremen

→ Linsenbügelmanipulator 126

Modell Essen

→ Gürtelfadenpinzette 106

Modell Frankfurt

→ Einmal-Hydrodissektionskanüle 180
 → Irishäkchen 127
 → Lidsperrerr 16
 → Luftkanüle 151, 216, 225f
 → Positionshäkchen 127

Modell Frankfurt Barraquer

→ Lidsperrerr 16

Modell Freiburg

→ Bindehautpinzette 86

Modell Giessen

→ Lidhalter 34
 → Massstab 42
 → Tränenwegsonde 146, 230
 → Wundspatel 133

Modell Hamburg

→ Cilien- und Fremdkörperpinzette 86
 → Orbitalspatel 131, 232

Modell Homburg / Suffo

→ Kreuzstich-Nahtmarkierer 40, 223

Modell Heidelberg

→ Elevatorium 196, 230
 → I/A-Kanüle 163
 → Nadelhalter 117
 → Raspatorium 196, 230

Modell Japan

→ Handgriff 72, 98, 219

Modell Krefeld

→ Bindehautpinzette 86

Modell München

→ Nahtpinzette 87

Modell Örk Linz

→ Silikonblock für DMEK 198

Modell Tübingen

→ Federschere 71, 225
 → Fadenpinzette 90, 223f, 229, 231
 → Luftkanüle 151

Modell Zürich

→ Nahtpinzette 88

Morcher

→ Injektor für Morcher-Kapselspannring 195, 218

Müller

→ Wundspreizer 36, 230
 → Spülkanüle 153

Murdock

→ Lidsperrerr 23f

N**Nagahara**

→ Nukleusspalter 124, 217, 219
 → Spatel n. Neuhann und Nukleusspalter n. Nagahara 124
 → Irishäkchen und Nukleusspalter n. Kohnen 125

Nagata

→ Sub-Tenon Injektionskanüle 152

Naito

→ Glaskörperschere 82

Neuhann, Thomas

→ Descemet Scraper mit Spülung 158, 224
 → DSAEK Hornhautmarkierer 39, 224
 → DSAEK Implantationsspatel 134, 224
 → Hornhautmarkierer 39, 223
 → Irishäkchen und Kernspalter 125, 217
 → Iriszängchen 95
 → LASIK-Spatel 134, 221f
 → Lidsperrerr 18
 → Linsenkernrotierer 126
 → Keratoplastikpinzette 89, 223
 → Kernspalter 123, 219
 → Linsenkernrotierer n. Th. Neuhann und Chopper n. Tobias Neuhann 124
 → Linsenkernrotierer und Kernspalter n. Th. Neuhann 124
 → Nahtmarkeur 40
 → Spatel n. Th. Neuhann und Nukleusspalter n. Nagahara 124
 → Spatel und Kernspalter 125
 → U-Sonde 147

Neuhann, Tobias

→ Chopper 123
 → Linsenkernrotierer n. Th. Neuhann und Chopper n. Tobias Neuhann 124
 → Mikrozängchen 98
 → Skleradeckelmarker 42, 225

Nikolic

→ Einmal-Trokarsystem One-Step UNO Colorline 176

Noda

→ Lidsperrerr 26ff

Noyes

→ Iridektomieschere 73

O**Osher-Snyder**

→ IOL-Schere 74, 218, 220
 → IOL-Zängchen 104, 218, 220

P**Papst**

→ Adapter für I/A-Handgriff n. Papst 210
 → Kapselpolierkanüle 154
 → Spül- und Saughandgriff 160

Paufique

→ Allzweckpinzette 89, 227, 230, 233ff

Paulmann

→ Klammer für Infusionsschlauch 26
 → Lidsperrerr 26

Peyman

→ Linse 200

Pfäffl

→ Femtoflapliftter 136, 221f
 → Flaporexispinzette 99, 221f

Plange

→ Fremdkörperhebel 55

Pretori

→ Lidsperrerr 20

R**Reimann**

→ Vitrektomie-Zängchen 107

Remky

→ DMEK Keratoplastikpinzette 89, 224
 → Keratoplastikpinzette 89
 → Zügelnahtpinzette 105, 216, 225, 232

Rentsch

→ Kapselpolierkürette 129, 220
 → Positionshäkchen 127
 → Spatel 128, 224
 → Spülkanüle 153

Roider

→ Absaugkanüle 163

Rollet

→ Tränensack-Wundhaken 35

Rupal Shah

→ Lentikelzängchen 100, 222

Rycroft

→ Einmal-VK-Kanüle 180

S**Saad**

→ Einmal-Entfaltungskanüle 180

Sattler

→ Vorlagerungs-Pinzette 106, 231f

Sauer

→ Lidsperrerr 18

Sautter

→ Einmal-Hydrodissektionskanüle 180, 219
 → Hornhautschere 67
 → Luftkanüle 151, 224
 → Orbitalspatel 130

Schaedel

→ Tuchklemme 111, 225, 232 – 235

Schioetz

→ Tonometer 46, 225

Schmack

→ Spülhandgriff 156

Schocket

→ Skleradepressor 143, 228

Schott

→ Lidsperrerr 29f

Schweizer Modell

→ Irispinzette 94

Schwickerath-Meyer

→ Lokalisator und Skleradepressor 142

Sekundo

→ Implantationspinzette 102
 → Enklavationsspatel 129

Shaaf

→ Cilien- und Fremdkörperpinzette 85, 226, 228

Simcoe

→ Spül- und Saugkanüle 153, 216, 218

Sinsky

→ Markierhäkchen 126
 → Positionshäkchen 126, 216ff
 → Femtoflapliftter n. Pfäffl Doppelinstrument 136

Snyder-Osher

- IOL-Schere 74, 218, 220
- IOL-Zängchen 104, 218, 220

Solomon

- Femtokatarakt Lidsperre 25

Spaleck

- Faltpinzette 103

Spencer

- Fadenschere 79

Spirig

- Spatel 128
- Starschlinge 130

Steinmetz

- IOL-Schere 74, 218

Stevens

- Sehnenschere 76, 217, 226f, 229 – 235

Strobel

- Fasspinzette 104

Suffo / Modell Homburg

- Kreuzstich-Nahtmarkierer 40, 223

Szurman

- DMEK Präparations-Scraper 61, 224
- DMEK Keratoplastikpinzette 89, 224
- DMEK Präparations-Pinzette 99, 224
- DMEK Präparations-Spatel 134, 224
- DMEK-Spülhandgriff 158
- DMEK Transplantat-Halterung 198, 224

T**Takeda**

- Lidsperre 19

Tano

- Vitrektomie-Zängchen 108, 234f

Teping

- Saug- und Polierkanüle 154

Thornton-Fine

- Clear-Cornea-Incision Fixierring 121
- Fixierring 121, 221f

Tolentino

- Linse 200

Troeltsch

- Nasenpinzette 106

Troutman

- Hornhautschere 67, 216
- Rasierklingenhalter 118

U**Utrata**

- Kapsulorhexispinzette 95

V**Vannas**

- Federschere 71, 216ff, 223f, 226, 228, 233ff

Vogt

- Sklera-Messspatel 42, 231

von Barsewisch

- Vorderkammerpinzette 101

W**Watzke**

- Bandspreizpinzette 107, 232

Weber

- Absaugkanüle 163, 233

Wecker

- Iridektomieschere 73
- Irisspatel 132

Weiss

- Lidsperre 21f

Wells

- E nukleationslöffel 133, 227

West

- Flachmeissel 196
- Hohlmeissel 197

Westcott

- Federschere 75, 216, 223, 225f, 229, 231 – 235

Wilder

- Tränenwegsonde 145, 228, 230

Wright

- Faszienadel 219

Y**Yae**

- Kapselschere 72, 219

Yamane

- Doppelnadel Stabilisator 122

Yörük

- DMEK Transplantat Pinzette 99

Z**Zirm**

- LASIK-Hornhautprotektor 133, 221f
- LASIK-Spülkanüle 155, 221



Index

Namensverzeichnis

© 2025 Geuder AG. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Broschüre darf in irgendeiner Form (Druck, Mikrofilm oder auf andere Weise) reproduziert, verarbeitet, dupliziert oder mittels elektronischer Systeme verbreitet werden – ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Geuder AG.

Jede Verletzung des Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt.

Geuder behält sich das Recht vor, technische Angaben aufgrund neuer Entwicklungen zu ändern. Für die Richtigkeit einzelner Angaben übernimmt Geuder keine Haftung.

Einige Geuder Produkte sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht erhältlich, da sie dort noch keine Zulassung für klinische und/oder Marketingzwecke erhalten haben. Bitte kontaktieren Sie Geuder für weitere Informationen.

Abbildungen nicht maßstabsgetreu.

Trotz größter Sorgfalt kann Geuder keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Katalog übernehmen.

Aufgrund des ständigen technologischen Fortschritts können sich Produktspezifikationen und Abbildungen jederzeit ohne Ankündigung ändern.

Ausgabe: November 2025

Brand Design, Design Direction
Holydesign, Köln

Product Photography, Design
Jens Gerholdt, R SE

NanoEdge®, UNO Colorline®, megaTRON®, endoTRON®, Solea®, Mach2®, Mach4® und vivos® sind eingetragene Marken der Geuder AG.

Brilliant Peel®, Desinor®, EasyGas®, FAH5®, Siluron® und Vioron® sind eingetragene Marken der Fluoron GmbH.

Sterisafe® ist eine eingetragene Marke der SAVUNA GmbH & Co. KG.

microStop® ist eine eingetragene Marke der Gebrüder Martin GmbH & Co. KG.

ReLex® SMILE® und SMILE® sind eingetragene Marken der Carl Zeiss Meditec AG.

IRIDEX® ist eine eingetragene Marke der IRIDEX Corporation.

ACCULS® ist eine eingetragene Marke der Alcon Laboratories, Inc.

Pentays® ist eine eingetragene Marke der Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH.

Millennium™ ist eine eingetragene Marke der MBI Millennium Biomedical, Inc.

Emerald® ist eine eingetragene Marke von Becton, Dickinson and Company (BD).



Medilas

Distributed by
Medilas AG
Zürcherstrasse 39E
CH-8952 Schlieren

www.medilas.ch
info@medilas.ch
+41 44 747 40 00

Geuder behält sich Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vor. Für die Richtigkeit jeder einzelnen Angabe kann keine Gewähr übernommen werden. Illustrationen nicht maßstabsgerecht.

Geuder[®]
Germany

Geuder AG
Hertzstraße 4
69126 Heidelberg
Germany

T +49 6221 3066
F +49 6221 303122
info@geuder.de
geuder.de

CE 2797