

INSTRUMENTENTISCH ak 103

INSTRUMENT DELIVERY TABLE ak 103

FUNKTIONEN

- Elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar
- Hart beschichtete, kratz-unempfindliche Tischplatte
- Eleganter Alu-Gussfuß, pulverbeschichtet
- Rollen optional

FEATURES

- Electric infinitely variable height adjustment
- Durable, scratch resistant laminated table top
- Stylish aluminum base, powder coated
- Castors optional



■ ak 103 a



■ ak 103 s



■ ak 103 v

- s = symmetrisch
- a = asymmetrisch
- v = V-förmige Tischplatte für 2 Geräte

- s = symmetric
- a = asymmetric
- v = v-shaped table top for 2 instruments

INSTRUMENTENTISCH ak 106 vario

INSTRUMENT DELIVERY TABLE ak 106 vario

FUNKTIONEN

- Preiswerter Instrumententisch
- Elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar
- Bausatz für zentrale oder dezentrale Anordnung der Säule ausgelegt
- Hart beschichtete, kratz-unempfindliche Tischplatte
- Auslieferung mit 4 Rollen und 4 Standfüßen

FEATURES

- Affordable instrument delivery table
- Electric infinitely variable height adjustment
- Assembly kit designed to position lift at center or off center position
- Durable, scratch resistant laminated table top
- Shipment contains 4 stands and 4 castors



- All Tables are designed to ship folded down to minimize shipping cost, set up time approx. 20 minutes.

- Quick and easy assembly kit, designed to ship at low cost

INSTRUMENTENTISCH ak 130 HD

INSTRUMENT DELIVERY TABLE ak 130 HD

FUNKTIONEN

- Besonders stabiler Instrumententisch, geeignet für schwere Lasten
- 35 kg schwerer Eisengussfuß, besonders standfest
- Geeignet für Rollstuhlpatienten
- Elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar
- Hart beschichtete, kratz-unempfindliche Tischplatte
- Auslieferung mit 4 Rollen und 4 Standfüßen

FEATURES

- Heavy duty instrument table, designed to carry heavy loads
- 35 kg heavy cast iron base, extremely stable footing
- Accessible to wheel chair patients
- Electric infinitely variable height adjustment
- Durable, scratch resistant laminated table top
- Shipment contains 4 stands and 4 castors



- Der geräumige Platz zwischen den H Segmenten des Gussfußes bietet ausreichend Platz für Rollstuhlpatienten.



- Ample space between the H shaped legs of base allow easy access to wheel chair patients.

- Zur Minimierung der Frachtkosten können alle Tische zerlegt verschickt werden, die Montagezeit beträgt ca. 20 Min.

- Leichtbausatz für problemlosen Transport.

Technische Daten/
Technical Data

Instrumententisch | Instrument Delivery Table

ak 103

ak 106 vario

ak 130 HD



ak 130 HD

ak 103

ak 106



Technische Daten	Technical Data	ak 103	ak 106	ak 130 HD
Nennspannung	Voltage	230 / 110 V	230 / 110 V	230 / 110 V
Nennfrequenz	Nominal frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gussfuß Maße	Base dimensions	420 x 600 mm	400 x 600 mm	550 x 760 mm
Hubhöhe	Vertical lift	300 mm	300 mm	300 mm
Tischhöhe min	Table height min	640 mm	590 mm	645 mm
Tischhöhe max	Table height max	940 mm	890 mm	945 mm
Tisch Gewicht	Table Weight	31 kg	39 kg	54 kg
Max Belastung (zentral platziert)	Max load (weight placed center)	50 kg	50 kg	100 kg
Tischplattenmaße	Table top dimensions			
ak 103 a , s	ak 103 a , s	420 x 650 mm		
Kleine Platte	Small top		500 x 600 mm	
Grosse Platte	Large top		600 x 1000 mm	600 x 1000 mm
V Platte	V shape	560 x 1000 mm	560 x 1000 mm	560 x 1000 mm
Verpackung	Carton			
Karton Basis	Box base unit	68 x 45 x 68 cm	18 x 48,5 x 58,5 cm	120 x 62 x 23 cm
Karton Tischplatte	Box table top	N A	5,5 x 62 x 102,5 cm	NA
Gewicht Verpackung	Weight carton box	5	3	5
Tische / Palette	Tables / pallet	1 (8)*	10	5

* Bausatz

Folded Down

FÜR ALLE TISCHE

FUNKTIONEN

- IEC Eingangssteckdose integriert in die Motorsäule
- 2 IEC Steckdosen, integriert im oberen Teil des Motors
- Handschalter integriert im oberen Teil des Motors
- Sonderspannung 110 Volt verfügbar
- Alle Metallteile sind pulverbeschichtet
- Sonder- Tischplattenmaße auf Anfrage
- Verpackung

FOR ALL TABLES

FEATURES

- IEC power inlet, integrated in electric lift
- 2 IEC power outlets, integrated in the upper part of the lift
- Switch integrated in the upper part of lift
- 110 voltage available
- All metal parts are powder coated
- Special table top sizes upon request
- Ship folded down



GmbH & Co KG
 Otto-Hahn-Str. 3
 25337 Elmshorn
 Phone: +49 4121 79 19 30
 Fax: +49 4121 79 19 39
 info@akrus.de · www.akrus.de