

cubeLITE

Die cubeLITE ist die kleinste der cube-Serie und überzeugt durch ihre gezielte Einfachheit.

Der Phoropterprüfplatz kann einen manuellen oder automatischen Phoropter aufnehmen. Die Steuerelemente des Phoropters können praktisch positioniert werden.

Die cubeLITE gibt es als Rechts- oder Linkseinheit. Sie kann mit einer Lichtsteuerung erweitert werden.

Die Einheit ist mit einem Schiebearm ausgestattet. Der Aufbau mit einem Schwenkarm ist ebenfalls möglich.



Konfigurationen:

Basisturm

- Grundkorpus
- kein Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Projektorsäule
- Grundsteuerung
- LED Leseleuchte

Zusätzliche Optionen

Einheit

- Farbe nach RAL

Mobiliar

- Tischform
- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage
- Sonderlack
- Farbe nach RAL

Patientenstuhl

- Patientensitz
- Fusstütze Patientensuhl
- Sitzverschiebung
- Farbe nach RAL

Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 95kg

Elektronik

- Anschlusssp.: 230VAC
- Anschlussleistung: 6,3A

Patientenstuhl

- Gerätetyp: B
- Schutzklasse: I (MPG 1)
- Schutzart: IP 21

Dimensionen

