

Mikrola

Die Mikrola bietet Ihnen ein individuelles und effizientes Raumkonzept und ist bis zu einem kompletten Arbeitsplatz gestaltbar. Sie ist als Rechts- und Linkseinheit, 1- oder 2-Geräte-Teleskoptisch erhältlich und vereint maximalen Bedienkomfort mit hoher Qualität.

Durch ihre flexiblen Anschlussmöglichkeiten und optimalen Verkabelungslösungen stellt sie eine Bereicherung jeder Laden- und Praxiseinrichtung dar.

Das integrierte Hubsystem bei der Mikrola B (barrierefrei) ermöglicht, dass die Mikrola B auf jede gewünschte Höhe eingestellt werden kann, so dass auch Rollstuhlfahrer bequem Platz haben.



Konfigurationen:

Manuell

- Grundkorpus
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Motorisch

- Grundkorpus
- Motorischer 2er Tisch
- Motorischer Phoropterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Höhenverstellbar

- Grundkorpus
- Motorischer 2er Tisch
- Motorischer Phoropterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Verschiebung Stuhlplatte
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Zusätzliche Optionen

Einheit

- 3er Gerätetisch
- Neigbarer Phoropterarm
- Schräges Tastenfeld
- Projektorsäule
- Wellenablage
- Farbe nach RAL
- Motorsteuerung
- Dali Lichtsteuerung

Mobiliar

- Tischform
- Höhenverstellbarer Tstisch
- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage
- Sonderlack
- Farbe nach RAL

Patientenstuhl

- Fusstütze Patientensuhl
- Sitzverschiebung
- Verschiebung Stuhlplatte
- Liegefunktion
- Farbe nach RAL

Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 157kg
- Anbaumodule: 35 - 55kg
- Patientenstuhl: 70 - 86kg
- Belastung Tisch: 50kg

Elektronik

- Anschlussp.: 230VAC
- Anschlussleistung: 6A
- Beleuchtung: 50VA
- KleinG. Sp.: 1x 6/12VDC - 5A
- HandG. Sp.: 3 - 6VDC - 2A

Typen

- Gerätetyp: B
- Schutzklasse: I (MPG 1)
- Schutzart: IP X

Dimensionen

Aufstellungsmaße	Maß A	Maß B
Basisplatzbedarf	1500 mm	1410 mm
Vollauszug in Tischposition 2	1885 mm	1410 mm
Einheitenbreite (ohne Stuhl)		1156,5 mm
Einheitentiefe (ohne Stuhl)	897 mm	
Tischlänge	850 mm	
Tischbreite		395 mm

