

Tomey TRU-1000

Die TRU-1000 bietet Ihnen ein individuelles und effizientes Raumkonzept. Sie ist als Rechts- und Linkseinheit, mit einem 2-Geräte-Teleskoptisch erhältlich und vereint Bedienkomfort mit guter Qualität.

Durch ihre flexiblen Anschlussmöglichkeiten und optimalen Verkabelungslösungen stellt sie eine Bereicherung jeder Laden- und Praxiseinrichtung dar.

Eine Vielzahl technischer Eigenschaften erweitern das Spektrum.



Konfigurationen:

Schwenkeinheit

- Grundkorpus
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Fusstütze
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Schublade
- Licht

Zusätzliche Optionen

Einheit

- Phoropterarm Schwenkbar
- Rechts / Links umbaubar

Mobiliar

- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage

Patientenstuhl

- Neigbarer Patiententstuhl
- Sitzdrehung
- Sitzverschiebung

Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 215kg
- Patientenstuhl: 47kg

Elektronik

- Anschlusssp.: 230VAC
- KleinG. Sp.: 1x 6/12VDC - 5A

Dimensionen

