

## Tomey TRU-2000 / 2500

Die TRU-2000 / 2500 bietet Ihnen ein individuelles und effizientes Raumkonzept. Sie ist als Rechts- und Linkseinheit, mit einem 2-Geräte-Teleskoptisch erhältlich und vereint maximalen Bedienkomfort mit guter Qualität.

Durch ihre flexiblen Anschlussmöglichkeiten und optimalen Verkabelungslösungen stellt sie eine Bereicherung jeder Laden- und Praxiseinrichtung dar.

Das integrierte Hubsystem bei der TRU-2500 erlaubt, die Einheit auf jede gewünschte Höhe einzustellen, so dass auch Rollstuhlfahrer bequem Platz haben.



## Konfigurationen:

### Schwenkeinheit (TRU-2000)

- Grundkorpus
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Fusstütze
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Schublade
- Licht

### Höhenverstellbar (TRU-2500)

- Grundkorpus
- manueller 2er Tisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Fusstütze
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Schublade
- Licht

## Zusätzliche Optionen

### Einheit

- Phoropterarm Schwenkbar
- Rechts / Links umbaubar

### Mobiliar

- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage

### Patientenstuhl

- Neigbarer Patiententstuhl
- Sitzdrehung
- Sitzverschiebung

## Daten

### Gewicht

- Basiseinheit: 215kg
- Patientenstuhl: 47kg

### Elektronik

- Anschlussp.: 230VAC
- KleinG. Sp.: 1x 6/12VDC - 5A

## Dimensionen

