

cubeONE

Diese Refraktionseinheit besticht durch ein schlichtes Design mit Möglichkeiten der individuellen farblichen Gestaltung. Sie ist kompakt und damit auch geeignet für kleinere Refraktionsräume.

Die Folie in den Designblenden können Sie nach Ihrem Geschmack gestalten: Entweder Sie wählen das Design „cubeONE“ oder verwenden Ihr Corporate Design oder die Farben Ihrer Räume. Der Patientenstuhl ist mit abwaschbarem Kunstleder bezogen. Diverse RAL-Farben sind möglich. Die Armlehnen sind schwenkbar.

Das Bedienfeld am Ende des Zweigerätetes steuert die Höhenverstellung des Patientenstuhls, das Umgebungsglicht und die Jalousien an. Die Kabel werden ordentlich in einem Kabelsystem hinter dem Tisch geführt. Damit sind sie sauber und lastfrei verstaut, so dass sie nicht stören.



Konfigurationen:

Schwenkeinheit

- Grundkorpus
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Projektorsäule
- Grundsteuerung

Zusätzliche Optionen

Einheit

- Farbe nach RAL
- LED Leseleuchte

Mobiliar

- Tischform
- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage
- Sonderlack
- Farbe nach RAL

Patientenstuhl

- Patientensitz
- Fusstütze Patientensuhl
- Sitzdrehung
- Sitzverschiebung
- Farbe nach RAL

Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 165kg
- Belastung Tisch: 40kg

Elektronik

- Anschlussp.: 230VAC
- Anschlussleistung: 6,3A
- HandG. Sp.: 3 - 6VDC - 2A

Patientenstuhl

- Gerätetyp: B
- Schutzklasse: I (MPG 1)
- Schutzart: IP 21

Dimensionen

