

my - lift

Ergonomie durch fortschrittliche Ästhetik, Funktionalität durch aktuelle Technik sowie ein bestechendes Preis-Leistungs-Verhältnis. „my - lift“ steht für einen modernen Praxis-Arbeitsplatz.

Diese Untersuchungseinheit auf höchstem Ausstattungsniveau setzt in puncto Benutzerfreundlichkeit und Komfort völlig neue Maßstäbe. „my - lift“ lässt mit ihrer ausgefeilten Technik und dem stets angepassten Design keine Wünsche mehr offen.

Das moderne Styling korrespondiert in jedem Fall mit der Praxisinneneinrichtung, da jede Oberfläche auf Kundenwunsch veredelt werden kann. Für Arzt und Patienten gleichermaßen stehen optimale Funktion und ergonomisches Design im Vordergrund.

Eine Vielzahl technischer Optionen erweitern das Spektrum.



Konfigurationen:

Manuell

- Grundkorporus
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoro-pterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Motorisch

- Grundkorporus
- Motorischer 2er Tisch
- Motorischer Phoro-pterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Höhenverstellbar

- Grundkorporus
- Motorischer 2er Tisch
- Motorischer Phoro-pterarm
- Patientenstuhl neigbar
- Sitzdrehung
- Verschiebung Stuhlplatte
- Einheitenanschlusskabel
- Grundsteuerung
- Licht / Storrensteuerung
- Schreibtisch

Zusätzliche Optionen

Einheit

- 3er Gerätetisch
- Neigbarer Phoro-pterarm
- Schräges Tastenfeld
- Projektorsäule
- Wellenablage
- Farbe nach RAL
- Motorsteuerung
- Dali Lichtsteuerung

Mobiliar

- Tischform
- Höhenverstellbarer Tisch
- Schublade Gläserkasten
- Bürokorporus
- Brillenablage
- Sonderlack
- Farbe nach RAL

Patientenstuhl

- Fusstütze Patientensuhl
- Sitzverschiebung
- Verschiebung Stuhlplatte
- Liegefunktion
- Farbe nach RAL

Technische Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 170 - 230kg
- Anbaumodule: 35 - 55kg
- Schreibtisch 2m: 42kg
- Patientenstuhl: 65 - 107kg
- Belastung Tisch: 50kg

Elektronik

- Anschlussp.: 230VAC
- Anschlussleistung: 6,3A
- KleinG. Sp.: 1x 6/12VDC - 5A
- HandG. Sp.: 3 - 6VDC - 2A
- Arbeitshöhe: 720 - 980 mm

Typen

- Gerätetyp: B
- Schutzklasse: I (MPG 1)
- Schutzart: IP 20

Dimensionen

