


AddOn®

hydrophil • sphärisch



Q functional

ONS-Funktion*

IOL-Funktion

Fern-Funktion

Basis-Funktion

Eigenschaften

Einstückige, faltbare Intraokularlinse (IOL) aus biokompatiblen hydrophilem Acryl (25% Wasser) zur Implantation in den Sulkus bei pseudophaken Augen.

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Konvex/Konkave Optik | ▶ Zell-Stopp/Non IOL Touch |
| 4 Flex-Haptik | ▶ Sulcus Fit |
| Non Torque Design | ▶ Rotationsstabilität |
| Square Design | ▶ Non Iris Capture |

Sphärische Brechkraft:



AddOn®	Sph.	Schritte
A4SW00	-10,0 D bis +10,0 D	0,25 D

*ONS-Funktionen: Die fünf Funktionen des Auges, die für ein optimales, natürliches Sehen (ONS) notwendig sind (siehe Rückseite).