



Technische Spezifikationen

Haigis-Konstanten*	a0 = 0,8751 a1 = 0,2659 a2 = 0,1416
A-Konstante*	119,033 (SRK/T)
Refraktiver Index	1,47
Abbe-Zahl	58

*Stand IOL Con 12.2021

Linsentyp	1-teilige Hinterkammerlinse
Material	biokompatibles hydrophobes Acryl (<0,5%)
Haptik	Z-Haptik, 0° Anwinkelung
Optik	asphärische Optik, 360° Zellbarriere, Wavefront-Linking-Technologie
Filter	UV-Filter, Blaulichtfilter
Sterilisation	EO
Injektionssystem	POB-MA

■ Basis-Funktion

Sphärische Brechkraft:



■ EDOF-Funktion

Wavefront-Linking-Technologie

Art.-Nr.	Sphäre	Schritte
B1XBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S1XBY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version.
QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1022

Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330
info@1stq.de



1stQ Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Ring 23
68163 Mannheim
www.1stq.de