

# High

**Haute Cohésivité**  
Maintient parfait de la  
chambre antérieure.

**Viscoélasticité  
maximale**  
Manipulation facile  
des instruments durant  
la chirurgie.



**Acide hyaluronique  
premium**  
Haute transparence  
offre une visibilité  
optimale.

**Pseudoplasticité  
augmentée**  
Aspiration rapide de  
l'OVD à la fin de la  
chirurgie.



Minivisc Plus est un nouveau viscoélastique,  
procurant de l'espace et du confort durant toutes  
les étapes de la chirurgie de la cataracte

# cohesivity

**MINIVISC® PLUS**

Hyaluronate de sodium | 1,4% | 1,0 ml

**COHESIF  
BIOFERMENTATION  
VISCOELASTIQUE**


Confort et espace  
pendant l'intervention  
chirurgicale



## Spécifications produit

<b>Concentration AH</b>	1,4%
<b>Dispersivité</b>	Visqueux cohésif
<b>Volume</b>	1,0 ml
<b>Source</b>	Biofermentation
<b>Poids moléculaire</b>	3-4 MDa
<b>Viscosité</b>	323 Pa.s
<b>Osmolarité</b>	200-400 mOsm/kg
<b>pH</b>	6,8-7,6
<b>Index de réfraction</b>	1,330-1,350
<b>Stockage</b>	2 °C bis 25 °C
<b>Conservation</b>	3 ans
<b>Cannule</b>	27G

Haut poids  
moléculaire



**BOHUS**  
SCANDINAVIAN HA

Legal manufacturer:  
info@bohusbiotech.com  
www.bohusbiotech.com Phone: +46 526 146 86  
Trädgårdsgatan 4, 452 31 Strömstad, Sweden