



- 0,06% ultra-reines Trypanblau
- Isotonische, sterile und nicht-pyrogene Färbelösung
- 1,0 ml Einmalspritze



AJL BLUE

0,06%ige Trypanblaulösung

Sterile, ultrareine Färbelösung für die Ophthalmologie

AJL BLUE 0,06% ist eine ophthalmische, sterile und biokompatible Trypanblau-Lösung zur Färbung der vorderen Linsenkapsel während der ophthalmologischen Chirurgie.

Der ophthalmische Vitalfarbstoff wird als Adjuvans während der Kapsulorhexis verwendet und minimiert das Risiko von Kapselrupturen in Augen mit reifem Katarakt, mit schlechten Purkinje-Reflexen oder kleinen Pupillen.

Technische Spezifikation AJL BLUE 0,06%

Produktspezifikation	0,06%ige sterile Trypanblau-Lösung für die Augenchirurgie -	
Indikationen	Kapsulorhexis	
	- Phakoemulsifikation	
	- Kataraktchirurgie mit kleiner Inzision	
	- Extrakapsuläre Kataraktchirurgie - Anteriore/posteriore Kapsulotomie - Membran-Peeling	
	- Verbesserte Visualisierung NaCl Na ₂ HPO ₄ · 2H ₂ O NaH ₂ PO ₄ · 2H ₂ O Trypan Blau	
Zusammensetzung (je 1 ml Lösung)	Wasser für Injektion	8,2 mg
		1,9 mg
		0,3 mg
		0,6 mg
		q.s.
Packungsinhalt	1,00 ml Einmal-Fertigspritze mit Luer-Lock-Anschluss	
Lagerung	1 sterile 27 G Einmal-Kanüle	
Sterilisationsmethode	>5 °C	
CE	Dampfsterilisation	
	2797	

Vertrieb durch: Medilas

Medilas AG
Zürcherstrasse 39E
CH- 8952 Schliern
T +41 44 747 40 00

info@medilas.ch
www.medilas.ch

Hersteller:

AJL OPHTHALMIC, S.A.
Parque Tecnológico
de Álava
Ferdinand Zeppelin 1,
01510 Miñano, Álava
Spanien